

**activeblue** 



Aparato de limpieza de gran rendimiento  
– especialmente apropiado para  
limpiar aparatos ortodónticos.



# Limpieza cuidadosa – rápida y eficaz.



## **activeblue**



### **Aparato de limpieza de gran rendimiento REF 098-000-00**

Para quitar cuidadosamente placa dental de aparatos removibles de ortopedia dentofacial.

#### **Forma de suministro:**

- 1 x **activeblue** aparato de limpieza de gran rendimiento
- 1 x **activefluid** líquido de limpieza, 400 ml
- 1 x vaso de limpieza blanco
- 1 x agujas de limpieza, 75 g
- 1 x pinza
- 1 x imán de soporte
- 1 x cable de alimentación, 230 V

#### **Datos técnicos:**

Tensión de la red: 100 V-240 V con 50 Hz/60 Hz  
Potencia absorbida: 90 VA  
Fusible para la red: T 1,6AL / 250 V  
Núm. de revoluciones: 1200 min<sup>-1</sup> / 1600 min<sup>-1</sup> / 2000 min<sup>-1</sup>  
Dimensiones  
[anchura x altura x profundidad]:  
150 mm x 240 mm x 280 mm  
Peso neto del aparato: 3 kg  
Nivel de ruido: < 70 dB (A)

El **activeblue** es un aparato de limpieza compacto de gran rendimiento para limpiar todo tipo de aparatos de ortodoncia removible. El sistema de limpieza se basa en la limpieza mecánica mediante agujas magnetizables por el procedimiento de rotación en un líquido de limpieza.

Junto con el líquido de limpieza **activefluid**, especialmente desarrollado para este fin, se consiguen quitar de forma rápida y eficaz placa persistente y sarro de los aparatos de ortodoncia y ortopedia dentofacial. Sobre todo en sitios donde no es posible una limpieza mecánica normal (cepillo de dientes).

- **magnífica prestación de servicio para sus pacientes**
- **aparatos removibles de ortopedia dentofacial perfectamente limpios**
- **sencillo, rápido, higiénico**
- **tamaño pequeño, pudiendo ser colocado en todas partes**



## **activefluid**

### **Líquido líquido de limpieza especial para activeblue**

El líquido purificador **activeblue** es un limpiador, que ha sido particularmente creado para limpiar de forma rápida y eficaz aparatos de ortodoncia con el aparato de alto rendimiento **activeblue** pudiendo quitar con facilidad hasta placa persistente y sarro cuidadosamente del aparato ortodóntico. Gracias al ajuste del líquido, particularmente creado para aparatos ortodónticos, pueden evitarse corrosión y otras mermas en los sensibles tornillos de expansión y en los elementos alámbricos.

Si se emplea otro tipo de limpiador diferente a **activeblue**, no podemos hacernos cargo de ningún tipo de garantía sobre los aparatos ortodónticos.

- **particularmente desarrollado para delicados aparatos ortodónticos**
- **quita de forma segura y cuidadosa hasta la placa más persistente**
- **inofensivo para el paciente**
- **para la limpieza en el aparato de gran rendimiento activeblue®**



### **Líquido de limpieza REF 150-020-00**

El líquido de limpieza **activefluid** está a su disposición como accesorio del aparato **activeblue**.

Propiedades químicas y físicas:  
Líquido purificador ácido, pH = 2,0

#### **Forma de suministro:**

1 x 1000 ml de líquido de limpieza **activefluid**

# Dentaurum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE



Date of information: 2023-01  
Subject to modifications

**D**  
DENTAURUM

Turnstraße 31 | 75228 Ispringen | Alemania | Teléfono +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295  
www.dentaurum.de | info@dentaurum.de