


# Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland  
Australia | Canada | USA und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE



➔ Informationen zu Produkten finden Sie unter [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)

Stand der Information: 2023-12  
Änderungen vorbehalten

989-429-10 Printed by Dentaurum Germany 2023-12/01-14

Pflegehinweise

## Zangen- und Drahtständer

**D**  
DENTAURUM

**D**  
DENTAURUM

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Dentaurum entschieden haben.

Damit Sie dieses Produkt sicher und einfach zum größtmöglichen Nutzen für sich und die Patienten einsetzen können, muss diese Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen und beachtet werden.

In einer Gebrauchsanweisung können nicht alle Gegebenheiten einer möglichen Anwendung beschrieben werden. Deshalb steht Ihnen unsere Hotline gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte empfehlen wir Ihnen auch bei häufiger Verwendung des gleichen Produktes immer wieder das aufmerksame Durchlesen der jeweils aktuell beiliegenden bzw. im Internet unter [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com) hinterlegten Gebrauchsanweisung.

## 1. Hersteller

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Deutschland

## 2. Pflegehinweise

Für eine sachgerechte Pflege der Zangen- und Drahtständer bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

**Die Reinigung sollte mit Seifenlauge bis 80 °C max. erfolgen. Bitte benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, die Alkohol, Ethanol oder Phenol enthalten – Bruchgefahr!**

## 3. Qualitätshinweise

Dentaurum versichert dem Anwender eine einwandfreie Qualität der Produkte. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung beruht auf eigener Erfahrung. Der Anwender ist für die Verarbeitung der Produkte selbst verantwortlich. In Ermangelung einer Einflussnahme von Dentaurum auf die Verarbeitung durch den Anwender besteht keine Haftung für fehlerhafte Ergebnisse.



055-101-01

1 Stück

### Zangen- und Drahtständer, kombiniert

Mit 6 Röhren für Stangendrähte

Breite: ca. 18 cm

Höhe: ca. 13 cm

Aus glasklarem Kunststoff



055-000-00


1 Stück

### Zangenständer, kurz

Für ca. 7 Zangen

Länge: 13 cm

Aus glasklarem Kunststoff



055-100-00

1 Stück

### Zangenständer, lang

Für ca. 14 Zangen

Länge: 25,5 cm

Aus glasklarem Kunststoff



055-105-00

1 Stück

### Zangenständer

Für 15 Zangen

Breite: 30 cm

Tiefe: 20 cm

Höhe: 6,5 cm

Aus weißem Kunststoff