


ORTHOCAST

M-SERIES



Der Vorteil liegt im Detail.

Ortho-Cast M-Series

Die Bukkalröhrchen-Serie der Extraklasse.



● Ortho-Cast M-Series
nicht konvertierbar



Einfachvierkant
Doppelvierkant

● Ortho-Cast M-Series
konvertierbar




Einfachvierkant
Doppelvierkant

● Ortho-Cast M-Series
konvertierbar



Zweifach-
kombination
Dreifach-
kombination

● Ortho-Cast M-Series mini
nicht konvertierbar



Einfachvierkant

Perfekt in Funktion und Design.

Genau wie die Dentaureum-Brackets werden auch die Bukkalröhrchen in modernsten Konstruktions- und Produktionsverfahren hergestellt.


Die Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen bieten dem Anwender viele Features für ein einfaches und sicheres Handling. Zudem hat der Behandler maximale Wahlfreiheit für seine individuelle Behandlung: Ortho-Cast M-Series einfach- oder doppelvierkant, konvertierbar oder nicht konvertierbar, für die Adhäsiv- und Bandtechnik.

- Neu: Zweifachkombination und Dreifachkombination, konvertierbar für die Bandtechnik.
- Echtes Ein-Stück-Bukkalröhrchen für hohe Biokompatibilität.
- Laserstrukturierte 3D-Basis für perfekten Halt und optimalen Sitz.
- Kennzeichnung + (OK) / - (UK) und FDI-Kennzeichnung bei Adhäsivtechnik für einfache Zuordnung zum Zahn.
- Biegbare Kugelkopfhäkchen für volle Flexibilität in der individuellen Gestaltung der Behandlung.

ORTHOCAST

M-SERIES


einfachvierkant
nicht konvertierbar



einfachvierkant
konvertierbar

Biegbares Kugelkopfhäkchen
für maximalen Patientenkomfort.

Kerbe für Klemmpinzette
zum einfachen Setzen.



Abgerundete Flügel
für hohen
Patientenkomfort.


Anatomische 3D-Basis
gewährleistet bestmöglichen Sitz.

Bukkale Konturierung
für leichte Positionierung auf dem Zahn.


**Laserstrukturierte Basis
mit FDI-Kennzeichnung**
für optimale Haftung und
einfache Identifizierung.

Innovativer Konvertierdeckel
bietet Flexibilität in der Therapiegestaltung.
Deckel kann schnell und einfach
abgeschält werden.

doppelvierkant
nicht konvertierbar



doppelvierkant
konvertierbar



Zweifachkombination
konvertierbar

Biegbares Kugelkopfhäkchen
für maximalen Patientenkomfort.

Einfache Zuordnung zum Zahn
+ (OK)

Innovativer Konvertierdeckel
bietet Flexibilität in der Therapie-
gestaltung. Deckel kann schnell
und einfach abgeschält werden.

Unterschnitte
für einfacheres Ligieren
nach dem Konvertieren.

Anatomische 3D-Basis
gewährleistet
bestmöglichen Sitz.

Speziell
für die
Bandtechnik.

Dreifachkombination konvertierbar

Biegbares Kugelkopfhäkchen
für maximalen Patientenkomfort.

Innovativer Konvertierdeckel
bietet Flexibilität in der Therapiegestaltung.
Deckel kann schnell und einfach abgeschält werden.


**Einfache Zuordnung
zum Zahn**
+ (OK)

Anatomische 3D-Basis
gewährleistet bestmöglichen Sitz.

Unterschnitte
für einfaches Ligieren
nach dem Konvertieren.

Speziell
für die
Bandtechnik.

einfachvierkant
nicht konvertierbar



Speziell
für die
Adhäsivtechnik.

Ortho-Cast M-Series

Zubehör



Leichtes Setzen

mit der speziell abgestimmten Klemmpinzette
(REF 025-280-00).



Optimales Konvertieren

mit der perfekt abgestimmten Konvertierzange
(REF 003-805-00).



Leichtes Abnehmen von Adhäsiv-Bukkalröhrchen

mit der abgewinkelten Bracket-Abnehmezange
(REF 004-347-00).



Leichtes Abnehmen von Bändern

mit der Oliver-Jones Band-Abnehmezange
(REF 026-347-00).

CONTEC Ic



CONTEC Ic Set (REF 163-110-00) bestehend aus:

- 3 x 3 g CONTEC Ic Adhäsiv
- 1 x 5 ml CONTEC Ic/lcr Primer
- 2 x 2,5 ml CONTEC Ätzel
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi-Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

Für ca. 800 Brackets (40 Behandlungsfälle).



Einzelpackung	Inhalt	REF
CONTEC Ic Adhäsiv	2 x 3 g Spritze	163-111-00
CONTEC Ic/lcr Primer	1 x 5 ml Flasche	163-113-10
CONTEC Kunststoff Primer	1 x 5 ml Flasche	163-100-10
CONTEC Ätzel	2 x 2,5 ml Spritze	163-115-00

Entwickelt in Kooperation mit:

SAREMCO
DENTAL

* CONTEC Ic ist bei Verwendung von Metall- und Keramikbrackets frei von BisGMA (Bisphenol A Glyceroldimethacrylat), TEGDMA (Triethylenglykoldimethacrylat) und HEMA (Hydroxyethylmethacrylat).
CONTEC Ic ist bei Verwendung von Kunststoffbrackets frei von TEGDMA und HEMA.

Produktübersicht

Adhäsivtechnik

einfachvierkant

Ortho-Cast M-Series mini 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Oberkiefer

Unterkiefer

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

einfachvierkant



Ortho-Cast M-Series 18/22 konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

doppelvierkant



Ortho-Cast M-Series 18/22 nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
 Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandtechnik

einfachvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-10	822-212-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-20	822-212-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-10	822-217-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-20	822-217-20	



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-40	822-512-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-30	822-512-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47-46	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-40	822-217-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-30	822-217-30	
47-46	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-40	822-218-40	
36-37	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-30	822-218-30	

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
 Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandtechnik

einfachvierkant



Ortho-Cast M-Series 18/22 konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-10	822-111-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-20	822-111-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-10	822-112-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-20	822-112-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-40	822-111-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-30	822-111-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-40	822-112-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-30	822-112-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandtechnik

doppelvierkant



Ortho-Cast M-Series 18/22 nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-10	822-221-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-20	822-221-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-10	822-222-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-20	822-222-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-10	822-227-10	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-20	822-227-20	

NEU



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-40	822-221-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-30	822-221-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-40	822-222-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-30	822-222-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
47-46	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-40	822-224-40	Ricketts 18 – IV. Dimension für 6er
36-37	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-30	822-224-30	Ricketts 18 – IV. Dimension für 6er

NEU

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandtechnik

doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-10	822-121-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-20	822-121-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-10	822-122-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-20	822-122-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-40	822-125-40	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-30	822-125-30	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



NEU

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaorium version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaorium imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Hilfsröhrchen nach gingival-bukkal versetzt · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-40	822-151-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-30	822-151-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-40	822-152-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er
36-37	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-30	822-152-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** für 6er



CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaorium version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaorium imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandtechnik

Zweifachkombination

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen okklusal · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-10	822-141-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-20	822-141-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)
Slot 22: 0,46 x 0,70 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)

** The Dentaorium version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaorium imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrchen gingival · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47-46	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-40	822-147-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-30	822-147-30	



NEU

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Rundröhrchen: 1,15 mm / 45 (gingival)

Oberkiefer

Unterkiefer

Dreifachkombination



Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · mit Lip Bumper/Face Bow Röhrrchen okklusal · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-10	822-131-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-20	822-131-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-10	822-132-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-20	822-132-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-20	

NEU

CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 - Slot Rundröhrrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)
 Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 - Slot Rundröhrrchen: 1,15 mm / 45 (okklusal)
 ** The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Die perfekte Kombination mit unseren Brackets:

discovery
smart



discovery
..pearl



dynamique



dynamique



equilibrium® 2



equilibrium® mini



Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - *Durchwahl*

Festsitzende Technik - 550
Herausnehmbare Technik - 555
Customer Support Digital - 280
Auftragsannahme - 210

Faxbestellung 0800/4 14 24 34
(gebührenfrei aus Deutschland)



ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Stand der Information: 10/21
Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com