




**ORTHOCAST**  
M-SERIES

**DER VORTEIL  
LIEGT IM DETAIL**



**D**  
**DENTAURUM**  
1886



**Ortho-Cast M-Series**  
Die Bukkalröhrchen-Serie  
der Extraklasse

Ortho-Cast M-Series  
**nicht konvertierbar**



Einfachvierkant

Doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series  
**konvertierbar**



Einfachvierkant

Doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series mini  
**nicht konvertierbar**



Einfachvierkant

## Perfekt in Funktion und Design

Genau wie die Dentaurum-Brackets werden auch die Bukkalröhrchen in modernsten Konstruktions- und Produktionsverfahren hergestellt.

Die Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen bieten dem Anwender viele Features für ein einfaches und sicheres Handling. Zudem hat der Behandler maximale Wahlfreiheit für seine individuelle Behandlung: Ortho-Cast M-Series einfach- oder doppelvierkant, konvertierbar oder nicht konvertierbar, für die Adhäsiv- und Bandtechnik.\*




Patentiertere  
Laserstruktur mit  
FDI-Kennzeichnung!

### Highlights:

- Neu: Zweifachkombination und Dreifachkombination, konvertierbar für die Bandtechnik.
- Echtes Ein-Stück-Bukkalröhrchen für hohe Biokompatibilität.
- Laserstrukturierte 3D-Basis für perfekten Halt und optimalen Sitz.
- Kennzeichnung + (OK) / - (UK) und FDI-Kennzeichnung bei Adhäsivtechnik für einfache Zuordnung zum Zahn.
- Biegbare Kugelkopfhäkchen für volle Flexibilität in der individuellen Gestaltung der Behandlung.

**einfachvierkant**  
nicht konvertierbar\*



**Biegbares Kugelkopfhäkchen**  
für maximalen Patientenkomfort.

**Distale Kerbe**  
zum Einhängen zusätzlicher  
Elemente z. B. 8-er Ligaturen.

**Trompetenförmige Öffnung**  
zum einfachen Einführen  
des Bogens.

**Anatomische 3D-Basis**  
gewährleistet bestmöglichen Sitz.

**Bukkale Konturierung**  
für leichte Positionierung  
auf dem Zahn.

**Kerbe für Klemmpinzette**  
für einfaches Setzen.

**Laserstrukturierte Basis  
mit FDI-Kennzeichnung**  
für optimale Haftung und einfache Identifizierung.

\*Auch verfügbar für den UK 7er in MBT.

**einfachvierkant**  
konvertierbar

**Biegbares Kugelkopfhäkchen**  
für maximalen Patientenkomfort.

**Kerbe für Klemmpinzette**  
zum einfachen Setzen.


**Innovativer Konvertierdeckel**  
bietet Flexibilität in der  
Therapiegestaltung.  
Deckel kann schnell und  
einfach abgeschält  
werden.

**Abgerundete Flügel**  
für hohen  
Patientenkomfort.

**Laserstrukturierte Basis  
mit FDI-Kennzeichnung**  
für optimale Haftung und  
einfache Identifizierung.

**Anatomische 3D-Basis**  
gewährleistet bestmöglichen Sitz.

**Bukkale Konturierung**  
für leichte Positionierung auf dem Zahn.



**doppelvierkant**  
nicht konvertierbar

**Biegbares Kugelkopfhäkchen**  
für maximalen Patientenkomfort.

**Distale Kerbe**  
zum Einhängen zusätzlicher  
Elemente z. B. 8-er Ligaturen.


**Kerbe für  
Klemmpinzette**  
zum einfachen  
Setzen.

**Anatomische 3D-Basis**  
gewährleistet  
bestmöglichen Sitz.


**Bukkale Konturierung**  
für leichte Positionierung  
auf dem Zahn.

**Trompetenförmige  
Öffnungen** zum  
einfachen Einführen  
der Bögen.

**Laserstrukturierte Basis mit FDI-Kennzeichnung**  
für optimale Haftung und einfache Identifizierung.



**doppelvierkant**  
konvertierbar



**einfachvierkant**  
nicht konvertierbar\*

**Biegbares Kugelkopfhäkchen**  
für maximalen Patientenkomfort.

**Zierliches Design.**

**Einfache Zuordnung  
zum Zahn  
+ (OK)**

**Trompetenförmige Öffnung**  
zum einfachen Einführen  
des Bogens.

**Anatomische 3D-Basis**  
gewährleistet  
bestmöglichen Sitz.

**Einfaches und sicheres  
Positionieren auf dem  
mesio-bukkalen Höcker.**  
Ideal bei Molaren, die sich noch  
im Durchbruch befinden.

**Laserstrukturierte Basis mit FDI-Kennzeichnung**  
für optimale Haftung und einfache Identifizierung.





**ORTHOCAST**  
M-SERIES

## Ortho-Cast M-Series Zubehör




**Leichtes Setzen**  
mit der speziell abgestimmten Klemmpinzette  
(REF 025-280-00).



**Leichtes Abnehmen von Adhäsiv-Bukkalröhrchen**  
mit der abgewinkelten Bracket-Abnehmezange  
(REF 004-347-00).



**Optimales Konvertieren**  
mit der perfekt abgestimmten Konvertierzange  
(REF 003-805-00).



**Leichtes Abnehmen von Bändern**  
mit der Oliver-Jones Band-Abnehmezange  
(REF 026-347-00).

## Adhäsivtechnik

einfachvierkant

### Ortho-Cast M-Series mini 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise



### Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



## Adhäsivtechnik

### einfachvierkant

#### Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Oberkiefer

Unterkiefer

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

\*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### doppelvierkant

#### Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Oberkiefer

Unterkiefer

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

\*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Adhäsivtechnik

doppelvierkant

### Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

● Oberkiefer

● Unterkiefer

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25  
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

\*\* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Jetzt mehr entdecken.





CONTACT  
**DENTAURUM**

**KUNDENSERVICE** +49 72 31 / 803 - *Durchwahl*  
Kieferorthopädie -550  
Customer Support Digital -280  
Auftragsannahme -210

**Dentaaurum GmbH & Co. KG**



Turnstr. 31  
75228 Ispringen · Germany



info@dentaaurum.com  
www.dentaaurum.com



Telefon +49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP  
SHOP.DENTAURUM.COM