


*discovery*<sup>®</sup>  
*delight*



Überraschend anders.  
Das Lingualsystem.

**D**  
DENTAURUM


# Erstaunlich effektiv.




**discovery® delight** steht für die kompromisslose Reduzierung der für die Behandlung benötigten Komponenten. Die freie Auswahl aller lingualen Behandlungsvarianten, von der 2D- bis hin zur 3D-Behandlung, bleibt dabei gewährleistet.

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rubens Demicheri, Montevideo, entstand ein Lingualsystem, das auf die Patientenwünsche eingeht und gleichzeitig alle Vorzüge der bewährten discovery® Bracketfamilie bietet:

- **höchste Qualität**
- **nahezu unsichtbar**
- **kurze Behandlungsdauer**
- **sehr hoher Tragekomfort**
- **perfektes Design**




## Einfach praktisch.



Den Mittelpunkt von **discovery® delight** bilden vier Bracket-typen, die eine Anwendung im Oberkiefer und Unterkiefer gleichermaßen erlauben – zu Gunsten eines einfachen und zeitsparenden Handlings!

Die geniale Kombination von vertikalem Slot in der Front und horizontalem Slot im Seitenzahngebiet ermöglicht eine optimale Kraftübertragung.

Eine gezielte Bogen- und Instrumentenauswahl runden das Produktportfolio von **discovery® delight** ab.



### **1-Stück-Bracket**

Hohe Biokompatibilität

### **Laserstrukturierte Basis**

Optimale Retention

### **Optimales Flügeldesign**

Einfaches und sicheres Ligieren

### **Graziles niedriges Profil**

Größtmöglicher Zungenfreiraum

Bestechend vielseitig.



**Befund**

Geringe Stellungs-  
abweichung der  
Frontzähne (social six)

**Behandlung**

2D

**Durchschnittliche  
Behandlungsdauer**

ca. 6 Monate





**Moderater Engstand im Frontzahnbereich ohne Rotation der Prämolaren**

2D

ca. 12 Monate

**Starker Engstand im Frontzahnbereich ohne Rotation der Prämolaren**

2D

ca. 6–24 Monate

**Starker Engstand im Frontzahnbereich mit Rotation der Prämolaren**

3D


ca. 6–24 Monate

**Stellungsabweichungen im gesamten Zahnbogen**

3D

ca. 6–24 Monate

Genial übersichtlich.



*Das Ganze ist mehr als  
die Summe seiner Teile.*

*Aristoteles*



### Lingualbrackets/ Lingualröhrchen

- Frontzahnbracket  
3-3/OK-UK
- Seitenzahnbracket, offen  
4-5/OK-UK
- Seitenzahnbracket, geschlossen  
4-5/OK-UK
- Molarenröhrchen  
6er/OK-UK



## Lingualbögen rund

- rematitan® LITE, ø 10
- rematitan® LITE, ø 12
- rematitan® LITE, ø 14
- rematitan® LITE, ø 16
- rematitan® LITE, ø 18
- remanium®, ø 16
- remanium®, ø 18
- dentaflex®, ø 15

## Lingualbögen vierkant


- rematitan® LITE, 16 x 16
- rematitan® LITE, 19 x 19
- remanium®, 18 x 18
- remanium®, 19 x 19



## Instrumente

- Positionierungstool
- Spiegel mit Hilfslinien
- Ligaturschneider
- Distalschneider
- Klemmpinzette

## Facettenreiche Auswahl.



Zusätzlich zum neuen **discovery® delight** haben Sie die Wahl unter weiteren Brackets aus der discovery® Familie. Sie erfüllt alle Wünsche in der Breite der Behandlungsvielfalt und bietet innerhalb der Range vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Brackets für jede Behandlung!

**discovery®**  
*pearl*


Faszinierend natürlich.



**discovery®**  
*smart*

Klein und Brillant.





*discovery*<sup>®</sup>

Die Summe der Erfahrung.



*discovery*<sup>®</sup> *sl* *discovery*<sup>®</sup>  
*sl 2.0*

Hightech für Ihren Erfolg.



# Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

## KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - *Durchwahl*

Festsitzende Technik - 550  
Herausnehmbare Technik - 590  
Zahntechnik / Keramik - 410

Faxbestellung 0800/4 142434  
(gebührenfrei aus Deutschland)



**ONLINE SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)



Stand der Information: 12/18  
Änderungen vorbehalten

Alle klinischen Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Rubens Demicheri

**D**  
**DENTAURUM**

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295  
[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com) | [info@dentaurum.com](mailto:info@dentaurum.com)