

T SWITCH

platform



 **tiologic**
TWINFIT



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE	+49 72 31/803 -Durchwahl
Customer Support Digital	-280
Implantologie	-590
Auftragsannahme	-210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



Telefon +497231/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM

conical

platform



 **tiologic**[®]
TWINFIT

IT'S MY CHOICE.

D
DENTAURUM
1886

ABUTMENTS

2 ANSCHLUSSGEOMETRIEN – 1 IMPLANTAT

conical






Tiefenstopp System.

Flexibilität und Sicherheit in der Aufbereitung.

Mit dem Tiefenstopp-System für den situativen Einmalgebrauch ist eine sichere chirurgische Aufbereitung möglich. Die Tiefenstopphülsen können optional ganz einfach und schnell auf den jeweiligen Bohrer aufgesteckt werden. Die Farbcodierung ist dem Implantatdurchmesser zugeordnet. Die Hülsen sind steril verpackt und liegen jedem Implantat bei.

- Sichere Implantatinsertion mit oder ohne Tiefenstopp möglich
- Einfache Aufnahme der Tiefenstopphülsen
- Knochenschonende Aufbereitung
- Durchmesserbezogene Farbcodierung



Verpackungskonzept.

Einfach, effizient und sicher im Handling.



- PickUp zur direkten & sicheren Aufnahme des Implantats
- Inklusive farbcodierte Tiefenstopphülsen zur Einmalverwendung
- Inklusive Verschlusschraube
- Doppelt steril verpackt



tiologic[®]
SURGERY.



tiologic

Das neue patentierte tiologic[®] TV
bietet Ihnen maximale Flexibilität
bis hin zur prothetischen Versorgung
individuell und flexibel, welche A
Patienten die Beste ist – Conical o

- Conical oder Platform – Abutment
- 2 Anschlussgeometrien auf einem
- Tiefenstopp-System für den situati
- Umfangreiches Prothetiksortiment
- CAD/CAM optimiert für einen flex



tiologic[®]
SAFETY.

 **tiologic**[®]
PROSTHETICS.

logic[®]
TWINFIT

TWINFIT Implantatsystem
t von der Insertion
ung. Entscheiden Sie jederzeit
abutment Variante für Ihren
oder Plattform.

t Switch
Implantat
ven Einmalgebrauch
für alle Ansprüche
iblen digitalen Workflow



 **tiologic**[®]
DIGITAL.

Angulierte Lösungen für alle Ansprüche.

Das 4Base System.

- Verschraubte Suprakonstruktionen
- Einheitliche Schnittstelle vereinfacht prothetische Versorgung
- Angulationen bis zu 50° möglich
- Vermeidung augmentativer Maßnahmen, verkürzte Behandlungszeit



Der angulierte Schraubenkanal.

- Ausgleich von Implantatdivergenzen
- Für ästhetische und funktionelle prothetische Ergebnisse
- Diskreter Zugang im Frontzahnbereich
- Ein Schraubendreher für alle angulierten Schraubenkanäle



Digitaler Workflow.

Die Komplettlösung für Ihren CAD/CAM Prozess.

Das patentierte tioLogic® TWINFIT Implantatsystem ist mit all seinen Komponenten konsequent für den digitalen Workflow ausgelegt. Als Ihr digitaler Partner legt die Dentaforum-Gruppe sehr viel Wert auf wirtschaftliche und verständliche Prozessabläufe unter Einbindung unserer Materialien – angefangen vom Scan bis hin zur Herstellung. Selbstverständlich können die Abläufe auf Sie individuell zugeschnitten werden.



SCAN.

MATERIAL.

DESIGN.

HERSTELLUNG.

SERVICE