




Brackets hygienisch verpackt.

Eine professionelle Lösung für Behandler und Patient.



# HIGHTECH HYGIENE IN DER KFO.



HYGIENISCH



PRAKTISCH



ÄSTHETISCH



## Industrie 4.0 – Brackets automatisiert und hygienisch verpackt

Bereits vor über 20 Jahren hatte Mark S. Pace, Geschäftsführer von Dentaureum, die Idee: „Brackets automatisiert und hygienisch sauber verpackt“ anzubieten. Das revolutionäre Blisterverpackungskonzept setzt neue Maßstäbe in der Orthodontie – Made in Germany.


Das konsequente Einhalten der Hygienekette kombiniert mit modernster Technologie ermöglicht Ihnen als Anwender einen effizienten und sicheren Behandlungsablauf zum Vorteil Ihrer Patienten.

Das kontaktlose Verpackungskonzept ermöglicht es, die Brackets in einem einzigen Schritt zu greifen und garantiert zugleich dessen höchste Reinheit. Eine wahre Designinnovation, die Ihren Behandlungsablauf beschleunigt und optimiert.

Brackets hergestellt  
und hygienisch verpackt –  
Made in Germany.




*Für Dentaureum hat die Sicherheit von Anwendern und Patienten höchste Priorität. Für das älteste inhabergeführte Familienunternehmen in der Dentalindustrie, steht der Mensch und ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau an erster Stelle. Durch ständige Weiterbildung der langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter, stetige Qualitätskontrollen, wie auch validierte Prozesse, wird das Einhalten der Hygienekette bis in die Praxis ermöglicht. Dies wird jährlich durch unabhängige benannte Stellen geprüft. Seit mehr als 130 Jahren steht Dentaureum für Qualität: Made in Germany.*

  
Mark Stephen Pace



# HYGIENE WIRD BEI DENTAURUM GROSS GESCHRIEBEN.




## Inhouse Produktion



Nach der Fertigung am Standort in Ispringen bei Pforzheim durchlaufen die Brackets abschließend sieben aufwendige Reinigungsschritte.


## Verpackungskonzept



Modernste Roboter setzen die Brackets nach der Fertigung und Reinigung in die hygienische Verpackung – hochpräzise, automatisiert, lagegerecht und hygienisch.



## Industrie 4.0



Weltweit erstes Dentalunternehmen mit  
hygienischem und vollautomatischem  
Verpackungsprozess für Brackets.



▶ Video

# HYGIENE VON A - Z.



## Reinigung

Zusätzliche Reinigung der Brackets entfällt.




## FDI-Kennzeichnung

Für direkte und einfache Zahnzuordnung.




## Schutzfolie

Optimal versiegelt und vor Kontamination geschützt.



## Perforierte Folie

Sichert die Brackets lagegerecht.



➔ Mehr Informationen




HYGIENISCH



PRAKTISCH



ÄSTHETISCH



### Sicheres Verpackungskonzept

Dentaurum-Verpackungen erfüllen die international gültigen Anforderungen gemäß ISO 27020.



### Lagegerechte Positionierung

Ermöglicht eine schnelle und direkte Entnahme.

# IN DREI SCHRITTEN ZUM ERFOLG.



Entfernen Sie die obere Schutzfolie, die die Brackets vor Kontamination schützt und die Originalität gewährleistet.



Video






HYGIENISCH



PRÄKTISCH



ÄSTHETISCH



Mit einer Klemmpinzette mesial-distal durch die Perforierung des jeweiligen Bracketfaches greifen (A), das Bracket entnehmen (B) und wie üblich vorbehandeln.



Direkte Platzierung des Brackets auf die konditionierte Zahnoberfläche.

# MADE IN GERMANY.



Als inhabergeführtes Familienunternehmen in der vierten Generation agieren wir unabhängig und flexibel von unserem Standort Ispringen aus. Wir legen größten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit unserer Produkte, die in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten marktgerecht entwickelt werden.

Der Grundsatz „Made in Germany“ gilt als oberstes Gebot für Forschung, Entwicklung, Produktion oder Logistik. Auch als international agierendes Familienunternehmen setzen wir gezielt auf den Standort Deutschland, schaffen und erhalten Arbeitsplätze und tragen so zur Sicherung einer gesunden wirtschaftlichen Zukunft bei.



# Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

## KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - *Durchwahl*

Festsitzende Technik	- 550
Herausnehmbare Technik	- 555
Digitale KFO	- 280
Auftragsannahme	- 210

Faxbestellung 0 800 / 4 14 24 34  
(gebührenfrei aus Deutschland)



**ONLINE SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)



Stand der Information: 2022-07  
Änderungen vorbehalten

**D**  
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295  
[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com) | [info@dentaurum.com](mailto:info@dentaurum.com)