

DE



UNSER  
**3D-RETAINER**  
PASST GENAU



**D**  
DENTAURUM  
1886



DER

**3D-RETAINER**

SO INDIVIDUELL

WIE JEDER PATIENT



VON  
**EXPERTEN**  
ENTWICKELT

Der **prime4me® RETAIN3R** ist die maßgeschneiderte Lösung für Ihre Patienten

Der Retainer lässt sich mit seinem innovativen 3D-Design an die **individuelle Zahnstruktur** anpassen, selbst bei engen Platzverhältnissen.

Gefertigt aus hochwertigem **Titan Grade 5**, bietet unser 3D-Retainer nicht nur eine hohe Biokompatibilität, sondern ist auch ideal für Patienten, die nickelfreie Materialien bevorzugen.

Die **präzise Passform** bietet hohen Tragekomfort und erleichtert die Mundhygiene – für zufriedene Patienten und die optimale Erhaltung Ihrer KFO-Behandlungsergebnisse. Ein Leben lang!



**Mehr Informationen**

DIE


## 3. DIMENSION

MACHT DEN  
UNTERSCHIED

Flaches,  
halbrundes  
Querschnittsprofil


Graziler 3D-Retainer,  
robust und langlebig,  
Stärke 0,5 mm

PRÄZISE · PASSGENAU · INDIVIDUELL · STABIL · LANGLEBIG



Präzision in  
jeder Dimension

Sagittale, transversale und  
vertikale Ebene berücksichtigt



**Vollflächige,  
linguale  
Anpassung**

Maximale Stabilität,  
da der Retainer  
vollständig und  
gleichmäßig aufliegt

**Optimale  
individuelle  
Passform**

Auch bei engen  
Platzverhältnissen

**Einfache  
Anwendung**

Spannungsfreies  
Einsetzen und  
Positionieren für  
maximale Sicherheit  
und Komfort



# Ti


**Titanium**

by DENTAURUM

**Hohe mechanische Festigkeit:** Ideales Material für Retainer.

**Hohe Biokompatibilität:** Optimal verträglich für den menschlichen Körper, auch für Patienten, die nickelfreie Materialien bevorzugen.

**Hohe Korrosionsbeständigkeit:** Begünstigt eine lange Produktlebensdauer.




WIR  
VERWENDEN  
**TITAN GRADE 5**

# PROFITIEREN SIE VON UNSEREM **KNOW-HOW**

## Aus einem Stück:

Kein Verformen und  
kein Biegen.




## Dentaurum High-Tech

Dank modernster Frästechnik ist unser **prime4me® RETAIN3R** passiv: Das Material wird abgetragen und weder verformt noch gebogen. Dieser Fertigungsprozess ist ideal für die Erhaltung und Stabilisierung Ihrer KFO-Behandlungsergebnisse. Die Eigenbeweglichkeit der Zähne bleibt trotzdem erhalten. Zur Verbesserung des Adhäsivverbunds werden die Klebestellen sandgestrahlt.

**Wir bieten 24 Monate Gewährleistung.**





HALBRUND ○

○ KOMFORTABEL

BIOKOMPATIBEL ○

○ FLACH

PASSGENAU ○



### Hoher Tragekomfort


Die präzise Passform sorgt für einen angenehmen lingualen Sitz und reduziert die Klebeflächen – für ein kaum spürbares Tragegefühl.

### Verbesserte Mundhygiene

Das flache, halbrunde Profil erleichtert die Reinigung der Zähne und Interdentalräume für eine einfache und effektive Mundhygiene.

### Sehr gute Verträglichkeit

Gefertigt aus biokompatiblen Titan Grade 5, ist der Retainer ideal auch für Patienten, die nickelfreie Materialien bevorzugen.



VIELE  
**VORTEILE**  
FÜR IHRE  
PATIENTEN

EINFACH

**BESTELLEN**

MIT WENIGEN

KLICKS



Hier können Sie  
direkt bestellen über  
[digital.dentaurum.de](https://digital.dentaurum.de)



1. Bestellung  
mit Intraoralscan,  
Modellscan oder  
Gipsmodell\*



2. Freigabe des  
optimalen 3D-Designs

\*kostenpflichtiger Service zur Digitalisierung von Gipsmodellen nur in Deutschland und Österreich verfügbar

## Noch Fragen?

Profitieren Sie von der kompetenten Beratung durch unsere CAD/CAM-Experten. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses.

### Customer Support Digital:

☎ +49 72 31/803-280    🌐 [digital@dentaurum.de](mailto:digital@dentaurum.de)

Sie erreichen uns (MEZ):

Montag bis Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr

Freitag: 8:00 - 15:00 Uhr



3. Herstellung des  
prime4me<sup>®</sup> RETAIN3R



4. Qualitätsprüfung  
und Reinigung



5. Übergabe  
an Versand

Die Lieferzeiten sind vom Zielland abhängig.  
Eine genaue Übersicht finden Sie hier:



DAUER: **5 TAGE**

