



# ceraMotion®

## Chroma Concept

Das Chroma Concept – Naturidentische Farbvielfalt	2 – 7
The Chroma Concept – Nature-identical color variety	8 – 13
Le Chroma Concept – Une vaste palette de teintes, identiques à celles de la dent naturelle	14 – 19
El Chroma Concept – Variedad de colores idénticos a los de la naturaleza	20 – 25

# Chroma Concept

## Naturidentische Farbvielfalt – Das Chroma Concept

Mit seinen Spezialkeramikmassen erweitert das von Dentaurum Ceramics entwickelte Chroma Concept den Farbraum.


Die ceraMotion® Chroma Concept Dentin-Massen ermöglichen eine Sättigung des Dentins und bieten die Möglichkeit farbliche Effekte zu schichten.



Das Spektrum rötlicher, gelblicher und weißlicher Farbnuancen wird durch das Chroma Concept fast unbeschränkt ergänzt. So lassen sich alle Farbtöne (Standard- und Bleachmassen) der Farbschlüssel anderer Anbieter erzielen (z. B. VITA 3D-MASTER® oder Ivoclar Chromascop).

Spezifische Opaker und eine Inzisalmasse vervollständigen das Sortiment.

Die Chroma Concept Massen sind pur oder gemischt zu verwenden und können analog zu den entsprechenden ceraMotion® Linien eingesetzt werden.

- alle Farbindikationen möglich
- für Standard- und Bleachfarben verfügbar
- Abdeckung aller am Markt befindlicher Farbsysteme
- spezielle Farbeffekte einfach zu erzielen






# Chroma Concept

Farb-Zuordnungstabelle zum Reproduzieren von VITA SYSTEM 3D-MASTER®\* Farben.

Farbe VITA SYSTEM 3D-MASTER®	Dentin Mischtablette ceraMotion® Me/Ti/Zr			Opaker oder Liner	Incisal
0M1	100%	CC D 1 bleach		CC1 bleach	CC11 bleach
0M2	50%	CC D 1 + CC D 2	50%	CC1 bleach	CC11 bleach
0M3	100%	CC D 2		CC1 bleach	CC11 bleach
1M1	50%	D A1 + CC D 2	50%	B1	I1
1M2	60%	CC D 1 + CC D 5	40%	B2	I1
2M1	75%	CC D 3 + CC D 1	25%	B2	I2
2L1.5	67%	D A2 + D B1	33%	B2	I2
2R1.5	50%	CC D 2 + CC D 6	50%	D2	I2
2M2	90%	D A2 + D B3	10%	B2	I2
2L2.5	80%	D B3 + CC D 1	20%	B2	I2
2R2.5	55%	CC D 2 + CC D 9	45%	B2	I2
2M3	75%	CC D 5 + CC D 2	25%	B2	I2
3M1	90%	CC D 3 + CC D 5	10%	CC2	I3
3L1.5	50%	CC D 3 + CC D 4	50%	CC2	I3
3R1.5	50%	CC D 3 + CC D 6	50%	CC2	I3
3M2	50%	CC D 3 + CC D 5	50%	CC2	I3

Farbe VITA SYSTEM 3D-MASTER®	Dentin Mischtablette ceraMotion® Me/Ti/Zr			Opaker oder Liner	Incisal
3L2.5	50%	CC D 4 + CC D 5	50%	CC2	I3
3R2.5	50%	CC D 5 + CC D 6	50%	CC2	I3
3M3	90%	CC D 5 + CC D 3	10%	CC2	I3
4M1	50%	CC D 7 + CC D 10	50%	CC3	I3
4L1.5	75%	CC D 7 + CC D 9	25%	CC3	I3
4R1.5	75%	CC D 10 + CC D 8	25%	CC3	I3
4M2	50%	CC D 7 + CC D 9	50%	CC3	I3
4L2.5	75%	CC D 8 + CC D 10	25%	CC3	I3
4R2.5	75%	CC D 9 + CC D 7	25%	CC3	I3
4M3	50%	CC D 8 + CC D 9	50%	CC3	I3
5M1	50%	CC D 10 + CC D 11	50%	CC4	I3
5M2	50%	CC D 10 + CC D 12	50%	CC4	I3
5M3	50%	CC D 9 + CC D 12	50%	CC4	I3

\* VITA SYSTEM 3D-MASTER® ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen, Deutschland



# Chroma Concept

## Sets ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

ceraMotion® Me	Menge	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 Set</b>	<b>252-800-45</b>
<b>Setinhalt:</b>		
CC Paste Opaque	1, bleach 3 g	252-541-03
CC Paste Opaque	2 3 g	252-542-03
CC Paste Opaque	3 3 g	252-543-03
CC Paste Opaque	4 3 g	252-544-03
CC Dentin	1, bleach 20 g	252-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	252-232-20
CC Dentin	3 20 g	252-233-20
CC Dentin	4 20 g	252-234-20
CC Dentin	5 20 g	252-235-20
CC Dentin	6 20 g	252-236-20
CC Dentin	7 20 g	252-237-20
CC Dentin	8 20 g	252-238-20
CC Dentin	9 20 g	252-239-20
CC Dentin	10 20 g	252-240-20
CC Dentin	11 20 g	252-241-20
CC Dentin	12 20 g	252-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	252-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 Stück	254-102-00

ceraMotion® Zr	Menge	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 Set</b>	<b>250-800-55</b>
<b>Setinhalt:</b>		
CC Dentin	1, bleach 20 g	250-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	250-232-20
CC Dentin	3 20 g	250-233-20
CC Dentin	4 20 g	250-234-20
CC Dentin	5 20 g	250-235-20
CC Dentin	6 20 g	250-236-20
CC Dentin	7 20 g	250-237-20
CC Dentin	8 20 g	250-238-20
CC Dentin	9 20 g	250-239-20
CC Dentin	10 20 g	250-240-20
CC Dentin	11 20 g	250-241-20
CC Dentin	12 20 g	250-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	250-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 Stück	254-102-00

ceraMotion® Ti	Menge	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 Set</b>	<b>251-800-45</b>
<b>Setinhalt:</b>		
CC Opaque	1, bleach 20 g	251-221-20
CC Opaque	2 20 g	251-222-20
CC Opaque	3 20 g	251-223-20
CC Opaque	4 20 g	251-224-20
CC Dentin	1, bleach 20 g	251-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	251-232-20
CC Dentin	3 20 g	251-233-20
CC Dentin	4 20 g	251-234-20
CC Dentin	5 20 g	251-235-20
CC Dentin	7 20 g	251-236-20
CC Dentin	8 20 g	251-237-20
CC Dentin	9 20 g	251-238-20
CC Dentin	9 20 g	251-239-20
CC Dentin	10 20 g	251-240-20
CC Dentin	11 20 g	251-241-20
CC Dentin	12 20 g	251-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	251-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 Stück	254-102-00

## Produktübersicht ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

		ceramotion® Me	ceramotion® Zr	ceramotion® Ti
<b>Chroma Concept Paste Opaque CC PO</b>	<b>Menge</b>	<b>REF</b>	<b>REF</b>	<b>REF</b>
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 1, bleach	3 g	252-541-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 2	3 g	252-542-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 3	3 g	252-543-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 4	3 g	252-544-03		
<b>Chroma Concept Opaque CC O</b>				
Chroma Concept Opaque CC O 1, bleach	20 g	252-221-20		251-221-20
Chroma Concept Opaque CC O 2	20 g	252-222-20		251-222-20
Chroma Concept Opaque CC O 3	20 g	252-223-20		251-223-20
Chroma Concept Opaque CC O 4	20 g	252-224-20		251-224-20
<b>Chroma Concept Dentin CC D</b>				
Chroma Concept Dentin CC D 1, bleach	20 g	252-231-20	250-231-20	251-231-20
Chroma Concept Dentin CC D 2, bleach	20 g	252-232-20	250-232-20	251-232-20
Chroma Concept Dentin CC D 3	20 g	252-233-20	250-233-20	251-233-20
Chroma Concept Dentin CC D 4	20 g	252-234-20	250-234-20	251-234-20
Chroma Concept Dentin CC D 5	20 g	252-235-20	250-235-20	251-235-20
Chroma Concept Dentin CC D 6	20 g	252-236-20	250-236-20	251-236-20
Chroma Concept Dentin CC D 7	20 g	252-237-20	250-237-20	251-237-20
Chroma Concept Dentin CC D 8	20 g	252-238-20	250-238-20	251-238-20
Chroma Concept Dentin CC D 9	20 g	252-239-20	250-239-20	251-239-20
Chroma Concept Dentin CC D 10	20 g	252-240-20	250-240-20	251-240-20
Chroma Concept Dentin CC D 11	20 g	252-241-20	250-241-20	251-241-20
Chroma Concept Dentin CC D 12	20 g	252-242-20	250-242-20	251-242-20
<b>Chroma Concept Incisal CC I</b>				
Chroma Concept Incisal CC I 1, bleach	20 g	252-245-20	250-245-20	251-245-20
<b>Shade Disc Chroma Concept / Bleach</b>				
Shade Disc Chroma Concept / Bleach	1 Stück	254-102-00	254-102-00	254-102-00

# Chroma Concept

## Nature-identical color variety – The Chroma Concept


The Chroma Concept developed by Dentaureum Ceramics, with its special ceramic materials, increases the color dimension and complements almost entirely the spectrum of red, yellow and white color nuances. This enables to achieve all the colors (standard and bleach materials) in other manufacturers' shade guides (e.g. VITA 3D-MASTER® or Ivoclar Chromascop).

The dentin materials of the ceraMotion® Chroma Concept enable a color saturation of the dentin and offer the possibility to create color effects.



Specific opaques and an incisal material complete the assortment.

The Chroma Concept materials can be used pure or mixed according to the relevant ceraMotion® product lines.

- all color indications possible
- standard and bleach colors available
- covers all shade systems on the market
- special color effects are easy to achieve








# Chroma Concept

Color chart to reproduce the VITA SYSTEM 3D-MASTER®\* colors.

Color VITA SYSTEM 3D-MASTER®	Dentin mixing table ceraMotion® Me/Ti/Zr			Opaque or Liner	Incisal
0M1	100%	CC D 1 bleach		CC1 bleach	CC11 bleach
0M2	50%	CC D 1 + CC D 2	50%	CC1 bleach	CC11 bleach
0M3	100%	CC D 2		CC1 bleach	CC11 bleach
1M1	50%	D A1 + CC D 2	50%	B1	I1
1M2	60%	CC D 1 + CC D 5	40%	B2	I1
2M1	75%	CC D 3 + CC D 1	25%	B2	I2
2L1.5	67%	D A2 + D B1	33%	B2	I2
2R1.5	50%	CC D 2 + CC D 6	50%	D2	I2
2M2	90%	D A2 + D B3	10%	B2	I2
2L2.5	80%	D B3 + CC D 1	20%	B2	I2
2R2.5	55%	CC D 2 + CC D 9	45%	B2	I2
2M3	75%	CC D 5 + CC D 2	25%	B2	I2
3M1	90%	CC D 3 + CC D 5	10%	CC2	I3
3L1.5	50%	CC D 3 + CC D 4	50%	CC2	I3
3R1.5	50%	CC D 3 + CC D 6	50%	CC2	I3
3M2	50%	CC D 3 + CC D 5	50%	CC2	I3

Color VITA SYSTEM 3D-MASTER®	Dentin mixing table ceraMotion® Me/Ti/Zr			Opaque or Liner	Incisal
3L2.5	50%	CC D 4 + CC D 5	50%	CC2	I3
3R2.5	50%	CC D 5 + CC D 6	50%	CC2	I3
3M3	90%	CC D 5 + CC D 3	10%	CC2	I3
4M1	50%	CC D 7 + CC D 10	50%	CC3	I3
4L1.5	75%	CC D 7 + CC D 9	25%	CC3	I3
4R1.5	75%	CC D 10 + CC D 8	25%	CC3	I3
4M2	50%	CC D 7 + CC D 9	50%	CC3	I3
4L2.5	75%	CC D 8 + CC D 10	25%	CC3	I3
4R2.5	75%	CC D 9 + CC D 7	25%	CC3	I3
4M3	50%	CC D 8 + CC D 9	50%	CC3	I3
5M1	50%	CC D 10 + CC D 11	50%	CC4	I3
5M2	50%	CC D 10 + CC D 12	50%	CC4	I3
5M3	50%	CC D 9 + CC D 12	50%	CC4	I3

\* VITA SYSTEM 3D-MASTER® is a registered brand of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen, Germany



# Chroma Concept

## Sets ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

ceraMotion® Me	Quantity	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 set</b>	<b>252-800-45</b>
<b>Contents:</b>		
CC Paste Opaque	1, bleach 3 g	252-541-03
CC Paste Opaque	2 3 g	252-542-03
CC Paste Opaque	3 3 g	252-543-03
CC Paste Opaque	4 3 g	252-544-03
CC Dentin	1, bleach 20 g	252-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	252-232-20
CC Dentin	3 20 g	252-233-20
CC Dentin	4 20 g	252-234-20
CC Dentin	5 20 g	252-235-20
CC Dentin	6 20 g	252-236-20
CC Dentin	7 20 g	252-237-20
CC Dentin	8 20 g	252-238-20
CC Dentin	9 20 g	252-239-20
CC Dentin	10 20 g	252-240-20
CC Dentin	11 20 g	252-241-20
CC Dentin	12 20 g	252-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	252-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 piece	254-102-00

ceraMotion® Zr	Quantity	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 set</b>	<b>250-800-55</b>
<b>Contents:</b>		
CC Dentin	1, bleach 20 g	250-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	250-232-20
CC Dentin	3 20 g	250-233-20
CC Dentin	4 20 g	250-234-20
CC Dentin	5 20 g	250-235-20
CC Dentin	6 20 g	250-236-20
CC Dentin	7 20 g	250-237-20
CC Dentin	8 20 g	250-238-20
CC Dentin	9 20 g	250-239-20
CC Dentin	10 20 g	250-240-20
CC Dentin	11 20 g	250-241-20
CC Dentin	12 20 g	250-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	250-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 piece	254-102-00

ceraMotion® Ti	Quantity	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 set</b>	<b>251-800-45</b>
<b>Contents:</b>		
CC Opaque	1, bleach 20 g	251-221-20
CC Opaque	2 20 g	251-222-20
CC Opaque	3 20 g	251-223-20
CC Opaque	4 20 g	251-224-20
CC Dentin	1, bleach 20 g	251-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	251-232-20
CC Dentin	3 20 g	251-233-20
CC Dentin	4 20 g	251-234-20
CC Dentin	5 20 g	251-235-20
CC Dentin	7 20 g	251-236-20
CC Dentin	8 20 g	251-237-20
CC Dentin	9 20 g	251-238-20
CC Dentin	9 20 g	251-239-20
CC Dentin	10 20 g	251-240-20
CC Dentin	11 20 g	251-241-20
CC Dentin	12 20 g	251-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	251-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 piece	254-102-00

## Product overview ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

		ceraMotion® Me	ceraMotion® Zr	ceraMotion® Ti
Chroma Concept Paste Opaque CC PO	Quantity	REF	REF	REF
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 1, bleach	3 g	252-541-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 2	3 g	252-542-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 3	3 g	252-543-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 4	3 g	252-544-03		
<b>Chroma Concept Opaque CC O</b>				
Chroma Concept Opaque CC O 1, bleach	20 g	252-221-20		251-221-20
Chroma Concept Opaque CC O 2	20 g	252-222-20		251-222-20
Chroma Concept Opaque CC O 3	20 g	252-223-20		251-223-20
Chroma Concept Opaque CC O 4	20 g	252-224-20		251-224-20
<b>Chroma Concept Dentin CC D</b>				
Chroma Concept Dentin CC D 1, bleach	20 g	252-231-20	250-231-20	251-231-20
Chroma Concept Dentin CC D 2, bleach	20 g	252-232-20	250-232-20	251-232-20
Chroma Concept Dentin CC D 3	20 g	252-233-20	250-233-20	251-233-20
Chroma Concept Dentin CC D 4	20 g	252-234-20	250-234-20	251-234-20
Chroma Concept Dentin CC D 5	20 g	252-235-20	250-235-20	251-235-20
Chroma Concept Dentin CC D 6	20 g	252-236-20	250-236-20	251-236-20
Chroma Concept Dentin CC D 7	20 g	252-237-20	250-237-20	251-237-20
Chroma Concept Dentin CC D 8	20 g	252-238-20	250-238-20	251-238-20
Chroma Concept Dentin CC D 9	20 g	252-239-20	250-239-20	251-239-20
Chroma Concept Dentin CC D 10	20 g	252-240-20	250-240-20	251-240-20
Chroma Concept Dentin CC D 11	20 g	252-241-20	250-241-20	251-241-20
Chroma Concept Dentin CC D 12	20 g	252-242-20	250-242-20	251-242-20
<b>Chroma Concept Incisal CC I</b>				
Chroma Concept Incisal CC I 1, bleach	20 g	252-245-20	250-245-20	251-245-20
<b>Shade Disc Chroma Concept / Bleach</b>				
Shade Disc Chroma Concept / Bleach	1 piece	254-102-00	254-102-00	254-102-00

# Chroma Concept

## Une vaste palette de teintes, identiques à celles de la dent naturelle – Le Chroma Concept

Bien spécifiques, les masses céramiques du Chroma Concept élaboré par Dentaureum Ceramics, élargissent l'espace chromatique.


Les masses dentines du Chroma Concept ceraMotion® permettent de saturer la dentine et de créer des effets colorés.



Avec ce concept, l'éventail des nuances de rouge, de jaune et de blanc est quasi illimité. Ce qui vous permet de reproduire aussi toutes les nuances (masses standard et bleach) d'autres teintiers comme le VITA 3D-MASTER® ou le Ivoclar Chromascop.

L'assortiment contient également des opaques bien spécifiques, ainsi qu'une masse incisale.

Les masses du Chroma Concept s'utilisent pures ou mélangées et peuvent être utilisées de la même manière que les gammes ceraMotion® correspondantes.

- convient pour toutes les indications chromatiques
- teintes standard et bleach (blanchiment)
- couvre tous les teintiers du marché
- effets chromatiques faciles à réaliser





# Chroma Concept


Tableau chromatique pour la réalisation des couleurs de VITA SYSTEM 3D-MASTER®\*.

Couleur VITA SYSTEM 3D-MASTER®	Tableau de mélange des dentines ceraMotion® Me/Ti/Zr			Opaque ou Liner	Incisal
0M1	100%	CC D 1 bleach		CC1 bleach	CC11 bleach
0M2	50%	CC D 1 + CC D 2	50%	CC1 bleach	CC11 bleach
0M3	100%	CC D 2		CC1 bleach	CC11 bleach
1M1	50%	D A1 + CC D 2	50%	B1	I1
1M2	60%	CC D 1 + CC D 5	40%	B2	I1
2M1	75%	CC D 3 + CC D 1	25%	B2	I2
2L1.5	67%	D A2 + D B1	33%	B2	I2
2R1.5	50%	CC D 2 + CC D 6	50%	D2	I2
2M2	90%	D A2 + D B3	10%	B2	I2
2L2.5	80%	D B3 + CC D 1	20%	B2	I2
2R2.5	55%	CC D 2 + CC D 9	45%	B2	I2
2M3	75%	CC D 5 + CC D 2	25%	B2	I2
3M1	90%	CC D 3 + CC D 5	10%	CC2	I3
3L1.5	50%	CC D 3 + CC D 4	50%	CC2	I3
3R1.5	50%	CC D 3 + CC D 6	50%	CC2	I3
3M2	50%	CC D 3 + CC D 5	50%	CC2	I3

Couleur VITA SYSTEM 3D-MASTER®	Tableau de mélange des dentines ceraMotion® Me/Ti/Zr			Opaque ou Liner	Incisal
3L2.5	50%	CC D 4 + CC D 5	50%	CC2	I3
3R2.5	50%	CC D 5 + CC D 6	50%	CC2	I3
3M3	90%	CC D 5 + CC D 3	10%	CC2	I3
4M1	50%	CC D 7 + CC D 10	50%	CC3	I3
4L1.5	75%	CC D 7 + CC D 9	25%	CC3	I3
4R1.5	75%	CC D 10 + CC D 8	25%	CC3	I3
4M2	50%	CC D 7 + CC D 9	50%	CC3	I3
4L2.5	75%	CC D 8 + CC D 10	25%	CC3	I3
4R2.5	75%	CC D 9 + CC D 7	25%	CC3	I3
4M3	50%	CC D 8 + CC D 9	50%	CC3	I3
5M1	50%	CC D 10 + CC D 11	50%	CC4	I3
5M2	50%	CC D 10 + CC D 12	50%	CC4	I3
5M3	50%	CC D 9 + CC D 12	50%	CC4	I3

\* VITA SYSTEM 3D-MASTER® est une marque déposée de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen, Allemagne





# Chroma Concept

## Sets ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

ceraMotion® Me	Quantité		REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 set</b>		<b>252-800-45</b>
Conditionnement :			
CC Paste Opaque	1, bleach	3 g	252-541-03
CC Paste Opaque	2	3 g	252-542-03
CC Paste Opaque	3	3 g	252-543-03
CC Paste Opaque	4	3 g	252-544-03
CC Dentin	1, bleach	20 g	252-231-20
CC Dentin	2, bleach	20 g	252-232-20
CC Dentin	3	20 g	252-233-20
CC Dentin	4	20 g	252-234-20
CC Dentin	5	20 g	252-235-20
CC Dentin	6	20 g	252-236-20
CC Dentin	7	20 g	252-237-20
CC Dentin	8	20 g	252-238-20
CC Dentin	9	20 g	252-239-20
CC Dentin	10	20 g	252-240-20
CC Dentin	11	20 g	252-241-20
CC Dentin	12	20 g	252-242-20
CC Incisal	1, bleach	20 g	252-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach		1 pièce	254-102-00

ceraMotion® Zr	Quantité		REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 set</b>		<b>250-800-55</b>
Conditionnement :			
CC Dentin	1, bleach	20 g	250-231-20
CC Dentin	2, bleach	20 g	250-232-20
CC Dentin	3	20 g	250-233-20
CC Dentin	4	20 g	250-234-20
CC Dentin	5	20 g	250-235-20
CC Dentin	6	20 g	250-236-20
CC Dentin	7	20 g	250-237-20
CC Dentin	8	20 g	250-238-20
CC Dentin	9	20 g	250-239-20
CC Dentin	10	20 g	250-240-20
CC Dentin	11	20 g	250-241-20
CC Dentin	12	20 g	250-242-20
CC Incisal	1, bleach	20 g	250-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach		1 pièce	254-102-00

ceraMotion® Ti	Quantité		REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 set</b>		<b>251-800-45</b>
Conditionnement :			
CC Opaque	1, bleach	20 g	251-221-20
CC Opaque	2	20 g	251-222-20
CC Opaque	3	20 g	251-223-20
CC Opaque	4	20 g	251-224-20
CC Dentin	1, bleach	20 g	251-231-20
CC Dentin	2, bleach	20 g	251-232-20
CC Dentin	3	20 g	251-233-20
CC Dentin	4	20 g	251-234-20
CC Dentin	5	20 g	251-235-20
CC Dentin	7	20 g	251-236-20
CC Dentin	8	20 g	251-237-20
CC Dentin	9	20 g	251-238-20
CC Dentin	9	20 g	251-239-20
CC Dentin	10	20 g	251-240-20
CC Dentin	11	20 g	251-241-20
CC Dentin	12	20 g	251-242-20
CC Incisal	1, bleach	20 g	251-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach		1 pièce	254-102-00

## Vue d'ensemble des produits ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

		ceraMotion® Me	ceraMotion® Zr	ceraMotion® Ti
<b>Chroma Concept Paste Opaque CC PO</b>	<b>Quantité</b>	<b>REF</b>	<b>REF</b>	<b>REF</b>
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 1, bleach	3 g	252-541-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 2	3 g	252-542-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 3	3 g	252-543-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 4	3 g	252-544-03		
<b>Chroma Concept Opaque CC O</b>				
Chroma Concept Opaque CC O 1, bleach	20 g	252-221-20		251-221-20
Chroma Concept Opaque CC O 2	20 g	252-222-20		251-222-20
Chroma Concept Opaque CC O 3	20 g	252-223-20		251-223-20
Chroma Concept Opaque CC O 4	20 g	252-224-20		251-224-20
<b>Chroma Concept Dentin CC D</b>				
Chroma Concept Dentin CC D 1, bleach	20 g	252-231-20	250-231-20	251-231-20
Chroma Concept Dentin CC D 2, bleach	20 g	252-232-20	250-232-20	251-232-20
Chroma Concept Dentin CC D 3	20 g	252-233-20	250-233-20	251-233-20
Chroma Concept Dentin CC D 4	20 g	252-234-20	250-234-20	251-234-20
Chroma Concept Dentin CC D 5	20 g	252-235-20	250-235-20	251-235-20
Chroma Concept Dentin CC D 6	20 g	252-236-20	250-236-20	251-236-20
Chroma Concept Dentin CC D 7	20 g	252-237-20	250-237-20	251-237-20
Chroma Concept Dentin CC D 8	20 g	252-238-20	250-238-20	251-238-20
Chroma Concept Dentin CC D 9	20 g	252-239-20	250-239-20	251-239-20
Chroma Concept Dentin CC D 10	20 g	252-240-20	250-240-20	251-240-20
Chroma Concept Dentin CC D 11	20 g	252-241-20	250-241-20	251-241-20
Chroma Concept Dentin CC D 12	20 g	252-242-20	250-242-20	251-242-20
<b>Chroma Concept Incisal CC I</b>				
Chroma Concept Incisal CC I 1, bleach	20 g	252-245-20	250-245-20	251-245-20
<b>Shade Disc Chroma Concept / Bleach</b>				
Shade Disc Chroma Concept / Bleach	1 pièce	254-102-00	254-102-00	254-102-00

# Chroma Concept

## Variedad de colores idénticos a los de la naturaleza – El Chroma Concept


El Chroma Concept desarrollado por Dentaurum Ceramics amplía con sus masas cerámicas especiales el espacio de los colores. Las dentinas ceraMotion® Chroma Concept hacen posible una saturación de la dentina, ofreciendo la posibilidad de aplicar capas con efectos de colores.



El espectro de matices de colores rojizo, amarillento y blanquecino es completado casi sin límites por Chroma Concept. Así pueden obtenerse todos los tonos de colores (masas standard y de blanqueadores) de las guías de colores de otras marcas (p. ej. de VITA 3D-MASTER® o de Ivoclar Chromascop).

Un opaco específico y una masa incisal completan el surtido.

Las masas de Chroma Concept pueden ser empleadas puras o mezcladas y pueden ser aplicadas de forma similar a las de las series ceraMotion®.

- hace posible todas las indicaciones de colores
- disponible para los colores standard y de blanqueadores
- cubre todos los sistemas de colores existentes en el mercado
- efectos especiales de colores fáciles de realizar






# Chroma Concept

Tabla de clasificación de colores para reproducir los colores de VITA SYSTEM 3D-MASTER®\*.

Color VITA SYSTEM 3D-MASTER®	Tabla de mezcla de dentina ceraMotion® Me/Ti/Zr			Opaco o Liner	Masa incisal
0M1	100%	CC D 1 bleach		CC1 bleach	CC11 bleach
0M2	50%	CC D 1 + CC D 2	50%	CC1 bleach	CC11 bleach
0M3	100%	CC D 2		CC1 bleach	CC11 bleach
1M1	50%	D A1 + CC D 2	50%	B1	I1
1M2	60%	CC D 1 + CC D 5	40%	B2	I1
2M1	75%	CC D 3 + CC D 1	25%	B2	I2
2L1.5	67%	D A2 + D B1	33%	B2	I2
2R1.5	50%	CC D 2 + CC D 6	50%	D2	I2
2M2	90%	D A2 + D B3	10%	B2	I2
2L2.5	80%	D B3 + CC D 1	20%	B2	I2
2R2.5	55%	CC D 2 + CC D 9	45%	B2	I2
2M3	75%	CC D 5 + CC D 2	25%	B2	I2
3M1	90%	CC D 3 + CC D 5	10%	CC2	I3
3L1.5	50%	CC D 3 + CC D 4	50%	CC2	I3
3R1.5	50%	CC D 3 + CC D 6	50%	CC2	I3
3M2	50%	CC D 3 + CC D 5	50%	CC2	I3

Color VITA SYSTEM 3D-MASTER®	Tabla de mezcla de dentina ceraMotion® Me/Ti/Zr			Opaco o Liner	Masa incisal
3L2.5	50%	CC D 4 + CC D 5	50%	CC2	I3
3R2.5	50%	CC D 5 + CC D 6	50%	CC2	I3
3M3	90%	CC D 5 + CC D 3	10%	CC2	I3
4M1	50%	CC D 7 + CC D 10	50%	CC3	I3
4L1.5	75%	CC D 7 + CC D 9	25%	CC3	I3
4R1.5	75%	CC D 10 + CC D 8	25%	CC3	I3
4M2	50%	CC D 7 + CC D 9	50%	CC3	I3
4L2.5	75%	CC D 8 + CC D 10	25%	CC3	I3
4R2.5	75%	CC D 9 + CC D 7	25%	CC3	I3
4M3	50%	CC D 8 + CC D 9	50%	CC3	I3
5M1	50%	CC D 10 + CC D 11	50%	CC4	I3
5M2	50%	CC D 10 + CC D 12	50%	CC4	I3
5M3	50%	CC D 9 + CC D 12	50%	CC4	I3

\* VITA SYSTEM 3D-MASTER® es una marca registrada de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen, Alemania



# Chroma Concept

## Surtidos ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

ceraMotion® Me	Cantidad	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 surtido</b>	<b>252-800-45</b>
Contenido:		
CC Paste Opaque	1, bleach 3 g	252-541-03
CC Paste Opaque	2 3 g	252-542-03
CC Paste Opaque	3 3 g	252-543-03
CC Paste Opaque	4 3 g	252-544-03
CC Dentin	1, bleach 20 g	252-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	252-232-20
CC Dentin	3 20 g	252-233-20
CC Dentin	4 20 g	252-234-20
CC Dentin	5 20 g	252-235-20
CC Dentin	6 20 g	252-236-20
CC Dentin	7 20 g	252-237-20
CC Dentin	8 20 g	252-238-20
CC Dentin	9 20 g	252-239-20
CC Dentin	10 20 g	252-240-20
CC Dentin	11 20 g	252-241-20
CC Dentin	12 20 g	252-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	252-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 pieza	254-102-00

ceraMotion® Zr	Cantidad	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 surtido</b>	<b>250-800-55</b>
Contenido:		
CC Dentin	1, bleach 20 g	250-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	250-232-20
CC Dentin	3 20 g	250-233-20
CC Dentin	4 20 g	250-234-20
CC Dentin	5 20 g	250-235-20
CC Dentin	6 20 g	250-236-20
CC Dentin	7 20 g	250-237-20
CC Dentin	8 20 g	250-238-20
CC Dentin	9 20 g	250-239-20
CC Dentin	10 20 g	250-240-20
CC Dentin	11 20 g	250-241-20
CC Dentin	12 20 g	250-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	250-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 pieza	254-102-00

ceraMotion® Ti	Cantidad	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 surtido</b>	<b>251-800-45</b>
Contenido:		
CC Opaque	1, bleach 20 g	251-221-20
CC Opaque	2 20 g	251-222-20
CC Opaque	3 20 g	251-223-20
CC Opaque	4 20 g	251-224-20
CC Dentin	1, bleach 20 g	251-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	251-232-20
CC Dentin	3 20 g	251-233-20
CC Dentin	4 20 g	251-234-20
CC Dentin	5 20 g	251-235-20
CC Dentin	7 20 g	251-236-20
CC Dentin	8 20 g	251-237-20
CC Dentin	9 20 g	251-238-20
CC Dentin	9 20 g	251-239-20
CC Dentin	10 20 g	251-240-20
CC Dentin	11 20 g	251-241-20
CC Dentin	12 20 g	251-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	251-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 pieza	254-102-00



## Vista de conjunto de productos ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

		ceraMotion® Me	ceraMotion® Zr	ceraMotion® Ti
<b>Chroma Concept Paste Opaque CC PO</b>	<b>Cantidad</b>	<b>REF</b>	<b>REF</b>	<b>REF</b>
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 1, bleach	3 g	252-541-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 2	3 g	252-542-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 3	3 g	252-543-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 4	3 g	252-544-03		
<b>Chroma Concept Opaque CC O</b>				
Chroma Concept Opaque CC O 1, bleach	20 g	252-221-20		251-221-20
Chroma Concept Opaque CC O 2	20 g	252-222-20		251-222-20
Chroma Concept Opaque CC O 3	20 g	252-223-20		251-223-20
Chroma Concept Opaque CC O 4	20 g	252-224-20		251-224-20
<b>Chroma Concept Dentin CC D</b>				
Chroma Concept Dentin CC D 1, bleach	20 g	252-231-20	250-231-20	251-231-20
Chroma Concept Dentin CC D 2, bleach	20 g	252-232-20	250-232-20	251-232-20
Chroma Concept Dentin CC D 3	20 g	252-233-20	250-233-20	251-233-20
Chroma Concept Dentin CC D 4	20 g	252-234-20	250-234-20	251-234-20
Chroma Concept Dentin CC D 5	20 g	252-235-20	250-235-20	251-235-20
Chroma Concept Dentin CC D 6	20 g	252-236-20	250-236-20	251-236-20
Chroma Concept Dentin CC D 7	20 g	252-237-20	250-237-20	251-237-20
Chroma Concept Dentin CC D 8	20 g	252-238-20	250-238-20	251-238-20
Chroma Concept Dentin CC D 9	20 g	252-239-20	250-239-20	251-239-20
Chroma Concept Dentin CC D 10	20 g	252-240-20	250-240-20	251-240-20
Chroma Concept Dentin CC D 11	20 g	252-241-20	250-241-20	251-241-20
Chroma Concept Dentin CC D 12	20 g	252-242-20	250-242-20	251-242-20
<b>Chroma Concept Incisal CC I</b>				
Chroma Concept Incisal CC I 1, bleach	20 g	252-245-20	250-245-20	251-245-20
<b>Shade Disc Chroma Concept / Bleach</b>				
Shade Disc Chroma Concept / Bleach	1 pieza	254-102-00	254-102-00	254-102-00

# Chroma Concept

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



CE 0483

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Class Ia.  
Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.



CONTACT  
**DENTAURUM**

Dentaaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31  
75228 Ispringen/Germany



Telephone + 49 72 31 / 803 - 0



info@dentaaurum.com  
www.dentaaurum.com



ONLINE SHOP  
SHOP.DENTAURUM.COM