




ORTHOCAST
M-SERIES

LA VENTAJA
RADICA EN EL DETALLE.



D
DENTAURUM
1886



Ortho-Cast M-Series
La serie de tubos bucales
de primera calidad.

Ortho-Cast M-Series
no convertible



rectangular
simple

rectangular
doble

Ortho-Cast M-Series
convertible



rectangular
simple

rectangular
doble

Ortho-Cast M-Series mini
no convertible



rectangular
simple

Perfectos en función y diseño.

Al igual que los brackets de Dentaaurum, los tubos bucales se fabrican aplicando los procesos de construcción y producción más modernos.

Los tubos bucales Ortho-Cast M-Series ofrecen al usuario muchas funciones para un manejo sencillo y seguro. Además, el profesional tiene la máxima libertad de elección para su tratamiento individual: Ortho-Cast M-Series doble o simple rectangular, convertible o no convertible, para la técnica de cementado y para la técnica de bandas.*



¡Estructura láser
patentada con
marcado FDI!

Características principales:

- Nuevo: doble y triple combinado, convertible para la técnica de bandas.
- Tubo bucal de una sola pieza para una alta biocompatibilidad.
- Base 3D esculpida por láser para una retención perfecta y un ajuste óptimo.
- Marcación + (maxilar) / - (mandíbula) y marcación FDI (cementado) para la correcta asignación a los dientes.
- Gancho flexible con cabeza redonda para mayor adaptabilidad al diseño individual del tratamiento.

rectangular simple
no convertible*



Base esculpida por láser y marcación FDI
para una adherencia perfecta e identificación sencilla.

*También disponible para la arcada inferior de 7 en MBT.

rectangular simple
convertible

Gancho flexible con cabeza redonda
para ofrecer al paciente la máxima comodidad.

Muesca para pinzas
para un posicionamiento sencillo.


Innovadora tapa de conversión
para una mayor flexibilidad en la
planificación del tratamiento.
La tapa puede quitarse de
forma rápida y sencilla.

Aletas redondeadas
para una mayor
comodidad del
paciente.

Base anatómica 3D
que garantiza un ajuste perfecto.

**Base esculpida por láser y
marcación FDI**
para una adherencia perfecta e
identificación sencilla.

Contorneado bucal
para un posicionamiento sencillo
sobre el diente.



rectangular doble
no convertible

Gancho flexible con cabeza redonda
para ofrecer al paciente la máxima comodidad.

Muesca distal
para enganchar elementos
adicionales, por ejemplo, ligaduras
en ocho.


**Muesca para
Muesca para pinzas**
para un
posicionamiento
sencillo.

Base anatómica 3D
que garantiza un ajuste
perfecto.

Contorneado bucal
para un posicionamiento sencillo
sobre el diente.

**Abertura en forma
de trompeta**
para introducir con
facilidad
el arco.

Base esculpida por láser y marcación FDI
para una adherencia perfecta e identificación sencilla.



rectangular doble
convertible

Aletas redondeadas
para una mayor comodidad
del paciente.

Innovadora tapa de conversión

para una mayor flexibilidad en la planificación del tratamiento.
La tapa puede quitarse de forma rápida y sencilla.

**Gancho flexible con cabeza
redonda**


para ofrecer al paciente la
máxima comodidad.

Muesca para pinzas

para un
posicionamiento
sencillo.

Base esculpida por láser y marcación FDI
para una adherencia perfecta e identificación sencilla.

Base anatómica 3D
que garantiza un ajuste perfecto.



rectangular simple
no convertible*

Gancho flexible con cabeza redonda
para ofrecer al paciente la máxima comodidad.

Diseño esbelto

Asignación sencilla al diente
+ (maxilar)

Abertura en forma de trompeta
para introducir con facilidad el arco.

Base anatómica 3D
que garantiza un ajuste perfecto.

Para posicionar de forma sencilla y segura sobre la cúspide mesiobucal.
Ideal para molares aún en erupción.

Base esculpida por láser y marcación FDI
para una adherencia perfecta e identificación sencilla.



ORTHOCAST
M-SERIES


Ortho-Cast M-Series Accesorios



Posicionamiento sencillo
con las pinzas diseñadas para este propósito
(REF 025-280-00).



Descementado sencillo de tubos bucales
con los alicates acodados para quitar brackets
(REF 004-347-00).



Fácil de convertir
con los alicates para convertir
tubos bucales (REF 003-805-00).



Descementado sencillo de bandas
con los alicates Oliver-Jones para quitar bandas
(REF 026-347-00).

Técnica de cementado

rectangular simple

Ortho-Cast M-Series mini 18/22

no convertible · cantidad: 10 piezas

Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise



Ortho-Cast M-Series 18/22

no convertible · cantidad: 10 piezas

Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



Técnica de cementado

rectangular simple

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · cantidad: 10 piezas

Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

● Maxilar superior

● Maxilar inferior

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

rectangular doble

Ortho-Cast M-Series 18/22

no convertible · cantidad: 10 piezas

Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

● Maxilar superior

● Maxilar inferior

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Técnica de cementado

rectangular doble

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · cantidad: 10 piezas

Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

● Maxilar superior

● Maxilar inferior

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Descubrir más ahora.



CONTACT
DENTAURUM

Dentaaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Alemania



info@dentaaurum.com
www.dentaaurum.com



Teléfono +49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM