

*discovery*<sup>®</sup>  
*smart*



Pequeño y brillante.

**D**  
DENTAURUM

¡Depende del tallado!



**Significativa  
reducción  
del tamaño.**

20 % más pequeño que  
discovery® y uno de los  
brackets más pequeños  
del mundo.

discovery® es el bracket por excelencia para utilizar en la terapia con brackets, gracias a su perfecto diseño y alta calidad. Con discovery® smart la acreditada serie de brackets Premium recibe un nuevo miembro en la familia. Estéticamente pequeño y perfecto en su función.

discovery® smart impresiona por su trazado mesio-distal curvo que sigue el transcurso ideal de la arcada dentaria. De esta manera cada bracket recibe su su curvatura individualizada. Así se minimiza la fricción en el slot entre el arco de tratamiento y el bracket, procurando un tratamiento más rápido y exacto.

El nuevo miembro de la familia convence por su 20 % de dimensiones menores que el discovery®.



**Excelente propiedad de deslizamiento.**

Nuevo desarrollo mesio-distal de slot curvado adaptado al arco ideal.

## Brillantes propiedades.



El cuerpo del bracket está hecho de una sola pieza en las más modernas instalaciones según el sistema MIM (Metal Injection Moulding). La baja altura con un pequeño In-Out de 0,70 mm y el diseño perfecto de las aletas confieren a este bracket un tallado perfecto.

Además discovery® smart reúne en sí un diseño pequeño, moderno, con todas las propiedades de la familia de brackets discovery®.

Por consiguiente se trata de un bracket de máximo control y máxima seguridad y de una estética fascinante.



### Bracket hecho de una sola pieza.

Alta biocompatibilidad.

### Diseño óptimo de las aletas.

Ligar de forma fácil y flexible.

### Punto de pandeo previsto.

Fácil remoción (Debonding).

### Base esculpida por láser.

Base estructurada por láser, patentada, y marcación FDI para óptima manipulación.

### Gancho con diseño de cabeza fungiforme.

Sujeción más segura de los accesorios.

### Inscripción marcada por láser.

Fácil identificación.

### Menos altura.

Excelente comodidad para el paciente al llevarlos puestos.

### 3D-CAD ajustados a la base del bracket.

Perfecta adaptación al diente.



## Variedad de múltiples facetas.



Aparte del nuevo discovery® smart tiene usted para elegir más brackets de la familia discovery®. Satisface todos los deseos en la extensión de la variedad del tratamiento, ofreciendo múltiples posibilidades de combinación.

Brackets para todo tipo de tratamiento.





[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)

➔ Descubra nuestros productos y servicios en [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)

Fecha de la información: 02/16

Reservado el derecho de modificación



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!

**D**  
**DENTAURUM**

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania | Teléfono +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295

[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com) | [info@dentaurum.com](mailto:info@dentaurum.com)