

tiologic
TWINFIT

conical

platform

IT'S MY CHOICE.

ABUTMENT

2 GEOMETRÍAS DE CONEXIÓN – 1 IMPLANTE

conical



T SWITCH

platform



 **tiologic**
TWINFIT




Sistema de tope de profundidad.

Flexibilidad y seguridad durante la preparación.

El sistema de tope de profundidad para un solo uso situacional hace posible un preparación quirúrgica segura. Opcionalmente, los casquillos de tope pueden colocarse sobre la fresa en uso. El código de color corresponde al diámetro de implantes. Los casquillos de tope se suministran estériles con cada implante.


- Inserción segura de implantes con o sin tope de profundidad
- Incorporación sencilla de los casquillos de tope
- Preparación que no daña el hueso
- Código de color para los diámetros



Embalaje.

Manejo sencillo, eficiente y seguro.

- PickUp directo y seguro del implante
- Topes de profundidad con código de color para un solo uso.
- Tornillo de cierre incluido
- Doble embalaje estéril





tiologic[®]
SURGERY.



tiologic

El nuevo y patentado sistema de
ofrece máxima flexibilidad desde
protética. Decida en cualquier mo
y flexible, cuál de los pilares es el
cónico o plataforma.

- Cónico o plataforma – Abutment
- 2 geometrías de conexión sobre u
- Sistema de tope de profundidad p
- Amplia gama protética para todas
- CAD/CAM, optimizado para un pr



tiologic[®]
SAFETY.

tiologic.
PROSTHETICS.

logic.
TWINFIT

implantes tiologic® TWINFIT
la inserción hasta la restauración
momento, de forma individual
mejor para su paciente –

Switch
en implante
para un solo uso situacional
las exigencias
proceso digital flexible



tiologic.
DIGITAL.

Soluciones anguladas para todas las exigencias.

El sistema 4Base.

- Supraestructuras atornilladas
- Interfaz uniforme facilita la restauración protética
- Angulación de hasta 50°
- Evita medidas de aumento; acorta el tiempo de tratamiento

Canal de tornillo angulado.

- Compensación de divergencias de implantes
- Resultados protéticos estéticos y funcionales
- Acceso discreto en la región anterior
- Un destornillador para todos los canales angulados



Proceso digital.

Solución completa para su proceso CAD/CAM.

El sistema de implantes patentado tioLogic® TWINFIT y todos sus componentes están diseñados para un proceso digital. Como su socio digital, el Grupo Dentaurum valora procesos económicos y claros incorporando nuestros materiales – del escaneado hasta la manufactura. Los procesos pueden adaptarse a sus necesidades individuales.



SCAN.

MATERIAL.

DISEÑO.

MANUFACTURA.

SERVICIO

Grupo Dentaaurum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

➔ Descubra nuestros productos y servicios en www.dentaaurum.com

Fecha de la información: 11/18

Reservado el derecho de modificación



www.dentaaurum.com



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

