



## Instrucciones de preparación de bandas de Dentaaurum.

Estas instrucciones valen para todas las bandas de Dentaaurum autorizadas para emplear en la boca de pacientes.

Estas instrucciones corresponden a las normativas DIN EN ISO 17664:2018 y a las normativas del instituto RKI (Robert Koch Institut).

# Requerimientos generales


En caso necesario, las bandas deberán limpiarse, desinfectarse y esterilizarse. También antes del primer empleo al recibirlos. En general, las bandas se suministran en versión no estéril. Una limpieza y desinfección efectivas es requisito indispensable para obtener una esterilización eficaz.

Para evitar una grave contaminación de la caja clasificadora, tener en cuenta ya en la aplicación de poner separados las bandas sucias y usadas y no colocarlas otra vez en la caja clasificadora. Limpie/desinfecte las bandas ensuciadas; vuelva a colocarlas en la caja clasificadora y/o esterilice las bandas.

Estas instrucciones describen la preparación inicial de las bandas, así como el reciclaje de bandas probadas en pacientes sin aplicación permanente.

**¡No está permitido el reciclaje de bandas una vez cementadas!**

## Prelimpieza manual




Directamente después de su uso, a más tardar una hora después, es necesario quitar el grueso de suciedad de las bandas.

Enjuagar las bandas con agua corriente y ponerlas en una solución desinfectante.

Para la limpieza manual de impurezas utilizar solo cepillos blandos (cepillo de nylon) o un paño suave limpio.

No utilizar cepillos metálicos ni de lana de acero.

El desinfectante no debe contener aldehído (de lo contrario se producirá fijación de impurezas de sangre), debe poseer una eficacia comprobada (p. ej. autorización DGHM [Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología] o FDA y/o distintivo CE), ser apropiado para la desinfección de bandas y ser compatible con las bandas.



## Limpieza / desinfección mecánica


### Al utilizar una desinfectadora tener en cuenta los puntos siguientes:


- que la desinfectadora posea una eficacia verificada (p. ej. autorización DGHM o FDA y/o distintivo CE correspondiente a DIN EN ISO 15883),
- que, a ser posible, se emplee siempre un programa de desinfección térmica (al menos 5 minutos a 90 °C o valor A0 > 3000) (en caso de desinfección química existe el riesgo de que queden residuos de los desinfectantes sobre los instrumentos),
- que para el enjuague se utilice únicamente un agua estéril o sin gérmenes (máx. 10 gérmenes/ml), así como poca endotoxina (máx. 0,25 unidades de endotoxina/ml) (p. ej. purified water/highly purified water) y
- que el aire utilizado para secar esté filtrado.

### Al elegir el sistema de detergente tener en cuenta los siguientes puntos:

- que debe ser adecuado para la limpieza de bandas de metal.
- que – si no se emplea una desinfección térmica – sea además un desinfectante de probada eficacia (p. ej. con autorización DGHM o FDA y/o distintivo CE) que sea compatible con el detergente empleado y
- que las sustancias químicas empleadas sean compatibles con las bandas (véase más adelante Estabilidad del material).


**Hay que observar y respetar las concentraciones de los detergentes indicados por el fabricante.**





### Procedimiento

- 1 Coloque las bandas en una bandeja de limpieza adecuada (tamiz con cerradura) en la desinfectadora.
- 2 Inicie el programa.
- 3 Una vez terminado el programa, saque las bandas de la desinfectadora.
- 4 A ser posible, controle y guarde las bandas de inmediato después de sacarlas del aparato.
- 5 **En caso de que el aparato no tenga programa de secado automático, deberá dejarse la puerta del aparato un poco entreabierta para el secado.**



La prueba de la idoneidad fundamental para una limpieza mecánica y desinfección eficaz ha sido comprobada por un acreditado laboratorio de ensayos independiente, empleando el aparato desinfectador G 7836 GD (desinfección térmica, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) y el desinfectante detergente neodisher® Medizym (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg). Para ello, se tuvieron en cuenta los procedimientos antes descritos.

## Limpieza y desinfección manuales

**A la hora de elegir los productos de limpieza y desinfección adecuados hay que tener en cuenta lo siguiente:**

- las bandas deberán ser apropiadas para la limpieza y la desinfección.
- el detergente deberá ser apto para la limpieza por ultrasonido.
- utilizar únicamente desinfectantes de eficacia comprobada (p. ej. con autorización DGHM o FDA y/o distintivo CE). Estos desinfectantes deben ser compatibles con los detergentes empleados.

A ser posible, no deberán utilizarse detergentes/desinfectantes combinados. Solo en casos de muy poca contaminación (impurezas no visibles) pueden utilizarse detergentes/desinfectantes combinados.


Hay que respetar sin falta las concentraciones y los tiempos de reacción de los detergentes y desinfectantes indicados por el fabricante. Aplique solo soluciones recién hechas, únicamente agua estéril o con pocos gérmenes (máx. 10 gérmenes/ml), así como con muy poca endotoxina (máx. 0,25 unidades de endotoxina/ml) (p. ej. purified water/highly purified water) y para secar solo aire filtrado.

### Procedimiento de limpieza

- 1 Ponga las bandas en el baño de limpieza para el tiempo de reacción prescrito, de manera que las bandas queden bien cubiertas por el baño. Dado el caso, utilice ultrasonido o cepille con cuidado, empleando un cepillo suave. Antes y después del tiempo de reacción enjuague todas las cavidades y espacios huecos de las bandas/elementos a soldar utilizando una jeringuilla de un solo uso (volumen mínimo 5 ml).
- 2 Quite las bandas del baño de desinfección y enjuáguelos bien con agua tres veces por lo menos
- 3 **Controle si las bandas están bien limpias.**

### Procedimiento de desinfección


- 1 Ponga las bandas en el baño de limpieza para el tiempo de reacción prescrito, de manera que las bandas queden bien cubiertas por el baño. Antes y después del tiempo de reacción enjuague todas las cavidades y espacios huecos de las bandas/elementos a soldar utilizando una jeringuilla de un solo uso (volumen mínimo 5 ml).
- 2 Quite las bandas del baño de desinfección y enjuáguelas bien con agua tres veces por lo menos
- 3 Guarde las bandas recién cuando estén secas. Guarde las bandas secas inmediatamente.



La prueba de la idoneidad esencial de limpieza y desinfección manual eficaz ha sido verificada por un acreditado laboratorio de ensayos independiente utilizando el detergente Bodedex® forte y el desinfectante Korsolex® plus (Bode Chemie, Hamburg). Para ello, se tuvieron en cuenta los procedimientos antes descritos.

### Verificación

Compruebe las bandas tras la limpieza o la limpieza/desinfección por si pudieran presentar corrosión, superficies deterioradas, astillas y suciedad. Deseche las bandas dañadas. Las bandas que siguen sucias deberán limpiarse y desinfectarse nuevamente.



**Empaquete las bandas o las bandejas de esterilización en bolsas de esterilización de un solo uso (empaquetado simple o doble) o en un container de esterilización. Se han de corresponder con los siguientes requisitos:**

- DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/2 (hasta la fecha: DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607)
- adecuación para la esterilización a vapor (resistencia a la temperatura hasta un mínimo de 134 °C, (273 °F) suficiente permeabilidad)
- suficiente protección de las bandas o de los paquetes de esterilización frente a daños mecánicos
- mantenimiento regular de acuerdo con las normas del fabricante (empaques de esterilización)

## Esterilización


Para la esterilización emplee solo los métodos de esterilización especificados a continuación. No son adecuados otros procesos de esterilización. No está permitida la esterilización de ciclo corto (flash). No aplique procedimientos de esterilización con aire caliente, de esterilización por irradiación, de esterilización con formaldehído u óxido de etileno ni de esterilización por plasma.

### Esterilización por vapor


- método fraccionado del vacío o de gravitación\* (con suficiente secado del producto)
- esterilizador a vapor correspondiente a la norma DIN EN 13060 o DIN EN 285
- correspondencia con DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (hasta la fecha: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134); puesta en funcionamiento válida y evaluación específica del funcionamiento del producto
- temperatura máxima de esterilización 134 °C, (273 °F; a la que se suma tolerancia que corresponda a DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (hasta la fecha: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134))
- tiempo de esterilización (tiempo de exposición a la temperatura de esterilización) mínimo 5 min a 134 °C (273 °F)

La evidencia de la idoneidad esencial para una esterilización eficaz al vapor ha sido verificada por un acreditado laboratorio de pruebas independiente usando el esterilizador de vapor EuroSelectomat (MMM Münchener Medizin Mechanick GmbH, Planegg) empleando el procedimiento fraccionado al vacío, así como utilizando el esterilizador de vapor Systec V-150 de la casa Systec GmbH Labor-Sysytemtechnik (Wettenberg) y el sistema de gravitación. Para ello, se tuvieron en cuenta los procedimientos antes descritos.

\*1 El menos eficaz método de gravitación está permitido; usarlo solo en caso de no disponibilidad del método fraccionado al vacío.



## Almacenamiento



Después de la esterilización habrá que guardar las bandas en el empaque de la esterilización seco y exento de polvo.

## Estabilidad del material

**Al elegir el detergente y el desinfectante, rogamos tener en cuenta que los mismos no contengan los siguientes componentes:**

- ácidos orgánicos, minerales y oxidantes (pH admisible 9,5 máximo, recomendable purificador neutral/encimático)
- lejía fuerte
- disolventes orgánicos (p. ej. alcoholes, éter, cetonas, bencinas)
- oxidantes (p. ej. peróxidos de hidrógeno)
- halógenos (cloro, yodo, bromo)
- hidrocarburos aromáticos/halogenados
- sales de metales pesados

Las bandas no deben limpiarse con cepillos metálicos ni con lana de acero. Todas las bandas y bandejas de esterilización no deben exponerse a temperaturas superiores a los 134 °C (273 °F).



## Reutilización

Las bandas pueden reutilizarse hasta 5 veces si se aplican los cuidados correspondientes, y siempre que no presenten daños ni estén sucias. Toda reutilización que sobrepase estos límites o la utilización de bandas deterioradas y/o sucias es responsabilidad del usuario.

**Esto vale únicamente para bandas probadas en pacientes sin aplicación permanente. ¡No está permitido el reciclaje de bandas una vez cementadas!**

# Resumen de bandas

El resumen incluye todas las bandas autorizadas para emplear con pacientes. A no ser que se indique otra cosa, habrá que observar las citadas instrucciones para la preparación. Más informaciones y observaciones encontrará también en los respectivos modos de empleo, véase [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com), en los respectivos folletos y en el Catálogo de Ortodoncia.

## dentaform® Snap/Surtidos

- con el superefecto de resorte
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros molares, maxilar

#### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-36 (2)	878-364-18	878-364-22	878-064-00	64 piezas
26	N° 5-36 (2)	879-364-18	879-364-22	879-064-00	64 piezas

#### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	878-350-18	878-350-22	878-150-00	150 piezas
26	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	879-350-18	879-350-22	879-150-00	150 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup> (16) presoldadas con tubito bucal 818-131-10 y gancho doble 750-602-10  
 (26) presoldadas con tubito bucal 818-131-20 y gancho doble 750-602-10  
<sup>2)</sup> (16) presoldadas con tubito bucal 822-131-10 y gancho doble 750-602-10  
 (26) presoldadas con tubito bucal 822-131-20 y gancho doble 750-602-10

### Bandas para primeros molares, mandíbula

#### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-36 (2)	880-364-18	880-364-22	880-264-00	64 piezas
36	N° 5-36 (2)	881-364-18	881-364-22	881-264-00	64 piezas

#### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	880-350-18	880-350-22	880-250-00	150 piezas
36	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	881-350-18	881-350-22	881-250-00	150 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup> (46) presoldadas con tubito bucal 818-151-40 y gancho doble 750-602-10  
 (36) presoldadas con tubito bucal 818-151-30 y gancho doble 750-602-10  
<sup>2)</sup> (46) presoldadas con tubito bucal 822-151-40 y gancho doble 750-602-10  
 (36) presoldadas con tubito bucal 822-151-30 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- con el superefecto de resorte
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

## Bandas para primeros molares, maxilar, derecha

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>			
					REF		REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	878-301-18	878-301-22	1 pieza	878-001-00	10 piezas
16	2	0,12 mm	8,89 mm	878-302-18	878-302-22	1 pieza	878-002-00	10 piezas
16	3	0,12 mm	8,99 mm	878-303-18	878-303-22	1 pieza	878-003-00	10 piezas
16	4	0,12 mm	9,09 mm	878-304-18	878-304-22	1 pieza	878-004-00	10 piezas
16	5	0,12 mm	9,20 mm	878-305-18	878-305-22	1 pieza	878-005-00	10 piezas
16	6	0,12 mm	9,30 mm	878-306-18	878-306-22	1 pieza	878-006-00	10 piezas
16	7	0,12 mm	9,40 mm	878-307-18	878-307-22	1 pieza	878-007-00	10 piezas
16	8	0,12 mm	9,50 mm	878-308-18	878-308-22	1 pieza	878-008-00	10 piezas
16	9	0,15 mm	9,61 mm	878-309-18	878-309-22	1 pieza	878-009-00	10 piezas
16	10	0,15 mm	9,71 mm	878-310-18	878-310-22	1 pieza	878-010-00	10 piezas
16	11	0,15 mm	9,81 mm	878-311-18	878-311-22	1 pieza	878-011-00	10 piezas
16	12	0,15 mm	9,92 mm	878-312-18	878-312-22	1 pieza	878-012-00	10 piezas
16	13	0,15 mm	10,02 mm	878-313-18	878-313-22	1 pieza	878-013-00	10 piezas
16	14	0,15 mm	10,12 mm	878-314-18	878-314-22	1 pieza	878-014-00	10 piezas
16	15	0,15 mm	10,23 mm	878-315-18	878-315-22	1 pieza	878-015-00	10 piezas
16	16	0,15 mm	10,33 mm	878-316-18	878-316-22	1 pieza	878-016-00	10 piezas
16	17	0,15 mm	10,43 mm	878-317-18	878-317-22	1 pieza	878-017-00	10 piezas
16	18	0,15 mm	10,54 mm	878-318-18	878-318-22	1 pieza	878-018-00	10 piezas
16	19	0,15 mm	10,64 mm	878-319-18	878-319-22	1 pieza	878-019-00	10 piezas
16	20	0,15 mm	10,74 mm	878-320-18	878-320-22	1 pieza	878-020-00	10 piezas
16	21	0,15 mm	10,85 mm	878-321-18	878-321-22	1 pieza	878-021-00	10 piezas
16	22	0,15 mm	10,95 mm	878-322-18	878-322-22	1 pieza	878-022-00	10 piezas
16	23	0,15 mm	11,05 mm	878-323-18	878-323-22	1 pieza	878-023-00	10 piezas
16	24	0,15 mm	11,16 mm	878-324-18	878-324-22	1 pieza	878-024-00	10 piezas
16	25	0,18 mm	11,26 mm	878-325-18	878-325-22	1 pieza	878-025-00	10 piezas
16	26	0,18 mm	11,36 mm	878-326-18	878-326-22	1 pieza	878-026-00	10 piezas
16	27	0,18 mm	11,47 mm	878-327-18	878-327-22	1 pieza	878-027-00	10 piezas
16	28	0,18 mm	11,57 mm	878-328-18	878-328-22	1 pieza	878-028-00	10 piezas
16	29	0,18 mm	11,67 mm	878-329-18	878-329-22	1 pieza	878-029-00	10 piezas
16	30	0,18 mm	11,78 mm	878-330-18	878-330-22	1 pieza	878-030-00	10 piezas
16	31	0,18 mm	11,88 mm	878-331-18	878-331-22	1 pieza	878-031-00	10 piezas
16	32	0,18 mm	11,98 mm	878-332-18	878-332-22	1 pieza	878-032-00	10 piezas
16	33	0,18 mm	12,08 mm	878-333-18	878-333-22	1 pieza	878-033-00	10 piezas
16	34	0,18 mm	12,19 mm	878-334-18	878-334-22	1 pieza	878-034-00	10 piezas
16	35	0,18 mm	12,29 mm	878-335-18	878-335-22	1 pieza	878-035-00	10 piezas
16	36	0,18 mm	12,39 mm	878-336-18	878-336-22	1 pieza	878-036-00	10 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup> presoldadas con tubito bucal 818-131-10 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup> presoldadas con tubito bucal 822-131-10 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



# dentaform® Snap/Envases individuales

- con el superefecto de resorte
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

## Bandas para primeros molares, maxilar, izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
26	1	0,12 mm	8,78 mm	879-301-18	879-301-22	1 pieza	879-001-00	10 piezas
26	2	0,12 mm	8,89 mm	879-302-18	879-302-22	1 pieza	879-002-00	10 piezas
26	3	0,12 mm	8,99 mm	879-303-18	879-303-22	1 pieza	879-003-00	10 piezas
26	4	0,12 mm	9,09 mm	879-304-18	879-304-22	1 pieza	879-004-00	10 piezas
26	5	0,12 mm	9,20 mm	879-305-18	879-305-22	1 pieza	879-005-00	10 piezas
26	6	0,12 mm	9,30 mm	879-306-18	879-306-22	1 pieza	879-006-00	10 piezas
26	7	0,12 mm	9,40 mm	879-307-18	879-307-22	1 pieza	879-007-00	10 piezas
26	8	0,12 mm	9,50 mm	879-308-18	879-308-22	1 pieza	879-008-00	10 piezas
26	9	0,15 mm	9,61 mm	879-309-18	879-309-22	1 pieza	879-009-00	10 piezas
26	10	0,15 mm	9,71 mm	879-310-18	879-310-22	1 pieza	879-010-00	10 piezas
26	11	0,15 mm	9,81 mm	879-311-18	879-311-22	1 pieza	879-011-00	10 piezas
26	12	0,15 mm	9,92 mm	879-312-18	879-312-22	1 pieza	879-012-00	10 piezas
26	13	0,15 mm	10,02 mm	879-313-18	879-313-22	1 pieza	879-013-00	10 piezas
26	14	0,15 mm	10,12 mm	879-314-18	879-314-22	1 pieza	879-014-00	10 piezas
26	15	0,15 mm	10,23 mm	879-315-18	879-315-22	1 pieza	879-015-00	10 piezas
26	16	0,15 mm	10,33 mm	879-316-18	879-316-22	1 pieza	879-016-00	10 piezas
26	17	0,15 mm	10,43 mm	879-317-18	879-317-22	1 pieza	879-017-00	10 piezas
26	18	0,15 mm	10,54 mm	879-318-18	879-318-22	1 pieza	879-018-00	10 piezas
26	19	0,15 mm	10,64 mm	879-319-18	879-319-22	1 pieza	879-019-00	10 piezas
26	20	0,15 mm	10,74 mm	879-320-18	879-320-22	1 pieza	879-020-00	10 piezas
26	21	0,15 mm	10,85 mm	879-321-18	879-321-22	1 pieza	879-021-00	10 piezas
26	22	0,15 mm	10,95 mm	879-322-18	879-322-22	1 pieza	879-022-00	10 piezas
26	23	0,15 mm	11,05 mm	879-323-18	879-323-22	1 pieza	879-023-00	10 piezas
26	24	0,15 mm	11,16 mm	879-324-18	879-324-22	1 pieza	879-024-00	10 piezas
26	25	0,18 mm	11,26 mm	879-325-18	879-325-22	1 pieza	879-025-00	10 piezas
26	26	0,18 mm	11,36 mm	879-326-18	879-326-22	1 pieza	879-026-00	10 piezas
26	27	0,18 mm	11,47 mm	879-327-18	879-327-22	1 pieza	879-027-00	10 piezas
26	28	0,18 mm	11,57 mm	879-328-18	879-328-22	1 pieza	879-028-00	10 piezas
26	29	0,18 mm	11,67 mm	879-329-18	879-329-22	1 pieza	879-029-00	10 piezas
26	30	0,18 mm	11,78 mm	879-330-18	879-330-22	1 pieza	879-030-00	10 piezas
26	31	0,18 mm	11,88 mm	879-331-18	879-331-22	1 pieza	879-031-00	10 piezas
26	32	0,18 mm	11,98 mm	879-332-18	879-332-22	1 pieza	879-032-00	10 piezas
26	33	0,18 mm	12,08 mm	879-333-18	879-333-22	1 pieza	879-033-00	10 piezas
26	34	0,18 mm	12,19 mm	879-334-18	879-334-22	1 pieza	879-034-00	10 piezas
26	35	0,18 mm	12,29 mm	879-335-18	879-335-22	1 pieza	879-035-00	10 piezas
26	36	0,18 mm	12,39 mm	879-336-18	879-336-22	1 pieza	879-036-00	10 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup> presoldadas con tubito bucal 818-131-20 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup> presoldadas con tubito bucal 822-131-20 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- con el superefecto de resorte
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

## Bandas para primeros molares, mandíbula, derecha

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	880-301-18	880-301-22	1 pieza	880-201-00	10 piezas
46	2	0,12 mm	9,03 mm	880-302-18	880-302-22	1 pieza	880-202-00	10 piezas
46	3	0,12 mm	9,15 mm	880-303-18	880-303-22	1 pieza	880-203-00	10 piezas
46	4	0,12 mm	9,28 mm	880-304-18	880-304-22	1 pieza	880-204-00	10 piezas
46	5	0,12 mm	9,40 mm	880-305-18	880-305-22	1 pieza	880-205-00	10 piezas
46	6	0,12 mm	9,52 mm	880-306-18	880-306-22	1 pieza	880-206-00	10 piezas
46	7	0,12 mm	9,65 mm	880-307-18	880-307-22	1 pieza	880-207-00	10 piezas
46	8	0,12 mm	9,77 mm	880-308-18	880-308-22	1 pieza	880-208-00	10 piezas
46	9	0,15 mm	9,89 mm	880-309-18	880-309-22	1 pieza	880-209-00	10 piezas
46	10	0,15 mm	10,01 mm	880-310-18	880-310-22	1 pieza	880-210-00	10 piezas
46	11	0,15 mm	10,14 mm	880-311-18	880-311-22	1 pieza	880-211-00	10 piezas
46	12	0,15 mm	10,25 mm	880-312-18	880-312-22	1 pieza	880-212-00	10 piezas
46	13	0,15 mm	10,38 mm	880-313-18	880-313-22	1 pieza	880-213-00	10 piezas
46	14	0,15 mm	10,50 mm	880-314-18	880-314-22	1 pieza	880-214-00	10 piezas
46	15	0,15 mm	10,63 mm	880-315-18	880-315-22	1 pieza	880-215-00	10 piezas
46	16	0,15 mm	10,75 mm	880-316-18	880-316-22	1 pieza	880-216-00	10 piezas
46	17	0,15 mm	10,87 mm	880-317-18	880-317-22	1 pieza	880-217-00	10 piezas
46	18	0,15 mm	10,99 mm	880-318-18	880-318-22	1 pieza	880-218-00	10 piezas
46	19	0,15 mm	11,12 mm	880-319-18	880-319-22	1 pieza	880-219-00	10 piezas
46	20	0,15 mm	11,24 mm	880-320-18	880-320-22	1 pieza	880-220-00	10 piezas
46	21	0,15 mm	11,36 mm	880-321-18	880-321-22	1 pieza	880-221-00	10 piezas
46	22	0,15 mm	11,48 mm	880-322-18	880-322-22	1 pieza	880-222-00	10 piezas
46	23	0,15 mm	11,61 mm	880-323-18	880-323-22	1 pieza	880-223-00	10 piezas
46	24	0,15 mm	11,73 mm	880-324-18	880-324-22	1 pieza	880-224-00	10 piezas
46	25	0,18 mm	11,85 mm	880-325-18	880-325-22	1 pieza	880-225-00	10 piezas
46	26	0,18 mm	11,97 mm	880-326-18	880-326-22	1 pieza	880-226-00	10 piezas
46	27	0,18 mm	12,10 mm	880-327-18	880-327-22	1 pieza	880-227-00	10 piezas
46	28	0,18 mm	12,22 mm	880-328-18	880-328-22	1 pieza	880-228-00	10 piezas
46	29	0,18 mm	12,34 mm	880-329-18	880-329-22	1 pieza	880-229-00	10 piezas
46	30	0,18 mm	12,46 mm	880-330-18	880-330-22	1 pieza	880-230-00	10 piezas
46	31	0,18 mm	12,59 mm	880-331-18	880-331-22	1 pieza	880-231-00	10 piezas
46	32	0,18 mm	12,71 mm	880-332-18	880-332-22	1 pieza	880-232-00	10 piezas
46	33	0,18 mm	12,83 mm	880-333-18	880-333-22	1 pieza	880-233-00	10 piezas
46	34	0,18 mm	12,96 mm	880-334-18	880-334-22	1 pieza	880-234-00	10 piezas
46	35	0,18 mm	13,08 mm	880-335-18	880-335-22	1 pieza	880-235-00	10 piezas
46	36	0,18 mm	13,20 mm	880-336-18	880-336-22	1 pieza	880-236-00	10 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup> presoldadas con tubito bucal 818-151-40 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup> presoldadas con tubito bucal 822-151-40 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## dentaform® Snap/Envases individuales

- con el superefecto de resorte
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros molares, mandíbula, izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
36	1	0,12 mm	8,91 mm	881-301-18	881-301-22	1 pieza	881-201-00	10 piezas
36	2	0,12 mm	9,03 mm	881-302-18	881-302-22	1 pieza	881-202-00	10 piezas
36	3	0,12 mm	9,15 mm	881-303-18	881-303-22	1 pieza	881-203-00	10 piezas
36	4	0,12 mm	9,28 mm	881-304-18	881-304-22	1 pieza	881-204-00	10 piezas
36	5	0,12 mm	9,40 mm	881-305-18	881-305-22	1 pieza	881-205-00	10 piezas
36	6	0,12 mm	9,52 mm	881-306-18	881-306-22	1 pieza	881-206-00	10 piezas
36	7	0,12 mm	9,65 mm	881-307-18	881-307-22	1 pieza	881-207-00	10 piezas
36	8	0,12 mm	9,77 mm	881-308-18	881-308-22	1 pieza	881-208-00	10 piezas
36	9	0,15 mm	9,89 mm	881-309-18	881-309-22	1 pieza	881-209-00	10 piezas
36	10	0,15 mm	10,01 mm	881-310-18	881-310-22	1 pieza	881-210-00	10 piezas
36	11	0,15 mm	10,14 mm	881-311-18	881-311-22	1 pieza	881-211-00	10 piezas
36	12	0,15 mm	10,25 mm	881-312-18	881-312-22	1 pieza	881-212-00	10 piezas
36	13	0,15 mm	10,38 mm	881-313-18	881-313-22	1 pieza	881-213-00	10 piezas
36	14	0,15 mm	10,50 mm	881-314-18	881-314-22	1 pieza	881-214-00	10 piezas
36	15	0,15 mm	10,63 mm	881-315-18	881-315-22	1 pieza	881-215-00	10 piezas
36	16	0,15 mm	10,75 mm	881-316-18	881-316-22	1 pieza	881-216-00	10 piezas
36	17	0,15 mm	10,87 mm	881-317-18	881-317-22	1 pieza	881-217-00	10 piezas
36	18	0,15 mm	10,99 mm	881-318-18	881-318-22	1 pieza	881-218-00	10 piezas
36	19	0,15 mm	11,12 mm	881-319-18	881-319-22	1 pieza	881-219-00	10 piezas
36	20	0,15 mm	11,24 mm	881-320-18	881-320-22	1 pieza	881-220-00	10 piezas
36	21	0,15 mm	11,36 mm	881-321-18	881-321-22	1 pieza	881-221-00	10 piezas
36	22	0,15 mm	11,48 mm	881-322-18	881-322-22	1 pieza	881-222-00	10 piezas
36	23	0,15 mm	11,61 mm	881-323-18	881-323-22	1 pieza	881-223-00	10 piezas
36	24	0,15 mm	11,73 mm	881-324-18	881-324-22	1 pieza	881-224-00	10 piezas
36	25	0,18 mm	11,85 mm	881-325-18	881-325-22	1 pieza	881-225-00	10 piezas
36	26	0,18 mm	11,97 mm	881-326-18	881-326-22	1 pieza	881-226-00	10 piezas
36	27	0,18 mm	12,10 mm	881-327-18	881-327-22	1 pieza	881-227-00	10 piezas
36	28	0,18 mm	12,22 mm	881-328-18	881-328-22	1 pieza	881-228-00	10 piezas
36	29	0,18 mm	12,34 mm	881-329-18	881-329-22	1 pieza	881-229-00	10 piezas
36	30	0,18 mm	12,46 mm	881-330-18	881-330-22	1 pieza	881-230-00	10 piezas
36	31	0,18 mm	12,59 mm	881-331-18	881-331-22	1 pieza	881-231-00	10 piezas
36	32	0,18 mm	12,71 mm	881-332-18	881-332-22	1 pieza	881-232-00	10 piezas
36	33	0,18 mm	12,83 mm	881-333-18	881-333-22	1 pieza	881-233-00	10 piezas
36	34	0,18 mm	12,96 mm	881-334-18	881-334-22	1 pieza	881-234-00	10 piezas
36	35	0,18 mm	13,08 mm	881-335-18	881-335-22	1 pieza	881-235-00	10 piezas
36	36	0,18 mm	13,20 mm	881-336-18	881-336-22	1 pieza	881-236-00	10 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup> presoldadas con tubito bucal 818-151-30 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup> presoldadas con tubito bucal 822-151-30 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

## Bandas para primeros molares, maxilar

### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-36 (2)	882-364-18	882-364-22	882-064-00	64 piezas
26	N° 5-36 (2)	883-364-18	883-364-22	883-064-00	64 piezas

### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	882-350-18	882-350-22	882-150-00	150 piezas
26	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	883-350-18	883-350-22	883-150-00	150 piezas

### Maxi

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 piezas
26	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup> (16) presoldadas con tubito bucal 818-131-10 y gancho doble 750-602-10  
(26) presoldadas con tubito bucal 818-131-20 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup> (16) presoldadas con tubito bucal 822-131-10 y gancho doble 750-602-10  
(26) presoldadas con tubito bucal 822-131-20 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Bandas para segundos molares, maxilar

### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
17	N° 1-32 (2)			886-064-00	64 piezas
27	N° 1-32 (2)			887-064-00	64 piezas

### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
17	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 piezas
27	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 piezas

CE 0483

# dentaform®/Surtidos

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

## Bandas para primeros molares, mandíbula

### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-36 (2)	884-364-18	884-364-22	884-064-00	64 piezas
36	N° 5-36 (2)	885-364-18	885-364-22	885-064-00	64 piezas

### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	884-350-18	884-350-22	884-150-00	150 piezas
36	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	885-350-18	885-350-22	885-150-00	150 piezas

### Maxi

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 piezas
36	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup> (46) presoldadas con tubito bucal 818-151-40 y gancho doble 750-602-10

(36) presoldadas con tubito bucal 818-151-30 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup> (46) presoldadas con tubito bucal 822-151-40 y gancho doble 750-602-10

(36) presoldadas con tubito bucal 822-151-30 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Bandas para segundos molares, mandíbula

### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
47	N° 1-32 (2)			888-064-00	64 piezas
37	N° 1-32 (2)			889-064-00	64 piezas

### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
47	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 piezas
37	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 piezas

CE 0483




- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doblo) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

**Bandas para primeros molares, maxilar, derecha**

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	882-301-18	882-301-22	1 pieza	882-001-00	10 piezas
16	2	0,12 mm	8,89 mm	882-302-18	882-302-22	1 pieza	882-002-00	10 piezas
16	3	0,12 mm	8,99 mm	882-303-18	882-303-22	1 pieza	882-003-00	10 piezas
16	4	0,12 mm	9,09 mm	882-304-18	882-304-22	1 pieza	882-004-00	10 piezas
16	5	0,12 mm	9,20 mm	882-305-18	882-305-22	1 pieza	882-005-00	10 piezas
16	6	0,12 mm	9,30 mm	882-306-18	882-306-22	1 pieza	882-006-00	10 piezas
16	7	0,12 mm	9,40 mm	882-307-18	882-307-22	1 pieza	882-007-00	10 piezas
16	8	0,12 mm	9,50 mm	882-308-18	882-308-22	1 pieza	882-008-00	10 piezas
16	9	0,15 mm	9,61 mm	882-309-18	882-309-22	1 pieza	882-009-00	10 piezas
16	10	0,15 mm	9,71 mm	882-310-18	882-310-22	1 pieza	882-010-00	10 piezas
16	11	0,15 mm	9,81 mm	882-311-18	882-311-22	1 pieza	882-011-00	10 piezas
16	12	0,15 mm	9,92 mm	882-312-18	882-312-22	1 pieza	882-012-00	10 piezas
16	13	0,15 mm	10,02 mm	882-313-18	882-313-22	1 pieza	882-013-00	10 piezas
16	14	0,15 mm	10,12 mm	882-314-18	882-314-22	1 pieza	882-014-00	10 piezas
16	15	0,15 mm	10,23 mm	882-315-18	882-315-22	1 pieza	882-015-00	10 piezas
16	16	0,15 mm	10,33 mm	882-316-18	882-316-22	1 pieza	882-016-00	10 piezas
16	17	0,15 mm	10,43 mm	882-317-18	882-317-22	1 pieza	882-017-00	10 piezas
16	18	0,15 mm	10,54 mm	882-318-18	882-318-22	1 pieza	882-018-00	10 piezas
16	19	0,15 mm	10,64 mm	882-319-18	882-319-22	1 pieza	882-019-00	10 piezas
16	20	0,15 mm	10,74 mm	882-320-18	882-320-22	1 pieza	882-020-00	10 piezas
16	21	0,15 mm	10,85 mm	882-321-18	882-321-22	1 pieza	882-021-00	10 piezas
16	22	0,15 mm	10,95 mm	882-322-18	882-322-22	1 pieza	882-022-00	10 piezas
16	23	0,15 mm	11,05 mm	882-323-18	882-323-22	1 pieza	882-023-00	10 piezas
16	24	0,15 mm	11,16 mm	882-324-18	882-324-22	1 pieza	882-024-00	10 piezas
16	25	0,18 mm	11,26 mm	882-325-18	882-325-22	1 pieza	882-025-00	10 piezas
16	26	0,18 mm	11,36 mm	882-326-18	882-326-22	1 pieza	882-026-00	10 piezas
16	27	0,18 mm	11,47 mm	882-327-18	882-327-22	1 pieza	882-027-00	10 piezas
16	28	0,18 mm	11,57 mm	882-328-18	882-328-22	1 pieza	882-028-00	10 piezas
16	29	0,18 mm	11,67 mm	882-329-18	882-329-22	1 pieza	882-029-00	10 piezas
16	30	0,18 mm	11,78 mm	882-330-18	882-330-22	1 pieza	882-030-00	10 piezas
16	31	0,18 mm	11,88 mm	882-331-18	882-331-22	1 pieza	882-031-00	10 piezas
16	32	0,18 mm	11,98 mm	882-332-18	882-332-22	1 pieza	882-032-00	10 piezas
16	33	0,18 mm	12,08 mm	882-333-18	882-333-22	1 pieza	882-033-00	10 piezas
16	34	0,18 mm	12,19 mm	882-334-18	882-334-22	1 pieza	882-034-00	10 piezas
16	35	0,18 mm	12,29 mm	882-335-18	882-035-22	1 pieza	882-035-00	10 piezas
16	36	0,18 mm	12,39 mm	882-336-18	882-336-22	1 pieza	882-036-00	10 piezas

CE 0483



<sup>1)</sup> presoldadas con tubo bucal 818-131-10 y gancho doblo 750-602-10

<sup>2)</sup> presoldadas con tubo bucal 822-131-10 y gancho doblo 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

# dentaform®/Envases individuales

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

## Bandas para primeros molares, maxilar, izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
26	1	0,12 mm	8,78 mm	883-301-18	883-301-22	1 pieza	883-001-00	10 piezas
26	2	0,12 mm	8,89 mm	883-302-18	883-302-22	1 pieza	883-002-00	10 piezas
26	3	0,12 mm	8,99 mm	883-303-18	883-303-22	1 pieza	883-003-00	10 piezas
26	4	0,12 mm	9,09 mm	883-304-18	883-304-22	1 pieza	883-004-00	10 piezas
26	5	0,12 mm	9,20 mm	883-305-18	883-305-22	1 pieza	883-005-00	10 piezas
26	6	0,12 mm	9,30 mm	883-306-18	883-306-22	1 pieza	883-006-00	10 piezas
26	7	0,12 mm	9,40 mm	883-307-18	883-307-22	1 pieza	883-007-00	10 piezas
26	8	0,12 mm	9,50 mm	883-308-18	883-308-22	1 pieza	883-008-00	10 piezas
26	9	0,15 mm	9,61 mm	883-309-18	883-309-22	1 pieza	883-009-00	10 piezas
26	10	0,15 mm	9,71 mm	883-310-18	883-310-22	1 pieza	883-010-00	10 piezas
26	11	0,15 mm	9,81 mm	883-311-18	883-311-22	1 pieza	883-011-00	10 piezas
26	12	0,15 mm	9,92 mm	883-312-18	883-312-22	1 pieza	883-012-00	10 piezas
26	13	0,15 mm	10,02 mm	883-313-18	883-313-22	1 pieza	883-013-00	10 piezas
26	14	0,15 mm	10,12 mm	883-314-18	883-314-22	1 pieza	883-014-00	10 piezas
26	15	0,15 mm	10,23 mm	883-315-18	883-315-22	1 pieza	883-015-00	10 piezas
26	16	0,15 mm	10,33 mm	883-316-18	883-316-22	1 pieza	883-016-00	10 piezas
26	17	0,15 mm	10,43 mm	883-317-18	883-317-22	1 pieza	883-017-00	10 piezas
26	18	0,15 mm	10,54 mm	883-318-18	883-318-22	1 pieza	883-018-00	10 piezas
26	19	0,15 mm	10,64 mm	883-319-18	883-319-22	1 pieza	883-019-00	10 piezas
26	20	0,15 mm	10,74 mm	883-320-18	883-320-22	1 pieza	883-020-00	10 piezas
26	21	0,15 mm	10,85 mm	883-321-18	883-321-22	1 pieza	883-021-00	10 piezas
26	22	0,15 mm	10,95 mm	883-322-18	883-322-22	1 pieza	883-022-00	10 piezas
26	23	0,15 mm	11,05 mm	883-323-18	883-323-22	1 pieza	883-023-00	10 piezas
26	24	0,15 mm	11,16 mm	883-324-18	883-324-22	1 pieza	883-024-00	10 piezas
26	25	0,18 mm	11,26 mm	883-325-18	883-325-22	1 pieza	883-025-00	10 piezas
26	26	0,18 mm	11,36 mm	883-326-18	883-326-22	1 pieza	883-026-00	10 piezas
26	27	0,18 mm	11,47 mm	883-327-18	883-327-22	1 pieza	883-027-00	10 piezas
26	28	0,18 mm	11,57 mm	883-328-18	883-328-22	1 pieza	883-028-00	10 piezas
26	29	0,18 mm	11,67 mm	883-329-18	883-329-22	1 pieza	883-029-00	10 piezas
26	30	0,18 mm	11,78 mm	883-330-18	883-330-22	1 pieza	883-030-00	10 piezas
26	31	0,18 mm	11,88 mm	883-331-18	883-331-22	1 pieza	883-031-00	10 piezas
26	32	0,18 mm	11,98 mm	883-332-18	883-332-22	1 pieza	883-032-00	10 piezas
26	33	0,18 mm	12,08 mm	883-333-18	883-333-22	1 pieza	883-033-00	10 piezas
26	34	0,18 mm	12,19 mm	883-334-18	883-334-22	1 pieza	883-034-00	10 piezas
26	35	0,18 mm	12,29 mm	883-335-18	883-335-22	1 pieza	883-035-00	10 piezas
26	36	0,18 mm	12,39 mm	883-336-18	883-336-22	1 pieza	883-036-00	10 piezas

CE 0483



<sup>1)</sup> presoldadas con tubito bucal 818-131-20 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup> presoldadas con tubito bucal 822-131-20 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doblo) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros molares, mandíbula, derecha

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	884-301-18	884-301-22	1 pieza	884-001-00	10 piezas
46	2	0,12 mm	9,03 mm	884-302-18	884-302-22	1 pieza	884-002-00	10 piezas
46	3	0,12 mm	9,15 mm	884-303-18	884-303-22	1 pieza	884-003-00	10 piezas
46	4	0,12 mm	9,28 mm	884-304-18	884-304-22	1 pieza	884-004-00	10 piezas
46	5	0,12 mm	9,40 mm	884-305-18	884-305-22	1 pieza	884-005-00	10 piezas
46	6	0,12 mm	9,52 mm	884-306-18	884-306-22	1 pieza	884-006-00	10 piezas
46	7	0,12 mm	9,65 mm	884-307-18	884-307-22	1 pieza	884-007-00	10 piezas
46	8	0,12 mm	9,77 mm	884-308-18	884-308-22	1 pieza	884-008-00	10 piezas
46	9	0,15 mm	9,89 mm	884-309-18	884-309-22	1 pieza	884-009-00	10 piezas
46	10	0,15 mm	10,01 mm	884-310-18	884-310-22	1 pieza	884-010-00	10 piezas
46	11	0,15 mm	10,14 mm	884-311-18	884-311-22	1 pieza	884-011-00	10 piezas
46	12	0,15 mm	10,25 mm	884-312-18	884-312-22	1 pieza	884-012-00	10 piezas
46	13	0,15 mm	10,38 mm	884-313-18	884-313-22	1 pieza	884-013-00	10 piezas
46	14	0,15 mm	10,50 mm	884-314-18	884-314-22	1 pieza	884-014-00	10 piezas
46	15	0,15 mm	10,63 mm	884-315-18	884-315-22	1 pieza	884-015-00	10 piezas
46	16	0,15 mm	10,75 mm	884-316-18	884-316-22	1 pieza	884-016-00	10 piezas
46	17	0,15 mm	10,87 mm	884-317-18	884-317-22	1 pieza	884-017-00	10 piezas
46	18	0,15 mm	10,99 mm	884-318-18	884-318-22	1 pieza	884-018-00	10 piezas
46	19	0,15 mm	11,12 mm	884-319-18	884-319-22	1 pieza	884-019-00	10 piezas
46	20	0,15 mm	11,24 mm	884-320-18	884-320-22	1 pieza	884-020-00	10 piezas
46	21	0,15 mm	11,36 mm	884-321-18	884-321-22	1 pieza	884-021-00	10 piezas
46	22	0,15 mm	11,48 mm	884-322-18	884-322-22	1 pieza	884-022-00	10 piezas
46	23	0,15 mm	11,61 mm	884-323-18	884-323-22	1 pieza	884-023-00	10 piezas
46	24	0,15 mm	11,73 mm	884-324-18	884-324-22	1 pieza	884-024-00	10 piezas
46	25	0,18 mm	11,85 mm	884-325-18	884-325-22	1 pieza	884-025-00	10 piezas
46	26	0,18 mm	11,97 mm	884-326-18	884-326-22	1 pieza	884-026-00	10 piezas
46	27	0,18 mm	12,10 mm	884-327-18	884-327-22	1 pieza	884-027-00	10 piezas
46	28	0,18 mm	12,22 mm	884-328-18	884-328-22	1 pieza	884-028-00	10 piezas
46	29	0,18 mm	12,34 mm	884-329-18	884-329-22	1 pieza	884-029-00	10 piezas
46	30	0,18 mm	12,46 mm	884-330-18	884-330-22	1 pieza	884-030-00	10 piezas
46	31	0,18 mm	12,59 mm	884-331-18	884-331-22	1 pieza	884-031-00	10 piezas
46	32	0,18 mm	12,71 mm	884-332-18	884-332-22	1 pieza	884-032-00	10 piezas
46	33	0,18 mm	12,83 mm	884-333-18	884-333-22	1 pieza	884-033-00	10 piezas
46	34	0,18 mm	12,96 mm	884-334-18	884-334-22	1 pieza	884-034-00	10 piezas
46	35	0,18 mm	13,08 mm	884-335-18	884-335-22	1 pieza	884-035-00	10 piezas
46	36	0,18 mm	13,20 mm	884-336-18	884-336-22	1 pieza	884-036-00	10 piezas

<sup>1)</sup> presoldadas con tubito bucal 818-151-40 y gancho doblo 750-602-10

<sup>2)</sup> presoldadas con tubito bucal 822-151-40 y gancho doblo 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



# dentaform®/Envases individuales

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

## Bandas para primeros molares, mandíbula, izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
36	1	0,12 mm	8,91 mm	885-301-18	885-301-22	1 pieza	885-001-00	10 piezas
36	2	0,12 mm	9,03 mm	885-302-18	885-302-22	1 pieza	885-002-00	10 piezas
36	3	0,12 mm	9,15 mm	885-303-18	885-303-22	1 pieza	885-003-00	10 piezas
36	4	0,12 mm	9,28 mm	885-304-18	885-304-22	1 pieza	885-004-00	10 piezas
36	5	0,12 mm	9,40 mm	885-305-18	885-305-22	1 pieza	885-005-00	10 piezas
36	6	0,12 mm	9,52 mm	885-306-18	885-306-22	1 pieza	885-006-00	10 piezas
36	7	0,12 mm	9,65 mm	885-307-18	885-307-22	1 pieza	885-007-00	10 piezas
36	8	0,12 mm	9,77 mm	885-308-18	885-308-22	1 pieza	885-008-00	10 piezas
36	9	0,15 mm	9,89 mm	885-309-18	885-309-22	1 pieza	885-009-00	10 piezas
36	10	0,15 mm	10,01 mm	885-310-18	885-310-22	1 pieza	885-010-00	10 piezas
36	11	0,15 mm	10,14 mm	885-311-18	885-311-22	1 pieza	885-011-00	10 piezas
36	12	0,15 mm	10,25 mm	885-312-18	885-312-22	1 pieza	885-012-00	10 piezas
36	13	0,15 mm	10,38 mm	885-313-18	885-313-22	1 pieza	885-013-00	10 piezas
36	14	0,15 mm	10,50 mm	885-314-18	885-314-22	1 pieza	885-014-00	10 piezas
36	15	0,15 mm	10,63 mm	885-315-18	885-315-22	1 pieza	885-015-00	10 piezas
36	16	0,15 mm	10,75 mm	885-316-18	885-316-22	1 pieza	885-016-00	10 piezas
36	17	0,15 mm	10,87 mm	885-317-18	885-317-22	1 pieza	885-017-00	10 piezas
36	18	0,15 mm	10,99 mm	885-318-18	885-318-22	1 pieza	885-018-00	10 piezas
36	19	0,15 mm	11,12 mm	885-319-18	885-319-22	1 pieza	885-019-00	10 piezas
36	20	0,15 mm	11,24 mm	885-320-18	885-320-22	1 pieza	885-020-00	10 piezas
36	21	0,15 mm	11,36 mm	885-321-18	885-321-22	1 pieza	885-021-00	10 piezas
36	22	0,15 mm	11,48 mm	885-322-18	885-322-22	1 pieza	885-022-00	10 piezas
36	23	0,15 mm	11,61 mm	885-323-18	885-323-22	1 pieza	885-023-00	10 piezas
36	24	0,15 mm	11,73 mm	885-324-18	885-324-22	1 pieza	885-024-00	10 piezas
36	25	0,18 mm	11,85 mm	885-325-18	885-325-22	1 pieza	885-025-00	10 piezas
36	26	0,18 mm	11,97 mm	885-326-18	885-326-22	1 pieza	885-026-00	10 piezas
36	27	0,18 mm	12,10 mm	885-327-18	885-327-22	1 pieza	885-027-00	10 piezas
36	28	0,18 mm	12,22 mm	885-328-18	885-328-22	1 pieza	885-028-00	10 piezas
36	29	0,18 mm	12,34 mm	885-329-18	885-329-22	1 pieza	885-029-00	10 piezas
36	30	0,18 mm	12,46 mm	885-330-18	885-330-22	1 pieza	885-030-00	10 piezas
36	31	0,18 mm	12,59 mm	885-331-18	885-331-22	1 pieza	885-031-00	10 piezas
36	32	0,18 mm	12,71 mm	885-332-18	885-332-22	1 pieza	885-032-00	10 piezas
36	33	0,18 mm	12,83 mm	885-333-18	885-333-22	1 pieza	885-033-00	10 piezas
36	34	0,18 mm	12,96 mm	885-334-18	885-334-22	1 pieza	885-034-00	10 piezas
36	35	0,18 mm	13,08 mm	885-335-18	885-335-22	1 pieza	885-035-00	10 piezas
36	36	0,18 mm	13,20 mm	885-336-18	885-336-22	1 pieza	885-036-00	10 piezas

CE 0483



<sup>1)</sup> presoldadas con tubito bucal 818-151-30 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup> presoldadas con tubito bucal 822-151-30 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

**Bandas para primeros molares, maxilar, derecha**

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
17	1	0,12 mm	8,10 mm				886-001-00	10 piezas
17	2	0,12 mm	8,22 mm				886-002-00	10 piezas
17	3	0,12 mm	8,33 mm				886-003-00	10 piezas
17	4	0,12 mm	8,45 mm				886-004-00	10 piezas
17	5	0,12 mm	8,56 mm				886-005-00	10 piezas
17	6	0,12 mm	8,68 mm				886-006-00	10 piezas
17	7	0,15 mm	8,80 mm				886-007-00	10 piezas
17	8	0,15 mm	8,91 mm				886-008-00	10 piezas
17	9	0,15 mm	9,03 mm				886-009-00	10 piezas
17	10	0,15 mm	9,14 mm				886-010-00	10 piezas
17	11	0,15 mm	9,26 mm				886-011-00	10 piezas
17	12	0,15 mm	9,38 mm				886-012-00	10 piezas
17	13	0,15 mm	9,49 mm				886-013-00	10 piezas
17	14	0,15 mm	9,61 mm				886-014-00	10 piezas
17	15	0,15 mm	9,72 mm				886-015-00	10 piezas
17	16	0,15 mm	9,84 mm				886-016-00	10 piezas
17	17	0,15 mm	9,96 mm				886-017-00	10 piezas
17	18	0,15 mm	10,07 mm				886-018-00	10 piezas
17	19	0,15 mm	10,19 mm				886-019-00	10 piezas
17	20	0,15 mm	10,30 mm				886-020-00	10 piezas
17	21	0,15 mm	10,42 mm				886-021-00	10 piezas
17	22	0,15 mm	10,54 mm				886-022-00	10 piezas
17	23	0,18 mm	10,65 mm				886-023-00	10 piezas
17	24	0,18 mm	10,77 mm				886-024-00	10 piezas
17	25	0,18 mm	10,88 mm				886-025-00	10 piezas
17	26	0,18 mm	11,00 mm				886-026-00	10 piezas
17	27	0,18 mm	11,12 mm				886-027-00	10 piezas
17	28	0,18 mm	11,23 mm				886-028-00	10 piezas
17	29	0,18 mm	11,35 mm				886-029-00	10 piezas
17	30	0,18 mm	11,46 mm				886-030-00	10 piezas
17	31	0,18 mm	11,58 mm				886-031-00	10 piezas
17	32	0,18 mm	11,70 mm				886-032-00	10 piezas

CE 0483



## dentaform®/Envases individuales

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros molares, maxilar, izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
27	1	0,12 mm	8,10 mm				887-001-00	10 piezas
27	2	0,12 mm	8,22 mm				887-002-00	10 piezas
27	3	0,12 mm	8,33 mm				887-003-00	10 piezas
27	4	0,12 mm	8,45 mm				887-004-00	10 piezas
27	5	0,12 mm	8,56 mm				887-005-00	10 piezas
27	6	0,12 mm	8,68 mm				887-006-00	10 piezas
27	7	0,15 mm	8,80 mm				887-007-00	10 piezas
27	8	0,15 mm	8,91 mm				887-008-00	10 piezas
27	9	0,15 mm	9,03 mm				887-009-00	10 piezas
27	10	0,15 mm	9,14 mm				887-010-00	10 piezas
27	11	0,15 mm	9,26 mm				887-011-00	10 piezas
27	12	0,15 mm	9,38 mm				887-012-00	10 piezas
27	13	0,15 mm	9,49 mm				887-013-00	10 piezas
27	14	0,15 mm	9,61 mm				887-014-00	10 piezas
27	15	0,15 mm	9,72 mm				887-015-00	10 piezas
27	16	0,15 mm	9,84 mm				887-016-00	10 piezas
27	17	0,15 mm	9,96 mm				887-017-00	10 piezas
27	18	0,15 mm	10,07 mm				887-018-00	10 piezas
27	19	0,15 mm	10,19 mm				887-019-00	10 piezas
27	20	0,15 mm	10,30 mm				887-020-00	10 piezas
27	21	0,15 mm	10,42 mm				887-021-00	10 piezas
27	22	0,15 mm	10,54 mm				887-022-00	10 piezas
27	23	0,18 mm	10,65 mm				887-023-00	10 piezas
27	24	0,18 mm	10,77 mm				887-024-00	10 piezas
27	25	0,18 mm	10,88 mm				887-025-00	10 piezas
27	26	0,18 mm	11,00 mm				887-026-00	10 piezas
27	27	0,18 mm	11,12 mm				887-027-00	10 piezas
27	28	0,18 mm	11,23 mm				887-028-00	10 piezas
27	29	0,18 mm	11,35 mm				887-029-00	10 piezas
27	30	0,18 mm	11,46 mm				887-030-00	10 piezas
27	31	0,18 mm	11,58 mm				887-031-00	10 piezas
27	32	0,18 mm	11,70 mm				887-032-00	10 piezas

CE 0483



- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

**Bandas para segundos molares, mandíbula, derecha**

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47	1	0,12 mm	9,88 mm				888-001-00	10 piezas
47	2	0,12 mm	9,92 mm				888-002-00	10 piezas
47	3	0,12 mm	10,04 mm				888-003-00	10 piezas
47	4	0,12 mm	10,17 mm				888-004-00	10 piezas
47	5	0,12 mm	10,29 mm				888-005-00	10 piezas
47	6	0,12 mm	10,41 mm				888-006-00	10 piezas
47	7	0,15 mm	10,53 mm				888-007-00	10 piezas
47	8	0,15 mm	10,65 mm				888-008-00	10 piezas
47	9	0,15 mm	10,78 mm				888-009-00	10 piezas
47	10	0,15 mm	10,90 mm				888-010-00	10 piezas
47	11	0,15 mm	11,02 mm				888-011-00	10 piezas
47	12	0,15 mm	11,14 mm				888-012-00	10 piezas
47	13	0,15 mm	11,26 mm				888-013-00	10 piezas
47	14	0,15 mm	11,39 mm				888-014-00	10 piezas
47	15	0,15 mm	11,51 mm				888-015-00	10 piezas
47	16	0,15 mm	11,63 mm				888-016-00	10 piezas
47	17	0,15 mm	11,75 mm				888-017-00	10 piezas
47	18	0,15 mm	11,87 mm				888-018-00	10 piezas
47	19	0,15 mm	11,99 mm				888-019-00	10 piezas
47	20	0,15 mm	12,12 mm				888-020-00	10 piezas
47	21	0,15 mm	12,24 mm				888-021-00	10 piezas
47	22	0,15 mm	12,36 mm				888-022-00	10 piezas
47	23	0,18 mm	12,48 mm				888-023-00	10 piezas
47	24	0,18 mm	12,61 mm				888-024-00	10 piezas
47	25	0,18 mm	12,73 mm				888-025-00	10 piezas
47	26	0,18 mm	12,85 mm				888-026-00	10 piezas
47	27	0,18 mm	12,97 mm				888-027-00	10 piezas
47	28	0,18 mm	13,09 mm				888-028-00	10 piezas
47	29	0,18 mm	13,22 mm				888-029-00	10 piezas
47	30	0,18 mm	13,34 mm				888-030-00	10 piezas
47	31	0,18 mm	13,46 mm				888-031-00	10 piezas
47	32	0,18 mm	13,59 mm				888-032-00	10 piezas

CE 0483





## dentaform®/Envases individuales

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros molares, mandíbula, izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
37	1	0,12 mm	9,88 mm				889-001-00	10 piezas
37	2	0,12 mm	9,92 mm				889-002-00	10 piezas
37	3	0,12 mm	10,04 mm				889-003-00	10 piezas
37	4	0,12 mm	10,17 mm				889-004-00	10 piezas
37	5	0,12 mm	10,29 mm				889-005-00	10 piezas
37	6	0,12 mm	10,41 mm				889-006-00	10 piezas
37	7	0,15 mm	10,53 mm				889-007-00	10 piezas
37	8	0,15 mm	10,65 mm				889-008-00	10 piezas
37	9	0,15 mm	10,78 mm				889-009-00	10 piezas
37	10	0,15 mm	10,90 mm				889-010-00	10 piezas
37	11	0,15 mm	11,02 mm				889-011-00	10 piezas
37	12	0,15 mm	11,14 mm				889-012-00	10 piezas
37	13	0,15 mm	11,26 mm				889-013-00	10 piezas
37	14	0,15 mm	11,39 mm				889-014-00	10 piezas
37	15	0,15 mm	11,51 mm				889-015-00	10 piezas
37	16	0,15 mm	11,63 mm				889-016-00	10 piezas
37	17	0,15 mm	11,75 mm				889-017-00	10 piezas
37	18	0,15 mm	11,87 mm				889-018-00	10 piezas
37	19	0,15 mm	11,99 mm				889-019-00	10 piezas
37	20	0,15 mm	12,12 mm				889-020-00	10 piezas
37	21	0,15 mm	12,24 mm				889-021-00	10 piezas
37	22	0,15 mm	12,36 mm				889-022-00	10 piezas
37	23	0,18 mm	12,48 mm				889-023-00	10 piezas
37	24	0,18 mm	12,61 mm				889-024-00	10 piezas
37	25	0,18 mm	12,73 mm				889-025-00	10 piezas
37	26	0,18 mm	12,85 mm				889-026-00	10 piezas
37	27	0,18 mm	12,97 mm				889-027-00	10 piezas
37	28	0,18 mm	13,09 mm				889-028-00	10 piezas
37	29	0,18 mm	13,22 mm				889-029-00	10 piezas
37	30	0,18 mm	13,34 mm				889-030-00	10 piezas
37	31	0,18 mm	13,46 mm				889-031-00	10 piezas
37	32	0,18 mm	13,59 mm				889-032-00	10 piezas

CE 0483





- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros y segundos premolares, maxilar

#### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
15-14/24-25	N° 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 piezas

#### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
15-14/24-25	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 piezas

#### Maxi

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
15-14/24-25	N° 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 piezas

<sup>1)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-206-02 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-218-02 y gancho doble 750-602-10

### Bandas para primeros premolares, mandíbula

#### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
44/34	N° 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 piezas

#### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
44/34	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 piezas

<sup>1)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-210-02 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-222-02 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Bandas estándar / Surtidos

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros premolares, mandíbula

#### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
45/35	N° 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22		64 piezas

#### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
45/35	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22		150 piezas

<sup>1)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-211-02 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-223-02 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Bandas para primeros y segundos premolares, mandíbula

#### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
45-44/34-35	N° 1-32 (2)			865-064-00	64 piezas

#### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
45-44/34-35	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 piezas

#### Maxi

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
45-44/34-35	N° 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 piezas

CC 0483

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

## Bandas para primeros y segundos molares, maxilar

### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
17-16/26-27	N° 1-32 (2)			872-064-00	64 piezas

### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
17-16/26-27	N° 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)			872-150-00	150 piezas

CE<sup>0483</sup>

## Bandas para primeros y segundos molares, mandíbula

### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
47-46/36-37	N° 1-32 (2)			873-064-00	64 piezas

### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
47-46/36-37	N° 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)			873-150-00	150 piezas

CE<sup>0483</sup>

## Bandas estándar / Surtidos

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doblo) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para caninos, maxilar

#### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
13/23	N° 1-20 (2)			855-050-00	50 piezas

#### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
13/23	N° 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 piezas

CE 0483

### Bandas para caninos, mandíbula

#### Mini

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
43/33	N° 1-16 (2)			857-042-00	42 piezas

#### Medium

Dientes	Tamaños de banda (contenido por tamaño)	presoldadas		no presoldadas	Cantidad
		REF (Roth18)	REF (Roth22)	REF	
43/33	N° 1-2; 5,5; 6,5; 15-16 (4), 7,5; 8,5; 9,5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 piezas

CE 0483

## Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros y segundos premolares, maxilar, derecha e izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>			
15-14/24-25	1	0,12 mm	5,52 mm	860-101-18	860-101-22	1 pieza	860-101-00	10 piezas
15-14/24-25	2	0,12 mm	5,57 mm	860-102-18	860-102-22	1 pieza	860-102-00	10 piezas
15-14/24-25	3	0,12 mm	5,62 mm	860-103-18	860-103-22	1 pieza	860-103-00	10 piezas
15-14/24-25	4	0,12 mm	5,67 mm	860-104-18	860-104-22	1 pieza	860-104-00	10 piezas
15-14/24-25	5	0,12 mm	5,75 mm	860-105-18	860-105-22	1 pieza	860-105-00	10 piezas
15-14/24-25	6	0,12 mm	5,82 mm	860-106-18	860-106-22	1 pieza	860-106-00	10 piezas
15-14/24-25	7	0,12 mm	5,89 mm	860-107-18	860-107-22	1 pieza	860-107-00	10 piezas
15-14/24-25	8	0,12 mm	5,94 mm	860-108-18	860-108-22	1 pieza	860-108-00	10 piezas
15-14/24-25	9	0,12 mm	6,01 mm	860-109-18	860-109-22	1 pieza	860-109-00	10 piezas
15-14/24-25	10	0,12 mm	6,08 mm	860-110-18	860-110-22	1 pieza	860-110-00	10 piezas
15-14/24-25	11	0,12 mm	6,13 mm	860-111-18	860-111-22	1 pieza	860-111-00	10 piezas
15-14/24-25	12	0,12 mm	6,20 mm	860-112-18	860-112-22	1 pieza	860-112-00	10 piezas
15-14/24-25	13	0,12 mm	6,24 mm	860-113-18	860-113-22	1 pieza	860-113-00	10 piezas
15-14/24-25	14	0,12 mm	6,30 mm	860-114-18	860-114-22	1 pieza	860-114-00	10 piezas
15-14/24-25	15	0,12 mm	6,34 mm	860-115-18	860-115-22	1 pieza	860-115-00	10 piezas
15-14/24-25	16	0,12 mm	6,42 mm	860-116-18	860-116-22	1 pieza	860-116-00	10 piezas
15-14/24-25	17	0,12 mm	6,48 mm	860-117-18	860-117-22	1 pieza	860-117-00	10 piezas
15-14/24-25	18	0,12 mm	6,56 mm	860-118-18	860-118-22	1 pieza	860-118-00	10 piezas
15-14/24-25	19	0,12 mm	6,64 mm	860-119-18	860-119-22	1 pieza	860-119-00	10 piezas
15-14/24-25	20	0,12 mm	6,71 mm	860-120-18	860-120-22	1 pieza	860-120-00	10 piezas
15-14/24-25	21	0,12 mm	6,80 mm	860-121-18	860-121-22	1 pieza	860-121-00	10 piezas
15-14/24-25	22	0,12 mm	6,90 mm	860-122-18	860-122-22	1 pieza	860-122-00	10 piezas
15-14/24-25	23	0,12 mm	7,00 mm	860-123-18	860-123-22	1 pieza	860-123-00	10 piezas
15-14/24-25	24	0,12 mm	7,11 mm	860-124-18	860-124-22	1 pieza	860-124-00	10 piezas
15-14/24-25	25	0,12 mm	7,18 mm	860-125-18	860-125-22	1 pieza	860-125-00	10 piezas
15-14/24-25	26	0,12 mm	7,26 mm	860-126-18	860-126-22	1 pieza	860-126-00	10 piezas
15-14/24-25	27	0,12 mm	7,35 mm	860-127-18	860-127-22	1 pieza	860-127-00	10 piezas
15-14/24-25	28	0,12 mm	7,43 mm	860-128-18	860-128-22	1 pieza	860-128-00	10 piezas
15-14/24-25	29	0,12 mm	7,51 mm	860-129-18	860-129-22	1 pieza	860-129-00	10 piezas
15-14/24-25	30	0,12 mm	7,61 mm	860-130-18	860-130-22	1 pieza	860-130-00	10 piezas
15-14/24-25	31	0,12 mm	7,71 mm	860-131-18	860-131-22	1 pieza	860-131-00	10 piezas
15-14/24-25	32	0,12 mm	7,80 mm	860-132-18	860-132-22	1 pieza	860-132-00	10 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-206-02 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-218-02 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros premolares, mandíbula, derecha e izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
44/34	1	0,12 mm	6,34 mm	861-101-18	861-101-22	1 pieza	861-101-00	10 piezas
44/34	2	0,12 mm	6,45 mm	861-102-18	861-102-22	1 pieza	861-102-00	10 piezas
44/34	3	0,12 mm	6,56 mm	861-103-18	861-103-22	1 pieza	861-103-00	10 piezas
44/34	4	0,12 mm	6,68 mm	861-104-18	861-104-22	1 pieza	861-104-00	10 piezas
44/34	5	0,12 mm	6,80 mm	861-105-18	861-105-22	1 pieza	861-105-00	10 piezas
44/34	6	0,12 mm	6,90 mm	861-106-18	861-106-22	1 pieza	861-106-00	10 piezas
44/34	7	0,12 mm	7,02 mm	861-107-18	861-107-22	1 pieza	861-107-00	10 piezas
44/34	8	0,12 mm	7,13 mm	861-108-18	861-108-22	1 pieza	861-108-00	10 piezas
44/34	9	0,12 mm	7,25 mm	861-109-18	861-109-22	1 pieza	861-109-00	10 piezas
44/34	10	0,12 mm	7,37 mm	861-110-18	861-110-22	1 pieza	861-110-00	10 piezas
44/34	11	0,12 mm	7,50 mm	861-111-18	861-111-22	1 pieza	861-111-00	10 piezas
44/34	12	0,12 mm	7,63 mm	861-112-18	861-112-22	1 pieza	861-112-00	10 piezas
44/34	13	0,12 mm	7,75 mm	861-113-18	861-113-22	1 pieza	861-113-00	10 piezas
44/34	14	0,12 mm	7,88 mm	861-114-18	861-114-22	1 pieza	861-114-00	10 piezas
44/34	15	0,12 mm	8,05 mm	861-115-18	861-115-22	1 pieza	861-115-00	10 piezas
44/34	16	0,12 mm	8,13 mm	861-116-18	861-116-22	1 pieza	861-116-00	10 piezas
44/34	17	0,12 mm	8,26 mm	861-117-18	861-117-22	1 pieza	861-117-00	10 piezas
44/34	18	0,12 mm	8,40 mm	861-118-18	861-118-22	1 pieza	861-118-00	10 piezas
44/34	19	0,12 mm	8,53 mm	861-119-18	861-119-22	1 pieza	861-119-00	10 piezas
44/34	20	0,12 mm	8,70 mm	861-120-18	861-120-22	1 pieza	861-120-00	10 piezas
44/34	21	0,12 mm	8,84 mm	861-121-18	861-121-22	1 pieza	861-121-00	10 piezas
44/34	22	0,12 mm	9,02 mm	861-122-18	861-122-22	1 pieza	861-122-00	10 piezas
44/34	23	0,12 mm	9,17 mm	861-123-18	861-123-22	1 pieza	861-123-00	10 piezas
44/34	24	0,12 mm	9,28 mm	861-124-18	861-124-22	1 pieza	861-124-00	10 piezas
44/34	25	0,12 mm	9,38 mm	861-125-18	861-125-22	1 pieza	861-125-00	10 piezas
44/34	26	0,12 mm	9,48 mm	861-126-18	861-126-22	1 pieza	861-126-00	10 piezas
44/34	27	0,12 mm	9,59 mm	861-127-18	861-127-22	1 pieza	861-127-00	10 piezas
44/34	28	0,12 mm	9,70 mm	861-128-18	861-128-22	1 pieza	861-128-00	10 piezas
44/34	29	0,12 mm	9,82 mm	861-129-18	861-129-22	1 pieza	861-129-00	10 piezas
44/34	30	0,12 mm	9,96 mm	861-130-18	861-130-22	1 pieza	861-130-00	10 piezas
44/34	31	0,12 mm	10,11 mm	861-131-18	861-131-22	1 pieza	861-131-00	10 piezas
44/34	32	0,12 mm	10,28 mm	861-132-18	861-132-22	1 pieza	861-132-00	10 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-210-02 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-222-02 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible a pedido

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para segundos premolares, mandíbula, derecha e izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
45/35	1	0,12 mm	6,34 mm	862-101-18	862-101-22	1 pieza	861-101-00	10 piezas
45/35	2	0,12 mm	6,45 mm	862-102-18	862-102-22	1 pieza	861-102-00	10 piezas
45/35	3	0,12 mm	6,56 mm	862-103-18	862-103-22	1 pieza	861-103-00	10 piezas
45/35	4	0,12 mm	6,68 mm	862-104-18	862-104-22	1 pieza	861-104-00	10 piezas
45/35	5	0,12 mm	6,80 mm	862-105-18	862-105-22	1 pieza	861-105-00	10 piezas
45/35	6	0,12 mm	6,90 mm	862-106-18	862-106-22	1 pieza	861-106-00	10 piezas
45/35	7	0,12 mm	7,02 mm	862-107-18	862-107-22	1 pieza	861-107-00	10 piezas
45/35	8	0,12 mm	7,13 mm	862-108-18	862-108-22	1 pieza	861-108-00	10 piezas
45/35	9	0,12 mm	7,25 mm	862-109-18	862-109-22	1 pieza	861-109-00	10 piezas
45/35	10	0,12 mm	7,37 mm	862-110-18	862-110-22	1 pieza	861-110-00	10 piezas
45/35	11	0,12 mm	7,50 mm	862-111-18	862-111-22	1 pieza	861-111-00	10 piezas
45/35	12	0,12 mm	7,63 mm	862-112-18	862-112-22	1 pieza	861-112-00	10 piezas
45/35	13	0,12 mm	7,75 mm	862-113-18	862-113-22	1 pieza	861-113-00	10 piezas
45/35	14	0,12 mm	7,88 mm	862-114-18	862-114-22	1 pieza	861-114-00	10 piezas
45/35	15	0,12 mm	8,05 mm	862-115-18	862-115-22	1 pieza	861-115-00	10 piezas
45/35	16	0,12 mm	8,13 mm	862-116-18	862-116-22	1 pieza	861-116-00	10 piezas
45/35	17	0,12 mm	8,26 mm	862-117-18	862-117-22	1 pieza	861-117-00	10 piezas
45/35	18	0,12 mm	8,40 mm	862-118-18	862-118-22	1 pieza	861-118-00	10 piezas
45/35	19	0,12 mm	8,53 mm	862-119-18	862-119-22	1 pieza	861-119-00	10 piezas
45/35	20	0,12 mm	8,70 mm	862-120-18	862-120-22	1 pieza	861-120-00	10 piezas
45/35	21	0,12 mm	8,84 mm	862-121-18	862-121-22	1 pieza	861-121-00	10 piezas
45/35	22	0,12 mm	9,02 mm	862-122-18	862-122-22	1 pieza	861-122-00	10 piezas
45/35	23	0,12 mm	9,17 mm	862-123-18	862-123-22	1 pieza	861-123-00	10 piezas
45/35	24	0,12 mm	9,28 mm	862-124-18	862-124-22	1 pieza	861-124-00	10 piezas
45/35	25	0,12 mm	9,38 mm	862-125-18	862-125-22	1 pieza	861-125-00	10 piezas
45/35	26	0,12 mm	9,48 mm	862-126-18	862-126-22	1 pieza	861-126-00	10 piezas
45/35	27	0,12 mm	9,59 mm	862-127-18	862-127-22	1 pieza	861-127-00	10 piezas
45/35	28	0,12 mm	9,70 mm	862-128-18	862-128-22	1 pieza	861-128-00	10 piezas
45/35	29	0,12 mm	9,82 mm	862-129-18	862-129-22	1 pieza	861-129-00	10 piezas
45/35	30	0,12 mm	9,96 mm	862-130-18	862-130-22	1 pieza	861-130-00	10 piezas
45/35	31	0,12 mm	10,11 mm	862-131-18	862-131-22	1 pieza	861-131-00	10 piezas
45/35	32	0,12 mm	10,28 mm	862-132-18	862-132-22	1 pieza	861-132-00	10 piezas

CE 0483

<sup>1)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-211-02 y gancho doble 750-602-10

<sup>2)</sup>presoldadas con bracket equilibrium® 2 790-223-02 y gancho doble 750-602-10

\* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros y segundos molares, maxilar, derecha e izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17-16/26-27	1	0,15 mm	7,94 mm				870-001-00	10 piezas
17-16/26-27	2	0,15 mm	8,06 mm				870-002-00	10 piezas
17-16/26-27	3	0,15 mm	8,18 mm				870-003-00	10 piezas
17-16/26-27	4	0,15 mm	8,30 mm				870-004-00	10 piezas
17-16/26-27	5	0,15 mm	8,42 mm				870-005-00	10 piezas
17-16/26-27	6	0,15 mm	8,54 mm				870-006-00	10 piezas
17-16/26-27	7	0,15 mm	8,66 mm				870-007-00	10 piezas
17-16/26-27	8	0,15 mm	8,78 mm				870-008-00	10 piezas
17-16/26-27	9	0,15 mm	8,90 mm				870-009-00	10 piezas
17-16/26-27	10	0,15 mm	9,02 mm				870-010-00	10 piezas
17-16/26-27	11	0,15 mm	9,14 mm				870-011-00	10 piezas
17-16/26-27	12	0,15 mm	9,26 mm				870-012-00	10 piezas
17-16/26-27	13	0,15 mm	9,38 mm				870-013-00	10 piezas
17-16/26-27	14	0,15 mm	9,50 mm				870-014-00	10 piezas
17-16/26-27	15	0,15 mm	9,62 mm				870-015-00	10 piezas
17-16/26-27	16	0,15 mm	9,74 mm				870-016-00	10 piezas
17-16/26-27	17	0,15 mm	9,86 mm				870-017-00	10 piezas
17-16/26-27	18	0,15 mm	9,98 mm				870-018-00	10 piezas
17-16/26-27	19	0,15 mm	10,10 mm				870-019-00	10 piezas
17-16/26-27	20	0,15 mm	10,22 mm				870-020-00	10 piezas
17-16/26-27	21	0,15 mm	10,34 mm				870-021-00	10 piezas
17-16/26-27	22	0,15 mm	10,46 mm				870-022-00	10 piezas
17-16/26-27	23	0,15 mm	10,58 mm				870-023-00	10 piezas
17-16/26-27	24	0,15 mm	10,70 mm				870-024-00	10 piezas
17-16/26-27	25	0,15 mm	10,82 mm				870-025-00	10 piezas
17-16/26-27	26	0,15 mm	10,94 mm				870-026-00	10 piezas
17-16/26-27	27	0,15 mm	11,06 mm				870-027-00	10 piezas
17-16/26-27	28	0,15 mm	11,18 mm				870-028-00	10 piezas
17-16/26-27	29	0,15 mm	11,30 mm				870-029-00	10 piezas
17-16/26-27	30	0,15 mm	11,42 mm				870-030-00	10 piezas
17-16/26-27	31	0,15 mm	11,54 mm				870-031-00	10 piezas
17-16/26-27	32	0,15 mm	11,66 mm				870-032-00	10 piezas

CE 0483





## Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para primeros y segundos molares, mandíbula, derecha e izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47-46/36-37	1	0,15 mm	8,94 mm				871-001-00	10 piezas
47-46/36-37	2	0,15 mm	9,06 mm				871-002-00	10 piezas
47-46/36-37	3	0,15 mm	9,18 mm				871-003-00	10 piezas
47-46/36-37	4	0,15 mm	9,30 mm				871-004-00	10 piezas
47-46/36-37	5	0,15 mm	9,42 mm				871-005-00	10 piezas
47-46/36-37	6	0,15 mm	9,54 mm				871-006-00	10 piezas
47-46/36-37	7	0,15 mm	9,56 mm				871-007-00	10 piezas
47-46/36-37	8	0,15 mm	9,78 mm				871-008-00	10 piezas
47-46/36-37	9	0,15 mm	9,90 mm				871-009-00	10 piezas
47-46/36-37	10	0,15 mm	10,02 mm				871-010-00	10 piezas
47-46/36-37	11	0,15 mm	10,14 mm				871-011-00	10 piezas
47-46/36-37	12	0,15 mm	10,25 mm				871-012-00	10 piezas
47-46/36-37	13	0,15 mm	10,38 mm				871-013-00	10 piezas
47-46/36-37	14	0,15 mm	10,50 mm				871-014-00	10 piezas
47-46/36-37	15	0,15 mm	10,62 mm				871-015-00	10 piezas
47-46/36-37	16	0,15 mm	10,74 mm				871-016-00	10 piezas
47-46/36-37	17	0,15 mm	10,86 mm				871-017-00	10 piezas
47-46/36-37	18	0,15 mm	10,98 mm				871-018-00	10 piezas
47-46/36-37	19	0,15 mm	11,10 mm				871-019-00	10 piezas
47-46/36-37	20	0,15 mm	11,22 mm				871-020-00	10 piezas
47-46/36-37	21	0,15 mm	11,34 mm				871-021-00	10 piezas
47-46/36-37	22	0,15 mm	11,46 mm				871-022-00	10 piezas
47-46/36-37	23	0,15 mm	11,58 mm				871-023-00	10 piezas
47-46/36-37	24	0,15 mm	11,70 mm				871-024-00	10 piezas
47-46/36-37	25	0,15 mm	11,82 mm				871-025-00	10 piezas
47-46/36-37	26	0,15 mm	11,94 mm				871-026-00	10 piezas
47-46/36-37	27	0,15 mm	12,06 mm				871-027-00	10 piezas
47-46/36-37	28	0,15 mm	12,18 mm				871-028-00	10 piezas
47-46/36-37	29	0,15 mm	12,30 mm				871-029-00	10 piezas
47-46/36-37	30	0,15 mm	12,42 mm				871-030-00	10 piezas
47-46/36-37	31	0,15 mm	12,54 mm				871-031-00	10 piezas
47-46/36-37	32	0,15 mm	12,66 mm				871-032-00	10 piezas

CE 0483



## Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para caninos, maxilar, derecha e izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
13/23	1	0,12 mm	7,10 mm				850-101-00	10 piezas
13/23	2	0,12 mm	7,20 mm				850-102-00	10 piezas
13/23	3	0,12 mm	7,30 mm				850-103-00	10 piezas
13/23	4	0,12 mm	7,50 mm				850-104-00	10 piezas
13/23	5	0,12 mm	7,60 mm				850-105-00	10 piezas
13/23	6	0,12 mm	7,80 mm				850-106-00	10 piezas
13/23	7	0,12 mm	7,90 mm				850-107-00	10 piezas
13/23	8	0,12 mm	8,00 mm				850-108-00	10 piezas
13/23	8,5	0,12 mm	8,10 mm				850-121-00	10 piezas
13/23	9	0,12 mm	8,20 mm				850-109-00	10 piezas
13/23	9,5	0,12 mm	8,30 mm				850-122-00	10 piezas
13/23	10	0,12 mm	8,40 mm				850-110-00	10 piezas
13/23	10,5	0,12 mm	8,50 mm				850-123-00	10 piezas
13/23	11	0,12 mm	8,60 mm				850-111-00	10 piezas
13/23	11,5	0,12 mm	8,70 mm				850-124-00	10 piezas
13/23	12	0,12 mm	8,80 mm				850-112-00	10 piezas
13/23	12,5	0,12 mm	8,90 mm				850-125-00	10 piezas
13/23	13	0,12 mm	9,10 mm				850-113-00	10 piezas
13/23	14	0,12 mm	9,20 mm				850-114-00	10 piezas
13/23	15	0,12 mm	9,40 mm				850-115-00	10 piezas
13/23	16	0,12 mm	9,50 mm				850-116-00	10 piezas
13/23	17	0,12 mm	9,80 mm				850-117-00	10 piezas
13/23	18	0,12 mm	9,90 mm				850-118-00	10 piezas
13/23	19	0,12 mm	10,00 mm				850-119-00	10 piezas
13/23	20	0,12 mm	10,10 mm				850-120-00	10 piezas

CE 0483



- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar / de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con o sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldadas de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda

Para hallar el mayor diámetro mesio-distal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

### Bandas para caninos, mandíbula, derecha e izquierda

Dientes	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesio-distal	presoldadas		Cantidad	no presoldadas	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
43/33	1	0,12 mm	6,20 mm				851-101-00	10 piezas
43/33	2	0,12 mm	6,30 mm				851-102-00	10 piezas
43/33	3	0,12 mm	6,50 mm				851-103-00	10 piezas
43/33	4	0,12 mm	6,60 mm				851-104-00	10 piezas
43/33	5	0,12 mm	6,80 mm				851-105-00	10 piezas
43/33	5,5	0,12 mm	6,90 mm				851-117-00	10 piezas
43/33	6	0,12 mm	7,00 mm				851-106-00	10 piezas
43/33	6,5	0,12 mm	7,10 mm				851-118-00	10 piezas
43/33	7	0,12 mm	7,20 mm				851-107-00	10 piezas
43/33	7,5	0,12 mm	7,30 mm				851-119-00	10 piezas
43/33	8	0,12 mm	7,40 mm				851-108-00	10 piezas
43/33	8,5	0,12 mm	7,50 mm				851-120-00	10 piezas
43/33	9	0,12 mm	7,60 mm				851-109-00	10 piezas
43/33	9,5	0,12 mm	7,80 mm				851-121-00	10 piezas
43/33	10	0,12 mm	7,90 mm				851-110-00	10 piezas
43/33	11	0,12 mm	8,00 mm				851-111-00	10 piezas
43/33	12	0,12 mm	8,20 mm				851-112-00	10 piezas
43/33	13	0,12 mm	8,30 mm				851-113-00	10 piezas
43/33	14	0,12 mm	8,40 mm				851-114-00	10 piezas
43/33	15	0,12 mm	8,60 mm				851-115-00	10 piezas
43/33	16	0,12 mm	8,70 mm				851-116-00	10 piezas

CE 0483



# Grupo Dentauro

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

www.dentauro.com



Fecha de la información: 09/19  
Reservado el derecho de modificación

