


rema<sup>®</sup>  
CAD/Vest 



El revestimiento resistente.  
El aliado fiable para la técnica CAD/Vest semidigital.



  
DENTAURUM

# rema® CAD/Vest.

El aliado fiable para el colado semidigital de esqueléticos, coronas y puentes.



Revestimiento speed extremadamente resistente con alta permeabilidad al gas. Ideal para restauraciones impresas en 3D o fresadas en cera o acrílico. Varios objetos pueden revestirse y colarse a la vez.



## Campos de aplicación

- Ideal para esqueléticos, coronas y puentes
- Universalmente apropiado para objetos impresos en 3D y fresados



## Ventajas

- Varios objetos pueden revestirse a la vez
- Precisión de ajuste controlable
- Pre calentamiento rápido (speed)
- Resultados de colado muy lisos y homogéneos
- Desmuflado sencillo



## Suministro

Revestimiento rema® CAD/Vest	20 kg (80 x 250 g)	REF 105-725-00
	5 kg (suelto)	REF 105-726-00
Líquido de mezcla rema® CAD/Vest	1 l	REF 105-728-00