

## Accesorios para brackets



### Bite-Bumper™

Técnica de cementado  
 Material: policarbonato  
 Accesorio palatino de sobremordida para elevar la mordida profunda en la Clase II.

REF 705-000-00	10 piezas
----------------	-----------



### Botón de titanio con cadena según Watted

Técnica de cementado  
 Con base esculpida por láser y cadena de titanio.  
 Para la inserción de anteriores y posteriores mal colocados.  
 Longitud: 5 cm

REF 750-003-51	1 pieza
----------------	---------



### Botón

Técnica de cementado  
 Con base esculpida por láser, plana, angular.  
 Para incisivos.  
 Dimensiones (altura x anchura): 3,5 mm x 3,5 mm

REF 750-002-51	10 piezas
----------------	-----------



### Botón

Técnica de cementado  
 Con base esculpida por láser, curva, redonda.  
 Para caninos y premolares.  
 ø 3,0 mm

REF 750-001-51	10 piezas
----------------	-----------



### Gancho doble

Técnica de cementado  
 Con malla en la base para cementado directo, plana.  
 Para enganchar varios elásticos o resortes de tracción.  
 Dimensiones (altura x anchura): 3,8 mm x 3,8 mm

REF 750-602-50	10 piezas
----------------	-----------

### Base con malla

Técnica de cementado  
 Anatómicamente contorneada.



Aplicación	Base	Dimensiones (altura x anchura)	REF	Cantidad
para incisivos	plana	3,8 mm x 3,8 mm	799-202-00	10 piezas
para tubos bucales y segundos molares	pequeña	3,0 mm x 6,5 mm	799-206-00	10 piezas

### Cera protectora

Para proteger la mucosa y los labios en los primeros días después del cementado de los brackets hasta que el paciente se haya acostumbrado al aparato. También aplicable para irritaciones durante el tratamiento.

#### Suministro:

50 cajas con 5 varillas de cera protectora.  
Color: blanco

REF 124-305-01

50 envases



### Bandejita portabackets

Con retenciones autoadhesivas para clasificar y formar casos de brackets.

REF 891-002-00

50 piezas



### Estuche para brackets

Para guardar brackets preseleccionados.

REF 891-001-00

1 pieza



### Estuche organizador

Para organizar surtidos de brackets.

REF 766-003-10

1 pieza

