

Alicates Premium-Line.

Calidad premium: función premium.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com






Un programa que abarca todas las áreas de aplicación.

Ya sea para la técnica de ortodoncia removible o para la prótesis, el programa de alicates de Dentaureum comprende todos los ámbitos de aplicación estándar. El usuario puede recurrir siempre a la misma calidad fiable, hecho que hace el uso más rápido y más eficiente.

Made in Germany.

La fabricación llevada a cabo por personal especializado con muchos años de experiencia, con técnicas perfeccionadas y la más moderna maquinaria, es la base de la buena calidad ya proverbial "Made in Germany". Por ello los alicates Premium-Line de Dentaureum también tienen una vida útil muy larga*.





**PREMIUM**
LINE

10 años de garantía**



**Para la limpieza y el cuidado de los alicates y los instrumentos de Dentaaurum, vea las instrucciones REF 989-590-40.

** 10 años de garantía sobre el material y fallos de fabricación, sobre el desprendimiento de los insertos, sobre fractura y corrosión del cuerpo del alicate si se utiliza correctamente y se cuida de forma adecuada. Todo tipo de manipulación anula el derecho de garantía.

Alicates Premium-Line / Técnica fija



Alicates para convertir tubos bucales Ortho-Cast M-Series

esterilizable

Con cuchilla intercambiable.

¡Utilizar solo con los tubos bucales Ortho-Cast M-Series!

Suministro:

Alicates con cuchilla, 2 cuchillas de repuesto y 1 llave hexagonal interior

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-805-00

1 pieza

CE

NUEVO



Cuchillas esterilizable

Para alicates para convertir tubos bucales Ortho-Cast M-Series, REF 003-805-00.

Suministro:

10 cuchillas + 2 tornillos

REF 038-805-10

10 piezas

CE

NUEVO



Alicates especiales para quitar brackets, acodados 45°

esterilizable

Para quitar brackets de cementado directo y residuos de adhesivo. 45° de angulación de las superficies de corte, afilado especial. Insertos de metal duro.

Posibilidad de reparación en fábrica.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-350-00

1 pieza

CE



Alicates para quitar brackets, rectos esterilizable

Para el cizallamiento de brackets de cementado directo entre la base del bracket y el adhesivo. Filos con insertos de metal duro. Posibilidad de reparación en fábrica.

Longitud: 13,0 cm

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-346-00

1 pieza

CE



Alicates para quitar brackets esterilizable

Para el cizallamiento de brackets de cementado directo entre la base del bracket y el adhesivo.

Posibilidad de reparación en fábrica.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-349-00

1 pieza

CE



Puntas de plástico esterilizable

Para alicates para quitar brackets, REF 003-349-00 y 045-005-00.

REF 038-356-00

4 piezas

CE

Alicates Premium-Line / Técnica fija

Alicates para quitar brackets, acodados esterilizable

Para quitar con facilidad brackets linguales y brackets posteriores. Posibilidad de reparación en fábrica.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-347-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates para quitar brackets esterilizable

Para quitar brackets de cementado directo y residuos de adhesivo. Posibilidad de reparación en fábrica.

Con una punta de goma.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-349-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Puntas de goma esterilizable

Para alicates para quitar brackets, REF 004-349-00.

REF 037-355-00	2 piezas
----------------	----------

CE



Alicates Oliver-Jones para quitar bandas esterilizable

Con caperuza protectora de plástico intercambiable.

Punta de acero duro. Posibilidad de reparación en fábrica.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 026-347-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Caperuzas de plástico esterilizable

Para alicates Oliver-Jones para quitar bandas, REF 026-347-00 y 045-004-00.

REF 039-357-00	10 piezas
----------------	-----------

CE



Alicates Johnson para contornear esterilizable

Punta cóncava sólo en un lado.

Para contornear y adaptar bandas y coronas.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-114-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Premium-Line / Técnica fija



Pinzas estira-elásticos esterilizable

Para el estiramiento de los anillos separadores Dentalastics® antes de colocarlos.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 015-160-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates How, rectos esterilizable

Alicates de aplicación universal para la técnica multibracket. Gracias a sus puntas delgadas son especialmente apropiados para poner bandas con brackets presoldados. También apropiados para el sector anterior mandibular.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-112-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates How, acodados esterilizable

Estos alicates acodados son especialmente apropiados para el sector posterior.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-111-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates de corte lateral Maxi esterilizable

Insertos de metal duro. Posibilidad de reparación en fábrica.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,0 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-266-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates de corte distal Mini esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica multibracket. Tipo grácil, fino. Dispositivo de sujeción del alambre. Insertos de metal duro. Posibilidad de reparación en fábrica.

Longitud: 12,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre:

☐ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-701-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates de corte distal Mini esterilizable

Con mangos más largos para una manipulación más fácil al acortar los extremos de los arcos. Tipo grácil, fino. Dispositivo de sujeción del alambre. Insertos de metal duro. Posibilidad de reparación en fábrica.

Longitud: 14,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre:

☐ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-702-00	1 pieza
----------------	---------

CE

Alicates Premium-Line / Técnica fija

Alicates de corte distal Maxi esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica multi-bracket. Tipo fuerte. Dispositivo de sujeción del alambre. Insertos de metal duro. Posibilidad de reparación en fábrica.

Longitud: 12,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre:

☐ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-700-00

1 pieza

CE



Flush Cutter Mini con anillo de silicona esterilizable

Para acortar alambres redondos en la técnica multibracket. Dispositivo elástico de sujeción del alambre por anillos de silicona, REF 037-356-00. Insertos de metal duro.

Longitud: 11,7 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-705-00

1 pieza

CE



Flush Cutter Maxi con anillo de silicona esterilizable

Con mangos más largos para una manipulación más fácil al acortar alambres redondos en la técnica multibracket. Dispositivo elástico de sujeción del alambre por anillos de silicona, REF 037-356-00. Insertos de metal duro.

Longitud: 14,2 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-706-00

1 pieza

CE



Anillos de silicona esterilizable

Para Flush Cutter Mini y Maxi, REF 003-705-00 y 003-706-00.

REF 037-356-00

10 piezas

CE



Alicates para cortar ligaduras Mini esterilizable

Los filos de cierre exacto hasta la punta garantizan un corte liso de los alambres de ligadura blandos. Filos con insertos de metal duro. Posibilidad de reparación en fábrica.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,4 mm, blando

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 014-151-00

1 pieza

CE



Alicates para cortar ligaduras 45° esterilizable

Superficie cortante acodada 45°. Facilita separar las ligaduras en posteriores. Filos con insertos de metal duro.

Posibilidad de reparación en fábrica.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,4 mm, blando

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 014-152-00

1 pieza

CE



Alicates Premium-Line / Técnica fija



Alicates de corte lateral Medium esterilizable

Anodizados en negro. Superficies de corte lisas, gracias a los bordes de corte exactos. Insertos de metal duro.

Posibilidad de reparación en fábrica.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 016-153-00

1 pieza



Alicates Light Wire esterilizable

Para dobleces especialmente precisos de alambres en la técnica light wire.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-130-00

1 pieza



Alicates Light Wire Begg esterilizable

Para dobleces especialmente precisos de alambres en la técnica light wire. Dispositivo de corte adicional. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-130-00

1 pieza



Alicates Angle/Tweed para doblar arcos esterilizable

Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide el aplastamiento del alambre, gracias a la sujeción paralela. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre:

☑ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-442-00

1 pieza



Alicates universales Weingart esterilizable

Para la colocación del arco y para doblar los extremos del arco. Puntas estriadas de cierre exacto. Puntas con insertos de metal duro. También apropiados para remover brackets.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-120-00

1 pieza



Alicates universales Weingart Mini esterilizable

Tipo muy fino. Para sujetar y posicionar el arco.

Puntas estriadas de cierre exacto. No apropiados para remover brackets.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-121-00

1 pieza



Alicates Premium-Line / Técnica fija

Alicates para doblar en la técnica lingual esterilizable

Para arcos con escalonados y dobleces de compensación en la técnica lingual.

Anchura de escalonados: 1,5; 2,0; 2,5 y 3,0 mm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-001-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Nance para formar asas esterilizable

Con picos de cuatro escalones, para formar asas de varias longitudes con alambres redondos y rectangulares.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 000-001-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Nance para doblar alambres esterilizable

Para doblar asas de tope y hacer ganchos Adams.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 001-002-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Light Wire Jarabak esterilizable

Con surcos de guía.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-125-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Tweed para formar asas esterilizable

Para dobleces especialmente finos.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-350-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Tweed para formar asas esterilizable

Para dobleces especialmente finos. Con punta de metal duro intercambiable individualmente, que puede ser reemplazada por el propio usuario.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-351-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Punta esterilizable

Para alicates Tweed para formar asas, REF 012-351-00.

REF 038-357-00	3 piezas
----------------	----------

CE



Alicates Premium-Line / Técnica fija



Alicates De La Rosa para contornear esterilizable

Con surcos de guía para el contorneado de arcos redondos y rectangulares 16, 18, 22.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-109-00

1 pieza



Alicates para doblar barras esterilizable

Para hacer barras palatinas y linguales individuales.

Los extremos de los alambres doblados con estos alicates se ajustan a todos los tubos de cierre linguales/palatinos $\varnothing 2 \times 0,9$ mm de Dentaureum.

Espesor o calibre máx. del alambre: $\varnothing 0,9$ mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-185-00

1 pieza



Alicates de sujeción para Herbst TS/SUS² esterilizable

Para apretar anillos distanciadores de Herbst TS y SUS².

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-710-00

1 pieza



Alicates de sujeción esterilizable

Picos con entalladura en forma de V para apretar tubos de sujeción/deslizantes y tubos de tope.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-711-00

1 pieza



Alicates Angle Standard para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con un pico piramidal y otro cónico.

Espesor o calibre máx. del alambre: $\varnothing 0,7$ mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-139-00

1 pieza



Alicates Angle para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con un pico piramidal y otro cónico.

Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: $\varnothing 0,7$ mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-139-00

1 pieza



Alicates Premium-Line / Técnica fija

Alicates para doblar barras Magnum esterilizable

Ideales para doblar los arcos exteriores de los arcos faciales.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,8 mm

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-180-01

1 pieza

CE



Alicates acanalados Extra-Mini esterilizable

Ideales para doblar todo tipo de pliegues y asas, para adaptar arcos preformados en la técnica fija.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-350-00

1 pieza

CE



Alicates acanalados Mini esterilizable

Para hacer pliegues y asas con alambres redondos y rectangulares.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-351-00

1 pieza

CE



Alicates forma-ligaduras esterilizable

Para el contorneado de ligaduras.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,3 mm, blando

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 015-158-00

1 pieza

CE



Alicates Hammerhead esterilizable

Para doblar arcos y alambres de níquel-titanio en el sector de los molares. Ambas puntas se ajustan como ranura y resorte alrededor del alambre de níquel-titanio, de manera que en los extremos del alambre se consigue el doblez deseado con tan solo un pliegue.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,45 mm / 18, \square 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-355-00

1 pieza

CE



Alicates Aderer de tres picos Extra-Mini esterilizable

Para doblar alambres/arcos en la técnica fija. Especialmente apropiados para doblar alambres/arcos de níquel-titanio como rematitan® "LITE" y Tensic®.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro, \square 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-205-00

1 pieza

CE



Alicates Premium-Line / Técnica removible



Alicates acanalados Medium

Para doblar pequeños resortes, ojajillos o asas.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-053-00

1 pieza



Alicates acanalados Maxi

Para doblar resortes, asas y mantenedores de espacio.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-233-00

1 pieza



Alicates acanalados Ruhland Magnum

Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión,
arcos labiales, asas en forma de U.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,1 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 001-650-00

1 pieza



Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro,
que pueden ser cambiadas en fábrica.
Longitud: 12,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-515-00

1 pieza



Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Insertos de metal duro. Con surco de guía.
Longitud: 12,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro elástico
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-515-00

1 pieza



Alicates Adams Maxi

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Longitud: 14,5 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-094-00

1 pieza

Alicates Premium-Line / Técnica removible

Alicates Adams Medium

Con un pico piramidal y otro cónico, interiormente lisos.

Longitud: 14,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-516-00

1 pieza



Alicates Adams Maxi

Con un pico piramidal y otro cónico, interiormente lisos.

Insertos de metal duro.

Longitud: 16,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-095-00

1 pieza



Alicates de picos planos, anchos

Puntas estriadas. Especialmente apropiados para activar y reajustar resortes. Con surco de guía.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 033-452-00

1 pieza



Alicates para doblar alambres Maxi

Alicates universales para doblar y cortar.

Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro

Corte hasta: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 013-522-00

1 pieza



Alicates universales para doblar alambres

Con puntas estriadas y surcos de guía.

Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro, que pueden ser cambiadas en fábrica.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-290-00

1 pieza



Alicates de picos planos

Interior liso, con surcos de guía. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-455-00

1 pieza



Alicates Premium-Line / Técnica removible



Alicates de picos planos

Interior estriado, con surco de guía. De picos finos.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 035-455-00

1 pieza



Alicates Young para formar asas

Alicates universales para hacer asas de cualquier medida requerida. Ideales para arcos labiales.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-074-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Mini

Longitud: 12,5 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-201-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Medium

Longitud: 13,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-200-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Maxi

Tipo fuerte.

Longitud: 15,5 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-202-00

1 pieza

Alicates Premium-Line / Técnica removible

Alicates para formar ganchos flecha

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



REF 012-520-00


1 pieza



Alicates para doblar ganchos flecha

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



REF 012-521-00

1 pieza



Alicates EQ-Line / Técnica fija	Página 386
Alicates EQ-Line / Técnica removible	Página 388
Alicates / Técnica fija y removible	Página 390
Instrumentos	Página 391
Diagnóstico	Página 400
Accesorios	Página 404



Alicates EQ-Line. Instrumentos dentales.

Alicates de calidad a precios asequibles.
Un amplio programa para la clínica de ortodoncia
y el laboratorio.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



Alicates EQ-Line / Técnica fija



Alicates para quitar brackets esterilizable

Para quitar brackets.

REF 045-005-00	1 pieza
----------------	---------



Puntas de plástico esterilizable

Para alicates para quitar brackets, REF 003-349-00 y 045-005-00.

REF 038-356-00	4 piezas
----------------	----------



Alicates de corte distal esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica multibracket. Dispositivo de sujeción del alambre. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre:

☑ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates de corte lateral Medium esterilizable

Para cortar alambres y arcos. Insertos de metal duro.
¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-022-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates Oliver-Jones para quitar bandas esterilizable

Con caperuza protectora de plástico intercambiable.

REF 045-004-00	1 pieza
----------------	---------



Caperuzas de plástico esterilizable

Para alicates Oliver-Jones para quitar bandas, REF 026-347-00 y 045-004-00.

REF 039-357-00	10 piezas
----------------	-----------



Alicates How, rectos esterilizable

Alicates de aplicación universal para la técnica multibracket. Debido a las puntas delgadas salientes por un lado, estos alicates son apropiados también para la elaboración de bandas individuales para incisivos.

REF 045-006-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates Angle/Tweed para doblar arcos esterilizable

Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide el aplastamiento del alambre rectangular, gracias a la sujeción paralela.

Espesor o calibre máx. del alambre:

☑ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00

1 pieza

CE



Alicates universales Weingart esterilizable

Para la colocación del arco y para doblar los extremos de los arcos. Punta estriada de cierre exacto.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

REF 045-003-00

1 pieza

CE



Alicates Nance para formar asas esterilizable

Con picos de cuatro escalones, para formar asas de varias longitudes con alambres redondos y rectangulares.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro elástico

REF 045-010-00

1 pieza

CE



Alicates Light Wire Jarabak esterilizable

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro elástico

REF 045-009-00

1 pieza

CE



Alicates Tweed para formar asas esterilizable

Para dobleces especialmente finos.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

REF 045-001-00

1 pieza

CE



Alicates Angle para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con una punta piramidal y una punta cónica.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-002-00

1 pieza

CE



Alicates EQ-Line / Técnica removible



Alicates acanalados Medium

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-012-00

1 pieza



Alicates acanalados Maxi

P. ej. para formar mantenedores de espacio.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

REF 045-013-00

1 pieza



Alicates acanalados Ruhland Magnum

Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión,
arcos labiales, asas en forma de U.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,1 mm, duro

REF 045-014-00

1 pieza



Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, lado interior liso.
Con surco de guía.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-015-00

1 pieza



Alicates Adams Maxi

Con dos picos piramidales, lado interior liso.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

REF 045-016-00

1 pieza



Alicates Adams Maxi

Con un pico piramidal y otro cónico, lado interior liso.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

REF 045-017-00

1 pieza

Alicates EQ-Line / Técnica removible

Alicates para doblar alambres Maxi

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro
Corte hasta: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-019-00

1 pieza



Alicates de picos planos

Lisos, con surco de guía. De picos finos.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-018-00

1 pieza



Alicates Young para formar asas

Alicates universales para hacer asas de cualquier medida requerida. Ideales para arcos labiales.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-011-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Extra-Mini

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

REF 045-020-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Mini

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-007-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Medium

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro

REF 045-008-00

1 pieza



Alicates / Técnica fija y removable



Alicates de corte distal, lingual esterilizable

Espesor o calibre máx. del alambre:
 ☑ 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22

REF 003-703-00

1 pieza

CE



Alicates para cortar ligaduras, lingual esterilizable

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,35 mm / 14

REF 014-153-00

1 pieza


CE



Alicates Adams para doblar ganchos

Alicates especiales para la construcción simplificada de ganchos Adams.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro



REF 012-523-00

1 pieza



Cortafíos de palanca Magnum

Reducida aplicación de fuerza al cortar, gracias a la transmisión de la fuerza por palanca.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,3 mm, duro

REF 044-177-00

1 pieza

Retractor de labios

esterilizable, máx. 50 veces hasta 121 °C

Para una buena visibilidad en el trabajo. Unido por un arco transversal.

Versión	Material	REF	Cantidad
pequeña	policarbonato	075-601-00	1 pieza
grande	policarbonato	075-600-00	1 pieza



CE

Pinzas

esterilizable

Para la colocación de los brackets. El extremo de la pinza permite dar angulación a los brackets. Hechas de una sola pieza, finas, manejables.

REF 025-277-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Pinzas

esterilizable

Con lengüeta larga de colocación y para dar angulación. Para colocar brackets. El extremo de las pinzas permite dar angulación a los brackets.

REF 025-276-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Pinzas

esterilizable

Para posteriores.

Especialmente apropiadas para colocar brackets y tubos bucales en los posteriores.

REF 025-279-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Pinzas

esterilizable

Diseño de pinza especial para el posicionamiento sencillo de brackets y tubos bucales.

REF 025-280-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Instrumento discovery® pearl

para descementar

esterilizable

Para el descementado sencillo y seguro de brackets cerámicos discovery® pearl.

REF 019-001-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Instrumentos



Instrumento sl esterilizable

Para abrir y cerrar los brackets autoligables **discovery® sl** (sistema Roth), **dynamique® m** y **dynamique® c** así como para ligar el arco con facilidad.

Color del mango: dorado

REF 023-276-00

1 pieza



Instrumento sl esterilizable

Para abrir y cerrar los brackets autoligables **discovery® sl 2.0** (sistema McLaughlin-Bennett-Trevisi*) así como para ligar el arco con facilidad.

Color del mango: plateado

REF 023-277-00

1 pieza



* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Instrumento de doble extremo (scaler) esterilizable

Para quitar restos de adhesivo y de cemento.

Con punta estriada para adaptar bandas.

REF 027-349-00

1 pieza



Tiras de separar esterilizable

Para porta tiras de stripping REF 018-000-00.

Anchura	Recubrimiento	REF	Cantidad
4 mm	bilateral	018-001-00	12 piezas
4 mm	unilateral	018-002-00	12 piezas



Tijera

Para bandas delgadas de acero.

Versión	REF	Cantidad
recta	007-024-00	1 pieza
curva	008-025-00	1 pieza

**Adaptador de bandas Eby desinfectable**

Material: acero inoxidable

Con punta curva para posteriores.

Dispositivo de bloqueo contínuo.

Capacidad de presión: 0,8–10 N (acerca de 80–1.000 g).

Nota:

La punta atornillable es esterilizable.

REF 051-023-00	1 pieza
----------------	---------

CE

**Punta esterilizable**

Para adaptador de bandas Eby REF 051-023-00.

Versión	REF	Cantidad
curva	051-024-00	1 pieza
recta	051-025-00	1 pieza

CE

**Adaptador de bandas molares, de plástico esterilizable hasta máx. 180 °C**

Con punta triangular estriada de metal duro.

REF 026-355-00	1 pieza
----------------	---------

CE

**Adaptador de bandas esterilizable**

Con incrustación ancha de estaño.

REF 003-006-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Instrumentos



Adaptador de bandas molares esterilizable hasta máx. 140 °C

Con cabeza intercambiable de plástico y punta (triangular) de metal duro.

REF 026-354-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Cabeza de plástico con punta triangular de metal duro esterilizable hasta máx. 140 °C

Para adaptador de bandas molares, REF 026-354-00.

REF 026-357-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Empujador de bandas según Mershon esterilizable

Con punta cuadrada estriada y mango anatómico para una buena transmisión de la fuerza al adaptar las bandas.

REF 024-300-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Altímetro de estrella para brackets esterilizable

Para la medición de la altura entre el slot y el borde incisal al colocar bandas y brackets.

Con puntas metálicas.

REF 030-390-00	1 pieza
----------------	---------

CE

Portaagujas Medium

según Mathieu

esterilizable

Ideal para ligaduras. Muy manejable, modelo acreditado.

Puntas estriadas.

REF 000-030-00

1 pieza

CE



Portaagujas Medium, con anillo para el dedo

según Bachmann

esterilizable

Con el anillo digital bajo tracción constante se puede ligar con mayor rapidez y más facilidad. Apropiado también para férulas de fracturas. Puntas estriadas.

REF 000-035-00

1 pieza

CE



Portaagujas Mini

según Mathieu

esterilizable

Con puntas estriadas especialmente finas. Para ligaduras elastoméricas Dentalastics®. **No para ligaduras de alambre.**

REF 000-031-00

1 pieza

CE



Pinzas mosquito sin gancho

esterilizable

Pinzas portacoronas o para la colocación de ligaduras elastoméricas Dentalastics®.

REF 000-730-00

1 pieza

CE



Pinzas mosquito con gancho

esterilizable

Para la colocación de ligaduras elastoméricas Dentalastics®.

REF 000-731-00

1 pieza

CE



Pinzas mosquito, acodadas

esterilizable

Para colocar y ligar ligaduras elastoméricas Dentalastics®, especiales para la técnica lingual.

REF 000-732-00

1 pieza

CE



Instrumentos



Espejo bucal con líneas guía (montado), lingual esterilizable

REF 023-279-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Espejo bucal con líneas guía (sin mango), lingual esterilizable

REF 023-279-10	1 pieza
----------------	---------

CE



Instrumento de posicionamiento, lingual esterilizable

REF 023-278-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Ligador esterilizable

Para ligar rápidamente todo el arco dentario y ligaduras en forma de 8. La punta en forma de Y facilita el torcimiento de la ligadura.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,3 mm, blando

REF 023-284-00	1 pieza
----------------	---------

CE

Accesorios para ligador (REF 023-284-00) esterilizable



Designación	REF	Cantidad
Punta	023-286-00	1 pieza
Bobina	023-285-00	1 pieza
Tornillo	023-287-00	1 pieza

CE



Adaptador y tensor de ligaduras esterilizable

Para ligaduras preformadas largas, para torcer los extremos y adaptar.

REF 022-274-00	1 pieza
----------------	---------

CE

Adaptador de ligaduras, de dos extremos esterilizable

Para doblar y adaptar ligaduras de alambre.

REF 021-273-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Doblador distal, de dos extremos

según Langer

esterilizable

Facilita el doblado seguro de los extremos del arco.

Mango ø: 8 mm

REF 019-000-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Instrumentos



Formador de arcos sin torque

Para formar arcos planos con alambres rectangulares.

Para alambres rectangulares:

- ☑ 0,41 mm / 16
- ☑ 0,43 mm / 17
- ☑ 0,46 mm / 18
- ☑ 0,51 mm / 20
- ☑ 0,56 mm / 22

Color: azul

REF 004-180-00

1 pieza



Formador de arcos con torque / 16

Para formar arcos planos o arcos rectangulares angulados (torque).

- ☑ 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16
- en 0°, 7°, 10°, 13° y 16° de torque

Color: rojo

REF 004-186-00

1 pieza



Formador de arcos con torque / 16 x 16

Para formar arcos planos o arcos rectangulares angulados (torque).

- ☑ 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16
- en 0°, 10°, 16° y 23° en torque
- Especial para la técnica de Ricketts®.

Color: verde

REF 004-187-00

1 pieza



Formador de arcos con torque / 18

Para formar arcos planos o arcos rectangulares angulados (torque).

- ☑ 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
- en 0°, 7°, 10°, 13° y 16° en torque

Color: oro

REF 004-182-00

1 pieza



Formador de arcos con torque / 22

Para formar arcos planos o arcos rectangulares angulados (torque).

- ☑ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
- en 0°, 7°, 10°, 13° y 16° en torque

Color: plateado

REF 004-184-00

1 pieza

Formador de arcos LinguForm

REF 004-190-00	1 pieza
----------------	---------

Para el contorneado de arcos planos de alambres redondos o rectangulares para la técnica lingual.

∅ 0,35 mm / 14, \square 0,35 mm / 14

∅ 0,41 mm / 16, \square 0,41 mm / 16

∅ 0,46 mm / 18, \square 0,46 mm / 18

∅ 0,48 mm / 19, \square 0,48 mm / 19

∅ 0,51 mm / 20, \square 0,51 mm / 20

Color: plateado



Dinamómetro de tracción y presión

REF 006-013-00	1 pieza
----------------	---------

Aparato manejable y práctico para la medición de fuerzas de tracción y de presión. Lado de presión con muesca y horquilla de guía. Lado de tracción con gancho. Escalas de medición en los lados de presión y de tracción.

¡No está permitido su empleo en boca!

Alcance de la escala de medición: 25–500 g




Dinamómetro de esfera

Con varilla de arrastre que indica la medición de fuerzas de tracción y de presión.

Alcance de la escala de medición	REF	Cantidad
25–250 g	040-711-00	1 pieza
50–500 g	040-712-00	1 pieza
100–1000 g	040-713-00	1 pieza



Diagnóstico



Calibrador dental

según Beerendonk
Con puntas largas y finas.
Apropiado para mediciones en el modelo.

REF 042-750-00

1 pieza



Calibrador dental modelo München

Con puntas extra finas.
Apropiado para mediciones de anchura
y de distancia en el modelo.

REF 042-751-00

1 pieza



Medidor ortodóntico

según Bernklau
esterilizable
Material: acero inoxidable
Ideal para todo tipo de mediciones y diagnósticos intraorales
o sobre modelo.

REF 044-730-01

1 pieza

CE



Medidor cuneiforme

Para controlar la abertura de las placas ortodónticas.

REF 043-720-00

1 pieza



Regla

Material: policarbonato
Para medir arcos labiales, ganchos Adams,
barras palatinas, etc.
Color: blanco

REF 766-000-00

1 pieza



Regla modelo München

esterilizable
Material: acero inoxidable
Con escala graduada de 1/2 mm y de 1 mm.
Longitud: 15,0 cm

REF 044-731-00

1 pieza

CE



Placa reticulada

según Schmuth
Para la medición óptica de arcadas dentales sin errores de
paralaje. Cuando las dos escalas, negra y roja, coinciden
entre sí las mediciones están libres de paralaje.

REF 003-366-00

1 pieza

Set para diagnósticos

según Korkhaus

Estuche con ortómetro, disco en mm, disco en cm y compás.

REF 029-360-01

1 set



Ortómetro

Para set para diagnósticos según Korkhaus,

REF 029-360-01.

REF 029-364-00

1 pieza



Compás

Para set para diagnósticos según Korkhaus,

REF 029-360-01.

REF 029-361-01

1 pieza




Disco graduado en centímetros

Para set para diagnósticos según Korkhaus,

REF 029-360-01.

REF 029-362-00

1 pieza




Disco graduado en milímetros

Para set para diagnósticos según Korkhaus,

REF 029-360-01.

REF 029-363-00

1 pieza



Compás tridimensional

según Korkhaus

Colocándolo sobre el modelo se puede controlar dirección y extensión de los movimientos dentarios alcanzados.

¡No está permitido su empleo en boca!

REF 028-353-00

1 pieza



Compás

Tipo estándar. Colocándolo sobre el modelo pueden medirse

las anchuras de los dientes y las dimensiones del modelo.

¡No está permitido su empleo en boca!

REF 030-395-03

1 pieza

NUEVO



Diagnóstico



Punta para compás

Para compás ortodóntico (REF 030-395-02 y REF 030-395-03).

REF 030-396-02

1 pieza




Juego de accesorios de calco para cefalometría

Contenido:

- 4 lápices portaminas con minas de \varnothing 0,5 mm
- 1 caja (= 12 piezas) minas rojas
- 1 caja (= 12 piezas) minas verdes
- 1 caja (= 12 piezas) minas azules
- 1 goniómetro (regla)

REF 075-400-01

1 set



Plantilla para calcos cefalométricos estándar

Material: policarbonato

Con goniómetro y molduras de los dientes para calcar.

Para la evaluación de teleradiografías.

Dimensiones: 207 x 132 mm

Color: transparente

REF 004-368-00

1 pieza



Plantilla para calcos cefalométricos

según Ricketts®

Material: policarbonato

Para la evaluación de teleradiografías. Con escala en mm, goniómetro y molduras de los dientes para calcar.

Dimensiones: 197 x 74 mm

Color: transparente, incoloro

REF 004-369-00

1 pieza

Plantilla para arcos Penta

según Ricketts®


Material: policarbonato

Para hallar la forma de los arcos Penta.

Dimensiones: 30,3 x 21,6 cm

Color: transparente, incoloro

REF 004-373-00	1 pieza
----------------	---------



Papel de acetato

Para calcar teleradiografías. Un lado mate, un lado brillante. Bloc.

Dimensiones	REF	Cantidad
17,5 x 23,5 cm	075-100-00	100 piezas
24 x 30 cm	075-101-00	100 piezas




Fundas de papel de acetato

Para calcar y guardar las teleradiografías.

Un lado mate, un lado brillante.

Dimensiones: 18 x 24 cm

REF 075-102-00	50 piezas
----------------	-----------



Accesorios



Aceite protector y de cuidado de alicates e instrumentos

Para el cuidado de alicates e instrumentos.
Utilización especialmente antes de la esterilización.

REF 055-201-00

50 ml

CE



Soporte combinado para alicates y alambres

Material: policarbonato

Con 6 tubos para alambres en barras.

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

Color: transparente, incoloro

Altura: aprox. 13 cm

Anchura: aprox. 18 cm

REF 055-101-01

1 pieza



Soporte porta-alicates

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

apropiado para	Material	Color	Longitud	REF	Cantidad
aprox. 7 alicates	policarbonato	transparente, incoloro	13,0 cm	055-000-00	1 pieza
aprox. 14 alicates	policarbonato	transparente, incoloro	25,5 cm	055-100-00	1 pieza



Soporte porta-alicates

Material: policarbonato

Para 15 alicates.

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

Dimensiones: 30 x 20 x 6,5 cm

(anchura x profundidad x altura)

Color: blanco

REF 055-105-00

1 pieza



Fresero magnético

Parcialmente de plástico.

- sujeción segura de los instrumentos mediante imán constante
- fresero magnético sin instrumentos
- no apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol

REF 089-430-00

1 pieza

Fresero

REF 089-431-00	1 pieza
----------------	---------

Material: policarbonato

- para 12 fresas o puntas montadas. Fresero sin instrumentos.
- mango ø: 2,35 mm
- no apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol

Color: transparente, incoloro



Marcador

Lápiz grueso

Color: blanco

REF 043-700-00	6 piezas
----------------	----------



Marcador

de tinta indeleble

Color	REF	Cantidad
negro	043-800-00	1 pieza
rojo	043-900-00	1 pieza

