



IL NOSTRO  
**RETAINER 3D**  
SU MISURA





IL

**RETAINER 3D**

INDIVIDUALE COME  
LO È OGNI PAZIENTE



SVILUPPATO DA  
**ESPERTI**

Il **prime4me® RETAIN3R** è la soluzione  
su misura per i tuoi pazienti

Grazie al suo innovativo design 3D, questo retainer può essere adattato alla struttura individuale del **singolo dente** anche in spazi ristretti.

Realizzato in **titanio grado 5** di alta qualità, il nostro dispositivo di contenzione 3D non solo offre un'elevata biocompatibilità, ma è anche ideale per i pazienti che preferiscono materiali privi di nichel.

Il **preciso adattamento** offre un elevato livello di comfort e facilita l'igiene orale - per la soddisfazione dei pazienti e per il mantenimento ottimale dei risultati della terapia ortodontica.



**Maggiori informazioni**

LA


## 3. DIMENSIONE

FA LA DIFFERENZA

### Profilo mezzo-tondo piatto


Retainer 3D sottile,  
robusto e duraturo,  
spessore 0,5 mm

PRECISO · SU MISURA · INDIVIDUALE · STABILE · DURATURO



### Precisione in ogni dimensione

Presi in considerazione i  
piani sagittale, trasversale  
e verticale



**Adattamento linguale  
su tutta la superficie**

Massima stabilità poiché  
il retainer appoggia  
completamente e in  
modo uniforme

**Vestibilità  
individuale  
ottimale**

Anche in spazi  
ristretti

**Semplice  
utilizzo**

Inserimento e  
posizionamento  
senza tensione per la  
massima sicurezza e il  
miglior comfort



# Ti


Titanium

by DENTAURUM

**Elevata resistenza meccanica:** materiale ideale per retainer.

**Elevata biocompatibilità:** tollerato in modo ottimale dal corpo umano, anche per i pazienti che preferiscono materiali privi di nichel.

**Elevata resistenza alla corrosione:** per una lunga durata del prodotto.




UTILIZZIAMO

**TITANIO GRADO 5**

# APPROFITTA DEL NOSTRO **KNOW-HOW**

**Da un unico pezzo:**  
nessuna deformazione  
e nessuna flessione.




## Dentaurum High-Tech

Grazie a una tecnologia di fresatura all'avanguardia, il nostro **prime4me® RETAIN3R** è passivo: il materiale viene lavorato e non formato o piegato. Questo processo di produzione è ideale per mantenere e stabilizzare i risultati del trattamento ortodontico. La mobilità propria dei denti viene comunque mantenuta. Per migliorare l'adesione, i punti di incollaggio vengono sabbati.

Offriamo una garanzia di 24 mesi.





MEZZO TONDO



CONFORTEVOLE



BIOCOMPATIBILE



PIATTO



PRECISO





### Confortevole da portare

Particolarmente aderente alle superfici linguali e con ridotti punti di adesione per un assoluto comfort.

### Migliore igiene orale

Il profilo piatto e semicircolare facilita la pulizia dei denti e degli spazi interdentali per un'igiene orale semplificata ed efficiente.

### Eccellente tollerabilità

Realizzato in titanio biocompatibile di grado 5, il retainer è ideale anche per quei pazienti che preferiscono materiali privi di nichel.



MOLTI  
**VANTAGGI**  
PER I TUOI  
PAZIENTI

SEMPLICE DA  
**ORDINARE**  
CON POCHI  
CLIC



Ordina direttamente  
sull'apposito portale  
[digital.dentaurum.de](https://digital.dentaurum.de)



1. Ordina con una  
scansione intraorale o con  
la scansione di modelli



2. Accettazione del  
progetto 3D ottimale

## Altre domande?

Approfitta della competente consulenza dei nostri esperti CAD/CAM che ti accompagneranno durante l'intero processo.

### Customer Support Digital:

☎ +49 72 31/803-280 🌐 [digital@dentaurum.de](mailto:digital@dentaurum.de)

Puoi raggiungerti (CET):

da lunedì a giovedì: ore 8:00 - 17:00

venerdì: ore 8:00 - 15:00



3. Fabbricazione del  
prime4me® RETAIN3R



4. Controllo qualità  
e pulitura



5. Pronto per la  
spedizione

I tempi di consegna dipendono dal paese di destinazione. Puoi trovare informazioni dettagliata qui:



**DURATA: 5 GIORNI**



CONTATTA  
**DENTAURUM ITALIA**

SERVIZIO CLIENTI      051 862580 - *Centralino*

Ordini	-224
Commerciale	-226
Ortodonzia	-335 349471

**Dentaurum Italia S.p.a.**



Via degli Speciali, 142/144  
Centergross 40050 Funo (BO)



[info@dentaurum.it](mailto:info@dentaurum.it)  
[www.dentaurum.it](http://www.dentaurum.it)



Telefono 051 862580



ONLINE SHOP  
[SHOP.DENTAURUM.IT](http://SHOP.DENTAURUM.IT)