


# Disques de séparation Supercut



Vraiment trop fort.

- Double maillage de renfort spécial pour une flexibilité et une résistance à l'usure de premier ordre.
- Excellente qualité permettant un usage avec tous types de métaux et céramique.
- Meulage et sectionnement des plus efficaces et rapides tout en préservant les matériaux.
- Gamme complète de 0,2 mm à 1,0 mm d'épaisseur.


## Gamme de produits disques de séparation.

Disques de séparation Supercut ST	1,0 mm x 40 mm	10 pièces	<b>REF 130-101-00</b>	40 pièces	<b>REF 130-101-40</b>
Disques de séparation Supercut ST	0,5 mm x 40 mm	10 pièces	<b>REF 130-102-00</b>	40 pièces	<b>REF 130-102-40</b>
Disques de séparation Supercut ST	0,7 mm x 40 mm	10 pièces	<b>REF 130-103-00</b>	40 pièces	<b>REF 130-103-40</b>
Disques de séparation Supercut STM	0,5 mm x 26 mm	20 pièces	<b>REF 130-111-00</b>	40 pièces	<b>REF 130-111-40</b>
Disques de séparation Supercut STM	1,0 mm x 26 mm	20 pièces	<b>REF 130-112-00</b>	40 pièces	<b>REF 130-112-40</b>
Disques de séparation Supercut STM	0,3 mm x 26 mm	20 pièces	<b>REF 130-113-00</b>	40 pièces	<b>REF 130-113-40</b>
Disques de séparation Supercut STM	0,2 mm x 22 mm	20 pièces	<b>REF 130-114-00</b>		
▶ Disques de séparation Supercut pour céramique	0,25 mm x 20 mm	10 pièces	<b>REF 130-115-00</b>		
Mandrins pour disques – grand diamètre		10 pièces	<b>REF 139-301-00</b>		

**N**eu  
Nouveau

**D**  
DENTAUUM

# Discos de separar Supercut



## Corte tajante.

- Doble refuerzo con fibras especiales para un máximo de elasticidad y estabilidad.
- Calidad sobresaliente para el uso con todos los metales y cerámica.
- Máxima eficiencia por un acabado y corte rápido y cuidadoso al material.
- Programa completo de espesores entre 0,2 mm y 1,0 mm.

### Programa de productos de discos de separar.

Discos de separar Supercut ST	1,0 mm x 40 mm	10 piezas	<b>REF 130-101-00</b>	40 piezas	<b>REF 130-101-40</b>
Discos de separar Supercut ST	0,5 mm x 40 mm	10 piezas	<b>REF 130-102-00</b>	40 piezas	<b>REF 130-102-40</b>
Discos de separar Supercut ST	0,7 mm x 40 mm	10 piezas	<b>REF 130-103-00</b>	40 piezas	<b>REF 130-103-40</b>
Discos de separar Supercut STM	0,5 mm x 26 mm	20 piezas	<b>REF 130-111-00</b>	40 piezas	<b>REF 130-111-40</b>
Discos de separar Supercut STM	1,0 mm x 26 mm	20 piezas	<b>REF 130-112-00</b>	40 piezas	<b>REF 130-112-40</b>
Discos de separar Supercut STM	0,3 mm x 26 mm	20 piezas	<b>REF 130-113-00</b>	40 piezas	<b>REF 130-113-40</b>
Discos de separar Supercut STM	0,2 mm x 22 mm	20 piezas	<b>REF 130-114-00</b>		
Discos de separar Supercut para cerámica	0,25 mm x 20 mm	10 piezas	<b>REF 130-115-00</b>		
Madriles para discos – grande		10 piezas	<b>REF 139-301-00</b>		

**leu**  
**Nuevo**

**D**  
**DENTAUURUM**