




ORTHOCAST
M-SERIES

**L'AVANTAGE
EST DANS LES DÉTAILS.**



D
DENTAURUM
1886



Ortho-Cast M-Series
Les tubes vestibulaires
haut de gamme.

**Ortho-Cast M-Series
non convertible**



simple
rectangulaire

double
rectangulaire

**Ortho-Cast M-Series
convertible**



simple
rectangulaire

double
rectangulaire

**Ortho-Cast M-Series mini
non convertible**



simple
rectangulaire

Parfaite harmonie entre design et fonction.

Les tubes vestibulaires, tout comme les brackets Dentaaurum, sont conçus et fabriqués en recourant aux procédés les plus modernes.

Les tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series offrent à l'utilisateur un large éventail de fonctionnalités pour une mise en œuvre facile et sûre. De plus, le praticien bénéficie de la plus grande liberté de choix pour un traitement individuel : Ortho-Cast M-Series en version simple rectangulaire ou double rectangulaire, convertible ou non convertible, à coller et à souder.*




Base brevetée et structurée au laser avec numérotation FDI !

Points phares :

- Nouveau : double et triple, convertible, à souder.
- Tube vestibulaire monobloc offrant une grande biocompatibilité.
- Base 3D structurée au laser pour un maintien parfait et une assise optimale.
- Marquage + (maxillaire) / - (mandibule) et numérotation FDI pour les tubes à coller en vue d'une assignation facile du tube à la dent.
- Crochets boules pliables pour un traitement personnalisé et flexible.

simple rectangulaire
non convertible*



Crochet boule pliable

offrant un maximum de confort au patient.

Encoche distale

permettant d'accrocher des éléments supplémentaires tels que les ligatures en 8.

Ouverture en entonnoir

facilitant l'introduction de l'arc.

Base anatomique

assurant la meilleure assise possible.

Contour vestibulaire

pour un positionnement facile sur la dent.

Encoche pour précelle

facilitant la pose.

Base structurée au laser avec numérotation FDI

pour une adhérence optimale et une identification facile.

* Aussi disponible pour la mandibule en version MBT 7.

simple rectangulaire
convertible

Crochet boule pliable
offrant un maximum de confort au patient.

Encoche pour précelle
facilitant la pose.

Couvercle de conversion innovant


pour plus de flexibilité dans la conduite du traitement. Le couvercle s'enlève rapidement et facilement.

Ailes arrondies
synonymes de grand confort pour le patient.

Base anatomique
assurant la meilleure assise possible.

Base structurée au laser avec numérotation FDI
pour une adhérence optimale et une identification facile.

Contour vestibulaire
pour un positionnement facile sur la dent.



double rectangulaire
non convertible

Crochet boule pliable
offrant un maximum de confort au patient.

Encoche distale
permettant d'accrocher des
éléments supplémentaires
tels que les ligatures en 8.


**Encoche pour
précelle**
facilitant la pose.

Base 3D anatomique
assurant la
meilleure assise possible.


Contour vestibulaire
pour un positionnement
facile sur la dent.

**Ouvertures
en entonnoir**
facilitant l'introduction
des arcs.

Base structurée au laser avec numérotation FDI
pour une adhérence optimale et une identification facile.



double rectangulaire
convertible



Ailes arrondies

synonymes de grand confort pour le patient.

Couvercle de conversion innovant

pour plus de souplesse dans la conduite du traitement. Le couvercle s'enlève rapidement et facilement.

Crochet boule pliable

offrant un maximum de confort au patient.

Encoche pour précelle

facilitant la pose.

Base structurée au laser avec numérotation FDI

pour une adhérence optimale et une identification facile.

Base anatomique

assurant la meilleure assise possible.

simple rectangulaire
non convertible*

Crochet boule pliable
offrant un maximum de confort
au patient.

Design gracile

**Assignment facile du tube
à la dent**
+ (maxillaire)

Ouverture en entonnoir
facilitant l'introduction
de l'arc.

Base 3D anatomique
assurant la
meilleure assise possible.

**Positionnement facile
et sûr sur la cuspide
mésio-vestibulaire.**
La solution idéale pour les
nouvelles
molaires en phase d'éruption.

Base structurée au laser avec numérotation FDI
pour une adhérence optimale et une identification facile.

* Aussi disponible pour la mandibule en version MBT 6

ORTHOCAST
M-SERIES

Ortho-Cast M-Series Accessoires



Pose facile
avec notre précelle spéciale
(REF 025-280-00).



Dépose facile des tubes vestibulaires à coller
avec la pince à retirer les brackets soudée
(REF 004-347-00).



Conversion optimale
avec la pince à déconvertir assortie
(REF 003-805-00).



Dépose facile des bagues
avec la pince à débager Oliver-Jones
(REF 026-347-00).

À coller

simple rectangulaire

Ortho-Cast M-Series mini 18/22

non convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise



Ortho-Cast M-Series 18/22

non convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



À coller

simple rectangulaire

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

 Maxillaire

 Mandibule

Gorge 18 : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Gorge 22 : 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

double rectangulaire

Ortho-Cast M-Series 18/22

non convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

 Maxillaire

 Mandibule

Gorge 18 : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · gorge tube auxiliaire : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Gorge 22 : 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · gorge tube auxiliaire : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

À coller

double rectangulaire

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

● Maxillaire

● Mandibule

Gorge 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · gorge tube auxiliaire : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · gorge tube auxiliaire : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Découvrir plus maintenant.



CONTACT
DENTAURUM

Dentaaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Allemagne



info@dentaaurum.com
www.dentaaurum.com



Téléphone +49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM