



discovery[®]
smart

Petit et brillant.

D
DENTAURUM
1886

L'important c'est la taille !



Réduction significative de la taille.

20 % plus petit par rapport
au discovery®, ce qui en fait
un des plus petits brackets
du monde.

Depuis plus de 20 ans, le design du discovery® est synonyme d'excellence et de qualité en matière de traitement avec des brackets. Avec discovery® smart, la gamme déjà bien éprouvée des brackets premium s'est vue élargie. Petit du point de vue de l'esthétique, impeccable du point de vue des fonctions.

discovery® smart se distingue par le tracé mésio-distal incurvé de sa gorge, calqué sur un profil d'arcade dentaire idéal. Chaque bracket présente ainsi un tracé de gorge bien individuel. La friction entre l'arc et le bracket, à l'intérieur de la gorge, s'en trouve réduite et permet un traitement plus rapide et plus précis.

discovery® smart séduit par ses dimensions réduites de 20 % par rapport aux discovery®.



Propriétés de glissement remarquables.

Tracé mésio-distal et incurvé de la gorge,
calqué sur un profil d'arcade dentaire idéal.

Caractéristiques brillantes.



Bracket monobloc.

Biocompatibilité élevée.

Conception optimale des ailes.

Ligature facile et en toute souplesse.

Le bracket est fabriqué en une seule pièce par injection-moulage de poudre métallurgique (procédé MIM - Metal Injection Molding) dans des unités de production modernes. La très faible hauteur générale, un In-Out de seulement 0,7 mm ainsi que des ailes savamment conçues confèrent à ce bracket un profil remarquable.

Outre sa petite taille et son design moderne, discovery® smart réunit en son sein toutes les caractéristiques brillantes de la famille discovery®. Ce bracket offre donc un maximum de sécurité et de contrôle ainsi qu'une esthétique fascinante.




Point de rupture prédéterminé.

Dépose sûre.

Base structurée au laser.

Base brevetée et structurée au laser avec numérotation FDI pour une manipulation optimale.



**Crochet au design
en forme champignon.**

Fixation sûre des attaches.

Marquage laser.

Identification aisée.

Faible hauteur.

Excellent confort en bouche.

**Base du bracket
conçue par CAO 3D.**

Excellent maintien sur la dent.

Riche sélection.



En plus du discovery® smart, vous aurez aussi le choix entre d'autres brackets de la gamme discovery®. Ces derniers permettent en effet de recourir aux différentes options thérapeutiques et offrent des possibilités de combinaisons multiples au sein de la gamme.

Des brackets pour chaque traitement.

discovery[®]
smart

Petit et brillant.





discovery[®]

Le fruit de l'expérience.



discovery[®]
..pearl

Naturellement fascinant.



discovery[®]
delight

Le système lingual.



discovery[®] *sl* *discovery*[®]
sl 2.0

Une qualité éprouvée
pour votre succès.



D
DENTAURUM
1886



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Allemagne



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM