



naturellement fascinant.

un naturel signé dentaurem –
naturellement.



discovery[®]
pearl

Trois ans. Le temps qu'il aura fallu à nos bureaux d'étude pour concevoir le discovery[®] pearl, un nouveau bracket céramique qui place la barre encore plus haut en termes de qualité, de performances et d'esthétique.

De par sa couleur et sa translucidité, ce bracket est, après collage, en parfaite harmonie avec la substance dentaire qui l'entoure. Sa géométrie et sa compacité contribuent, elles aussi, à sa quasi invisibilité en bouche.

Le discovery[®] pearl alliant performances, naturel et discrétion in situ, avec lui le traitement orthodontique est à la fois efficace et esthétique !

*« LA VRAIE PERLE EST LA BEAUTÉ
À L'ÉTAT PUR. ELLE SE FORME AU CREUX
DE L'HUITRE ET N'ATTEINT SON DEGRÉ
DE PERFECTION QU'AU TERME
D'UN LONG PROCESSUS. »*

Des avantages éprouvés, qui découlent du made in germany !

Les discovery® pearl vous offrent tous les avantages – en version améliorée – des autres brackets de la gamme discovery®, à savoir :

Une géométrie de bracket éprouvée

et donc une parfaite compatibilité avec les autres brackets (métalliques/céramiques) de la gamme discovery®.

Une excellente concordance de teinte

avec la substance dentaire environnante, si bien que ces brackets sont pratiquement invisibles in situ.

Des dimensions optimales

bien que compacts, ces nouveaux brackets sont cependant puissants, conçus pour une efficacité thérapeutique optimale.

Positionneurs colorés

facilitant le positionnement du bracket sur la dent.

Socle anatomique

épousant parfaitement la forme de la dent.

Relief du socle réalisé par procédé laser

garant d'une fixation efficace et d'une dépose facile du bracket.



une translucidité excellente pour une esthétique
nec plus ultra – **perfection et naturel !**

Une qualité et des performances naturellement maximales.


« LA SEULE PERFECTION
EST CELLE
QUI SE SURPASSE ... »

Depuis sa fondation il y a plus de 125 ans, Dentaforum a toujours placé la barre plus haut en matière de qualité et de performances de ses produits. D'où l'excellente précision de fabrication des brackets discovery® pearl aussi. Une précision garante d'une pose et dépose sûres et faciles.

Les discovery® pearl sont entièrement en céramique ; ils ne comportent aucun élément métallique, pas même au niveau du slot. Ces brackets monobloc sont fabriqués sur des installations ultramodernes, en utilisant le procédé CIM (procédé d'injection-moulage de céramique).

La pose du bracket est facilitée par le fait que son socle épouse parfaitement la forme de la dent. Innovant et muni d'un codage couleur, le positionneur permet un positionnement optimal et facile du bracket sur la dent.

Innovant lui aussi et réalisé par procédé laser, le relief du socle du bracket contribue à l'efficacité de son collage. Avec l'instrument spécialement conçu pour eux, la dépose des discovery® pearl est un jeu d'enfant et, plus important encore, elle s'effectue sans abîmer la dent.



« LA BEAUTÉ VISIBLE NOUS TOUCHE
PAR CE QU'ELLE A D'INVISIBLE. »



Cliché MEB du bracket.

Le concept discovery® est un concept éprouvé. Les ailettes vous laissent assez de place pour une double ligature et, étant arrondies, elles ne constituent aucune gêne pour le patient.



Cliché MEB du socle du bracket.

Le procédé laser employé pour réaliser le relief du socle a été conçu par nos soins. Nous l'utilisons depuis des années pour nos brackets métalliques. Il leur confère une stabilité optimale in situ et facilite leur dépose.




Situation clinique.

Une esthétique in situ hors pair. Ces brackets sont en parfaite harmonie avec la substance dentaire environnante, si bien qu'ils ne se voient pratiquement pas. La solution idéale pour le patient exigeant sur l'esthétique.



Un système de positionnement innovant.

Avec le positionneur, placer correctement le bracket in situ est un jeu d'enfant. Chaque positionneur a une couleur spécifique, laquelle vous facilite également l'affectation du bracket à la dent qui lui correspond.



les accessoires discovery® pearl – pour un résultat vraiment parfait.

Coffret discovery® pearl de démarrage.

Ce coffret contient tout ce qu'il faut vous faut (brackets et accessoires requis pour une thérapie efficace et esthétique) :

- brackets discovery® pearl pour 5 cas
- bracket de démonstration et tyodont pour conseiller le patient
- anneaux de ligaturage Dentalastics® pearl
- arcs translucides modernes, en résine renforcée à la fibre de verre
- instrument de dépose spécial brackets discovery® pearl

Brackets Dentalastics® pearl et arcs pearl translucides.

Rien n'est plus inesthétique qu'un arc métallique ou une ligature. C'est une première, nous sommes parvenus à concevoir un arc pratiquement invisible ! Il est en résine renforcé à la fibre de verre et présente des caractéristiques thérapeutiques équivalentes à celle d'un arc nickel-titane.

Les Dentalastics® version pearl vont eux aussi dans le sens d'un traitement « invisible ». De par leurs reflets « perle », ils sont en parfaite harmonie avec la substance dentaire environnante.

L'instrument de dépose des discovery® pearl.

Avec cet instrument innovant, la dépose des brackets discovery® pearl est un jeu d'enfant. Il vous permet de décoller le bracket sans forcer et sans abîmer la dent. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à éliminer l'adhésif présent sur la dent. Ces brackets peuvent aussi être retirés avec la pince de dépose prévue pour eux.

des brackets discovery® – il y en a pour tous les types de traitement.

La famille discovery® compte d'autres membres que les tout nouveaux brackets céramique discovery® pearl. Une famille qui répond à toutes les attentes thérapeutiques et vous offre de nombreuses possibilités de combinaison en son sein.



discovery®

Le fruit de l'expérience.

Le bracket métallique discovery® est un bracket de qualité éprouvée, utilisé avec succès depuis des années. Sa manipulabilité et son adaptation à la forme de la dent sont optimales. De par sa forme anatomique, il est facile à positionner sur la dent.



**discovery®
smart**

Petit et brillant.

Il se distingue par sa compacité et par le fait qu'il possède les excellentes caractéristiques des autres brackets de la famille discovery®.



**discovery®
..pearl**

naturellement fascinant.

Notre tout nouveau bracket céramique. Innovant et on ne peut plus esthétique puisqu'il ne se voit pratiquement pas. Un bracket lui aussi de haute qualité!



**discovery® sl discovery®
sl 2.0**

Du high-tech adapté à vos besoins.

Les discovery® sl allient compacité et hautes performances. Ils sont à la fois efficaces et esthétiques.

➔ Vous trouverez toutes les informations sur nos produits et services sur www.dentaurum.de

Mise à jour : 08/12

Sous réserve de modifications

