




Conditionnement hygiénique des brackets.

Une solution professionnelle pour le praticien et le patient.



HYGIÈNE DE HAUT NIVEAU EN ORTHODONTIE.




HYGIÉNIQUE



PRATIQUE



ESTHÉTIQUE



Industrie 4.0 – Conditionnement automatisé et hygiénique des brackets

Il y a plus de 20 ans, Mark S. Pace, PDG de Dentaaurum, eut l'idée de proposer des brackets conditionnés de manière automatisée et hygiénique. Révolutionnaire, le concept de l'emballage blister établit de nouvelles normes en orthodontie – Made in Germany.


Le respect scrupuleux de la chaîne d'hygiène combiné à une technologie des plus modernes vous permet, en tant que praticien, de mener un traitement sûr et efficace au profit de vos patients.

Ce concept de conditionnement sans contact permet de saisir les brackets en une seule étape et garantit en même temps une grande pureté de ces derniers. C'est une véritable innovation en matière de design qui vient accélérer et optimiser votre traitement.

Brackets fabriqués
et conditionnés de
manière hygiénique –
Made in Germany.




Pour Dentaurem, la sécurité des praticiens et des patients constitue une priorité absolue. En tant qu'entreprise familiale dentaire la plus ancienne au monde, nous mettons un point d'honneur à assurer le bien-être des individus et à offrir une vaste gamme de produits et de prestations. Grâce aux collaborateurs de longue date qui bénéficient constamment d'une formation continue, aux contrôles qualité menés en permanence ainsi qu'aux processus validés, il est possible d'assurer une chaîne d'hygiène impeccable jusque dans le cabinet. Chaque année, des organismes indépendants vérifient ces données. Depuis plus de 130 ans, Dentaurem représente la qualité Made in Germany.



Mark Stephen Pace



DENTAURUM ATTACHE UNE GRANDE IMPORTANCE À L'HYGIÈNE.




Production maison



Les brackets, une fois confectionnés sur le site d'Ispringen près de Pforzheim, sont soumis à un nettoyage minutieux comptant sept étapes.


Concept de conditionnement



Les brackets, une fois fabriqués et nettoyés, sont mis en place dans l'emballage par des robots modernes – au bon endroit, avec une grande précision, de manière automatisée et hygiénique.



Industrie 4.0



La première entreprise dentaire au monde à conditionner ses brackets dans un processus hygiénique et entièrement automatisé.



➔ Vidéo

HYGIÈNE DE A À Z.



Nettoyage

Pas de nettoyage supplémentaire des brackets.




Numérotation FDI

Pour une affectation directe et facile à la dent respective.




Film de protection

Scellement optimal protégeant de toute contamination.



Film perforé

Sécurise les brackets au bon endroit.



➔ En savoir plus




HYGIÉNIQUE



PRATIQUE



ESTHÉTIQUE



Concept de conditionnement sûr


Les emballages Dentaureum répondent aux exigences internationales en vigueur conformément à la norme ISO 27020.



Positionnement au bon endroit

Pour un prélèvement direct et rapide.

LA RÉUSSITE EN TROIS ÉTAPES.



Otez le film de protection externe qui préserve les brackets de toute contamination et garantit le caractère original.



↳ Vidéo




HYGIÉNIQUE



PRATIQUE



ESTHÉTIQUE



A l'aide d'une précelle, passer à travers la perforation du compartiment abritant le bracket dans le sens mésio-distal (A), retirer le bracket (B) et le prétraiter comme d'habitude.



Placement direct du bracket sur la surface dentaire conditionnée.

MADE IN GERMANY.



En tant qu'entreprise familiale tenue par les propriétaires depuis maintenant quatre générations, nous agissons de manière autonome et flexible depuis Ispringen, notre siège en Allemagne. Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité et au caractère durable de nos produits conçus en étroite collaboration avec nos clients et fournisseurs ainsi qu'en fonction du marché.

Le principe "Made in Germany" est capital, que ce soit en matière de recherche, de développement, de production ou de logistique. Entreprise familiale présente sur la scène internationale, nous tenons à rester basés en Allemagne, où nous créons et maintenons des emplois et contribuons ainsi à l'instauration d'un avenir économique sain.



Dentaurum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



Mise à jour : 2022-12
Sous réserve de modifications

Dispositif Médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé
Marquage CE 0483 – DM – Classe IIa. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.
Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.
Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance maladie.

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Allemagne | Téléphone +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com