


rema[®]
CC 

Rivestimento per corone e ponti
universale e preciso



Tutti i vantaggi del r



indicato per tutte le leghe non preziose,
preziose e per ceramica pressata

grande stabilità

bassa durezza

espansione controllata

superfici di fusione lisce


temperatura di colata più bassa

Precisione controllata



nuovo rivestimento

- un solo rivestimento per qualsiasi lavoro di protesi fissa
- possibilità di preriscaldamento rapido o normale
- espansione libera o controllata
- semplicità di smuffatura e sabbatura
- assoluta precisione anche con ponti estesi
- regolazione individuale dell'espansione
- rifinitura efficiente
- grande precisione nei lavori su impianti




Confezioni di fornitura del rema® CC:

| Descrizione | Contenuto | REF |
|----------------------------------|---|-------------------|
| rema® CC polvere | 6 kg (60 x 100 g) | 105-840-00 |
| rema® CC polvere | 6 kg (38 x 160 g) | 105-841-00 |
| rema® CC liquido di miscelazione | 1 l | 105-845-00 |
| rema® CC set introduttivo | 10 buste da 160 g di polvere 500 ml di liquido 1 provino di precisione 1 misurino 2 confezioni da 25 g di cera da modellare 1 timer da laboratorio | 105-840-50 |

Per eventuali domande sull'uso dei prodotti Dentaaurum da laboratorio, è disponibile il nostro Servizio di Assistenza Clienti ai seguenti numeri:

Telefono **051/86.50.084**
Fax **051/86.32.91**
E-Mail **lab@dentaaurum.it**

 **Maggiori informazioni sui prodotti Dentaaurum sono disponibili anche nel sito internet:**

www.dentaaurum.de

Data dell'informazione: 07/10

Soggetto a variazione

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaaurum Italia S.p.a. · Via degli Speciali, 142/144 · Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80 · Fax: 051/86.32.91 · www.dentaaurum.it · E-Mail: info@dentaaurum.it