

Migliore estetica con  
*estrema facilità*



ceramotion®<sub>Lf</sub>

Foto: © Christian Ferraro®

### ceramotion® Lf

Ceramica a basso punto di cottura per leghe  
a elevata espansione termica (CET 15,9-17,0)



**D**  
DENTAURUM

## ceraMotion® Lf


### Ceramica a basso punto di cottura per leghe a elevata espansione termica (CET 15,9-17,0)

ceraMotion® Lf è la ceramica a basso punto di cottura per leghe con CET compreso tra 15,9 e 17,0 · 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> (25-500 °C). È particolarmente indicata per leghe preziose come la DentAurum LFC o non preziose come la remanium® LFC.

- ▷ Nessuna decolorazione grazie allo speciale Opaco in pasta
- ▷ Elevata resistenza alla flessione: 115 MPa
- ▷ Semplice tecnica di stratificazione ed eccellente stabilità
- ▷ Nessun rischio di deformazione grazie alla bassa temperatura di cottura

**Le speciali caratteristiche comuni a tutte le linee di ceramica ceraMotion®, rappresentano il vero, grande vantaggio di questo nuovo sistema: il più alto livello di estetica, sicurezza ed economicità mai raggiunto prima!**

La nuova filosofia ceraMotion® dell'ibrido permette una migliore efficienza della tecnica di stratificazione grazie a protocolli operativi identici per qualsiasi materiale da struttura. Le presso-ceramiche ceraMotion® si armonizzano perfettamente con tutte le masse da stratificazione. Grazie al processo di termopigmentazione è possibile ottenere la massima stabilità cromatica. Il processo di produzione è, inoltre, in grado di garantire l'eccellente stabilità di forme e spigoli nonché mantenere costante il valore CET. Nonostante la vastità della gamma prodotti, il concetto ceraMotion® assicura comunque un'ottima visibilità delle singole masse. Il potenziale offerto dal sistema ceraMotion® è unico nel suo genere e si basa sull'esperienza e la competenza delle aziende del Gruppo Dentaaurum da anni impegnate nello sviluppo e nella produzione di ceramiche dentali, di leghe e di rivestimenti.





Migliore estetica con  
*estrema facilità*



## Panoramica prodotti ceraMotion® Lf

Opachi in pasta	PO	base, A-D
Modificatori Opachi in pasta	POM	gengivale, arancio
Masse Spalla	SM	A, B, C, D, bianco, trasparente
Masse Gengivali	G	chiara, scura
Dentine Base	BD	1-10
Dentine	D	A-D
Modificatori Dentine Chroma	DM C	A, B, C, arancio
Modificatori Dentine Fluorescenti	DM F	crema, giallo, arancio
Masse Incisali	I	1, 2, 3
Masse Incisali Opalescenti	IO	1, 2, 3
Massa Trasparente	T	trasparente
Chroma Concept Opachi in pasta	CC PO	1 (bleach)
Dentine Chroma Concept	CC D	1 (bleach), 2 (bleach)
Masse Incisali Chroma Concept	CC I	1 (bleach)
Massa di Correzione	C	trasparente
Massa di Glasure	GL	trasparente
Lf Body Stains	LF BST	A, B, C
Lf Stains	LF ST	1 bianco, 4 arancio, 7 blu, 9 verde oliva, 12 rosso-bruno, 13 nero
Liquidi		liquido di modellazione, liquido per paste, liquido per Masse Spalla, liquido per Stains, marcatori di contrasto
<b>Cofano da 8 colori</b> 8 colori A - D (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D3) comprese varie Masse Incisali ed Effetti		

Data dell'informazione: 06/11

Soggetto a variazione

ceraMotion® – Sviluppata e prodotta da:

