

activeblue®



Dispositivo di pulitura
per apparecchi ortodontici



D
DENTAURUM

Puliture rapide ed efficaci



activeblue® 



Apparecchio di pulitura REF 098-000-00

Per la completa pulitura degli apparecchi ortodontici rimovibili.

Confezione:

- 1 x apparecchio di pulitura **activeblue**®
- 1 x detergente liquido **activefluid**®, 400 ml
- 1 x contenitore bianco di pulitura
- 1 x aghi di pulitura, 75 g
- 1 x pinzetta
- 1 x magnete
- 1 x cavo di rete -230 V

Dati tecnici:

- tensione: 100-240 V bei 50/60 Hz
- assorbimento: 90 VA
- fusibile: T 1,6AL / 250 V
- no. di giri: 1200 / 1600 / 2000 min⁻¹
- dimensioni: [L x H x P] 150 x 240 x 280 mm
- peso: 3 kg netto
- rumorosità: < 70 dB (A)

L'**activeblue**® è un dispositivo compatto per la pulitura ad alto rendimento di qualsiasi tipo di apparecchio ortodontico rimovibile. Il suo funzionamento si basa su un sistema meccanico di aghi magnetici rotanti in un bagno detergente.

In combinazione con il liquido detergente **activefluid**®, sviluppato appositamente per la pulitura in campo ortodontico, il sistema provvede alla rapida ed efficace rimozione di depositi ostinati e di tartaro dalle placche ortodontiche, in particolare nelle zone di difficile accesso per lo spazzolino dentale.

- **eccellente servizio per i vostri pazienti**
- **apparecchi ortodontici rimovibili perfettamente puliti**
- **di semplice utilizzo, rapido, igienico**
- **di piccole dimensioni, può essere collocato ovunque**



activefluid®



Detergente speciale per activeblue®

Il detergente **activefluid**® è un liquido speciale appositamente sviluppato per la pulitura degli apparecchi ortodontici rimovibili con dispositivo **activeblue**®. Consente di eliminare depositi ostinati come placca e tartaro dall'apparecchio ortodontico senza danneggiarlo. Studiato specificatamente per le placche ortodontiche, non danneggia le parti sensibili dell'apparecchio come le viti a espansione e gli elementi in filo metallico.

Non diamo alcuna garanzia di successo in caso di utilizzo di detersivi diversi dall'**activefluid**®!

- specificatamente sviluppato per i delicati apparecchi ortodontici
- rimuove facilmente i depositi ostinati preservando la struttura dell'apparecchio
- del tutto innocuo per i pazienti
- indicato in combinazione con il dispositivo di pulitura activeblue®



Detergente liquido REF 150-020-00

Il detergente liquido **activefluid**® rappresenta un accessorio del dispositivo di pulitura **activeblue**®.

Caratteristiche chimico-fisiche:
acidità, pH = 2,0

Confezione:

1 x 1000 ml di detergente liquido **activefluid**®

Il Gruppo Dentaaurum

Germany | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.dentaaurum.de
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051/86.19.35

Assistenza tecnica: 051/86.25.80 | E-Mail: ortodonzia@dentaaurum.it
Assistenza commerciale: 051/86.25.80 | E-Mail: ordini@dentaaurum.it

Data dell'informazione 02/14
Soggetto a variazioni



www.dentaaurum.de

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80 | Fax 051/86.32.91 | www.dentaaurum.it | info@dentaaurum.it